

English – instructions

MediRoyal Sacro-X

General information · Read the instruction carefully. The product should be fitted by a medical professional like an occupational therapist, physical therapist, orthopedic technician or a medical doctor. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult their doctor before use. If the patient is allergic, check the material content on the backside of the white textile label on the cover for material content.

Indications · The product has been design to provide support to the lumbar and SI-joint area.

Contraindications · Patients with reduced sensibility should consult their physician before use.

Pre Application · To select the right size, take the circumferential measurement around the waist. Use the measurement chart to determine the most suitable size.

Adjustment · The brace are fitted with a sacro-pad and two plastic splints. The pad will increase SI support and the plastic splints will both provide light support and pressure displacement.

Application · Open the Velcro closure of the brace. Apply the brace over the hip and close in the front. Then grip the reinforcement strap and apply it in the front of the brace by the Velcro closure. Adjust compression to a comfortable level.

Removal · Open the Velcro straps and remove the brace.

Caring instructions and precautions · We recommend the brace should be washed once a week. Follow the washing instructions on the white label on the product, close all straps and use a laundry bag.

Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should be observed. Patients with allergies should check the material content on the backside of the label on the cover.

For more information consult www.mediroyal.se

Français – instructions

MediRoyal Sacro-X

Informations générales · Lisez ces instructions soigneusement. Le produit devrait être installé par un professionnel médical comme un ergothérapeute professionnel, un physiothérapeute, un technicien en orthopédie ou un médecin. Les patients avec du diabète, des problèmes circulatoires ou une peau sensible devraient consulter leur médecin avant utilisation. Si le patient est allergique, vérifiez le contenu sur l'arrière de l'étiquette en tissu blanc sur la gaine pour les matériaux contenus.

Indications · Le produit a été conçu pour fournir un soutien de la région lombaire et au niveau de l'articulation sacro-iliaque.

Contre-indications · Les patients avec une sensibilité diminuée devraient consulter leur docteur avant l'utilisation.

Avant l'application · Pour choisir la bonne taille, mesurez la circonférence autour de la taille. Utilisez le tableau des tailles pour déterminer la taille la plus adaptée.

Ajustement · L'orthèse est équipée avec un cousin sacré et deux attelles en plastique. Le cousin augmentera le soutien sacro-iliaque et les attelles en plastique fouriront à la fois un soutien léger et un déplacement de la pression.

Application · Défaitez la fermeture Velcro de l'orthèse. Appliquez l'orthèse sur la hanche et fermez sur le devant. Attrapez ensuite la sangle de renfort et appliquez-la sur le devant de l'orthèse au niveau de la fermeture Velcro. Ajustez la compression à un niveau confortable.

Enlever · Défaitez les sangles Velcro et enlevez l'orthèse.

Instructions d'entretien et précautions · Nous recommandons que l'orthèse soit lavée une fois par semaine. Suivez les instructions de lavage sur l'étiquette blanche se trouvant sur la gaine, attachez les sangles et utilisez toujours un sac à linge.

Les patients avec une peau sensible, du diabète ou une mauvaise circulation devraient être surveillés. Les patients avec des allergies devraient vérifier les matériaux sur l'arrière de l'étiquette sur la gaine.

Pour plus d'informations, consultez www.mediroyal.se

Svenska – Instruktioner

MediRoyal Sacro-X

Generell information · Läs instruktionen noggrant. Produkten ska provas ut av medicinsk utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud ska konsultera sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet på baksidan av den vita etiketten på produkten.

Indikationer · Produkten har designats för personer med sacral ryggsmärta. Kan användas vid problem från SI-leden.

Kontraindikationer · Patienter med reducerad känslor ska rådgöra med sin läkare innan användning.

Förberedelse för applicering · För att välja rätt storlek, använd mät-tabellen ovan. Eftersom bandaget är justerbart är det viktigt individuellt hur storleken upplevs.

Justering · Ortoßen har en pelott för sacrum och två plastskenor baktil. Pelotten ger ökat stöd över SI-lederna och plastskenorna ger både stöd och trycklastning.

Applicering · Öppna alla kardborrband. Placera ryggdelen på ortosen vid nedre delen av ländryggen eller över höften och stäng kardborren. Använd dragbanden för att justera stödet.

Avlägsnande av ortosen · Öppna alla kardborreband och ta av bandaget. Stäng sedan alla kardborreband när bandaget inte används. Det förhindrar att kardborren fastnar i materialet och ökar livslängden.

Skötsel och försiktigheitsåtgärder · Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. Följ tvättinstruktionerna på den vita etiketten på produkten. Ta ut metallskenorna, stäng alla band och använd gärna en tvättspåse.

Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation ska alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling. Patienter med allergier ska alltid kontrollera produktens materialinnehåll som finns på den vita artikeletiketten på produkten.

För mer information besök www.mediroyal.se

Deutsch – anleitung

MediRoyal Sacro-X

Allgemeine Information · Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Das Produkt sollte von jemandem mit medizinischer Ausbildung angelegt werden, z. B. einem Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Orthopädietechniker oder Arzt. Patienten mit Diabetes, Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut sollten vor Verwendung ihren Arzt befragen. Ist der Patient allergisch, überprüfen Sie die Materialangaben auf der Rückseite des weißen Textiletiketts auf Inhalte.

Indikationen · Das Produkt wurde entwickelt zur Stützung des Bereichs von Lenden und Kreuz-Darmbein-Gelenk.

Gegenanzeigen · Patienten mit verringriger Empfindung sollten vor Verwendung ihren Arzt befragen.

Vor Anbringung · Um die richtige Größe auszuwählen, messen Sie den Tailenumfang. Bestimmen Sie anhand der Maßtabelle die am besten passende Größe.

Anpassung · Die Stütze ist mit einem Kreuzkissen und zwei Plastikschiene versehen. Das Kissen verstärkt die Stützung des Kreuz-Darmbein-Gelenks und die Schienen sorgen für eine leichte Stützung sowie Druckverlagerung.

Anbringung · Öffnen Sie den Klettverschluss der Stütze. Legen Sie die Stütze an der Hüfte an und schließen Sie sie an der Vorderseite. Nehmen Sie dann den Verstärkungsriemen und legen Sie ihn an der Vorderseite der Stütze am Klettverschluss an. Justieren Sie den Druck auf ein angenehmes Niveau.

Entfernung · Öffnen Sie die Klettverschlüsse und entfernen Sie die Stütze.

Pflegeanleitung und Vorsichtsmaßnahmen · Wir empfehlen die Stütze einmal in der Woche zu waschen. Befolgen Sie Waschanleitungen auf dem weißen Etikett am Produkt, ziehen Sie alle Riemen an und benutzen Sie einen Waschbeutel.

Patienten mit empfindlicher Haut, Diabetes oder schlechtem Blutkreislauf sollten beobachtet werden. Patienten mit Allergien sollten die Materialzusammensetzung auf der Rückseite des Etiketts an der Hülle überprüfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mediroyal.se

Italiano – Istruzioni

MediRoyal Sacro-X

Informazioni generali · Leggere attentamente le istruzioni. Il prodotto dovrebbe essere regolato da un professionista, come un fisioterapista, un fisioterapista della riabilitazione, un tecnico ortopedico o un medico. I pazienti che soffrono di diabète, problemi di circolazione o pelle sensibile dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso. Qualora il paziente soffrisse di allergia, controllare i materiali contenuti indicati sul retro dell'etichetta bianca in tessuto sulla copertura.

Indicazioni · Il prodotto è stato progettato per fornire supporto alla zona lombare e alla zona dell'articolazione sacro-iliaca.

Controindicazioni · I pazienti con sensibilità ridotta dovrebbero consultare il medico prima dell'uso.

Prima dell'applicazione · Per scegliere la taglia corretta, prendere la misura della circonferenza vita. Usare la tabella delle misure per scegliere la taglia più adatta.

Regolazione · Il supporto si adatta con un cuscinetto sacrale e due stecche in plastica. Il cuscinetto aumenta il supporto sacro-iliaco e le stecche in plastica forniscono un leggero supporto e una distribuzione del carico.

Applicazione · Aprire la chiusura in Velcro del supporto. Applicare il supporto sopra le anche e chiuderlo sul davanti. Poi assicurare il laccio di rinforzo e applicarlo sul davanti del supporto tramite la chiusura in Velcro. Regolare la compressione a livello confortevole.

Rimozione · Aprire i lacci in Velcro e togliere il supporto.

Istruzioni per la manutenzione e precauzioni · Raccomandiamo di lavare il supporto una volta alla settimana. Seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta bianca sul prodotto, chiudere tutti i lacci e inserire sempre in un sacchetto in tela per proteggerlo durante il lavaggio.

I pazienti con pelle sensibile, diabète o problemi circolatori dovrebbero essere tenuti sotto controllo costante. I pazienti che soffrono di allergie dovrebbero controllare la composizione sul retro dell'etichetta sulla copertura.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mediroyal.se

Español – Instrucciones

MediRoyal Sacro-X

Generalidades · Lea las instrucciones cuidadosamente. El producto debe ser colocado por un profesional médico como un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico o un médico. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas de circulación o piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si el paciente sufre de alergias, revise la lista de materiales del producto en la parte trasera de la etiqueta de tela blanca de la cubierta.

Indicaciones · Este producto ha sido diseñado para proporcionar apoyo a las área lumbar y de la articulación SI.

Contraindicaciones · Los pacientes con sensibilidad reducida deben consultar a su médico antes de usarla.

Antes de aplicar · Para seleccionar el tamaño adecuado, mida el perímetro de la cintura. Use la tabla de medidas para determinar el tamaño adecuado.

Ajuste · La correa viene con una almohadilla para el sacro y dos férulas plásticas. La almohadilla aumentará el apoyo SI y las férulas plásticas proporcionarán apoyo ligero y desplazamiento de presión.

Uso · Abra el cierre velcro de la ótesis. Coloque la ótesis en la cadera y ciérrela por delante. Pase la correa de refuerzo por delante de la ótesis por el cierre velcro. Ajuste la presión hasta un nivel cómodo.

Remoción · Abra las correas velcro y retire la ótesis.

Precauciones e instrucciones de cuidado · Recomendamos lavar la ótesis una vez por semana. Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta blanca del producto, cierre todas las correas y use una bolsa de malla para lavar.

Los pacientes que sufren de piel sensible, diabetes o mala circulación deben ser vigilados. Los pacientes con alergias deben consultar el contenido de material en la parte trasera de la etiqueta de la cubierta.

Para obtener más información, visite www.mediroyal.se

MediRoyal Sacro-X

MR4925



mediroyal

CE
MediRoyal Nordic AB
Box 7052, SE-192 07 Sollentuna
Sweden
+46 8 506 766 00
www.mediroyal.se

English
Svenska
Suomi
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Nederlands
Ελληνικά
Eesti
Latvijas
Lietuvos
Polski
Русский
Slovenski
Český



Português – Instruções

MediRoyal Sacro-X

PT

Informação Geral · Leia estas instruções cuidadosamente. O produto deve ser aplicado por um profissional médico tal como um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico ortopédico ou um médico. Pacientes com diabetes, problemas circulatórios ou pele sensível devem consultar o seu médico antes de utilizar. Se o paciente for alérgico, verifique a composição do conteúdo na parte de trás do rótulo branco de tecido na cobertura.

Indicações · O produto foi desenhado para proporcionar suporte nas áreas lombar e articulações SI.

Contra indicações · Pacientes com sensibilidade reduzida devem consultar o seu médico antes de utilizar.

Pré Aplicação · Para selecionar o tamanho certo, faça a medição circumferencial ao redor da cintura. Utilize a tabela de medição para determinar o tamanho mais adequado.

Ajuste · O imobilizador está equipado com uma almofada sacro e duas talas de plástico. A almofada aumentará o apoio das SI e as talas de plástico fornecerão apoio ligeiro e a deslocalização da pressão.

Aplicação · Abra as tiras de Velcro do imobilizador. Aplique o imobilizador sobre a anca e feche na frente. Seguidamente segure a tira de reforço e aplique-a na parte da frente do imobilizador utilizando o fecho de Velcro. Ajuste a compressão de forma a ficar confortável.

Remoção · Abra as tiras de Velcro e retire o imobilizador.

Instruções de manutenção e precauções · Recomendamos que o imobilizador seja lavado uma vez por semana. Siga as instruções de lavagem na etiqueta branca do produto, feche todas as tiras e use um saco de roupa.

Pacientes com pele sensível, diabetes ou má circulação sanguínea devem ser vigiados. Os pacientes com alergias devem verificar a composição do conteúdo na parte de trás do rótulo branco na cobertura.

Para mais informações consulte www.mediroyal.se

Lietuvos – Instrukcijos

MediRoyal Sacro-X

LV

Bendra informacija · Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pritaikyt produktą turi medicinos specialistas, pavyzdžiu, darbo terapeutas, fizioterapeutas, ortopedas technikas ar medicinos gydytojas. Diabetu sergantys, kraujotakos problemu ar jautrija odą turintys pacientai prieš naudodami turi pasitarti su gydytoju. Jei pacientas yra alergiškas, jis turi susipažinti su baltoje audinio etiketeje nugarinėje prietaiso dalyje nurodyta medžiagos sudėtimi.

Indikacijos · Gaminys skirtas atramai nugaros juosmens ir kryžkaulinio klubakaulio sąnario srityje suteiki.

Kontraindikacijos · Mažiau jautrūs pacientai prieš naudodami priemones visada turi pasitarti su gydančiu gydytoju.

Prieš naudojant · Kad pasirinktumėte tinkamą dydį, išmatuokite paciento juosmens apimtį. Pasinaudokite matavimų lentelė ir pasirinkite tinkamiausią dydį.

Pritaikymas · Atramą sudaro kryžkaulio plokštelių ir du plastiko įtvarai. Plokštelių suteiks tvirtesnę atramą kryžkaulinio klubakaulio sąnariui, o plastiko įtvarai užtikrins lengvą atramą ir paskirstys spaudimą.

Naudojimas · Atpalauduokite atramas „Velcro“ užraktą. Atramą uždėkite ant klubų ir priekyje ją užsekitė. Tada suimiokite sutvirtinančią dirželį, jį uždėkite ir užvežkite „Velcro“ užsegimui. Kompresija koreguokite, kad įtvaras būtų patogus.

Nuėmimas · Atpalauduokite „Velcro“ dirželius ir nuimkite įtvarą.

Priežiuros nurodymai ir atsargumo priemonės · Rekomenduojama atramą skaldti kartą per savaitę. Vadovaukitės skalbimo instrukcijomis, išsiesti toje baltoje etiketeje, užspauskite visus dirželius ir naudokite maišelį skalbiniams.

Jautrija odą turinčius, diabetu sergančius pacientus ar asmenis, kurie diagnozuota prasta krauso aptyka, reikia stebėti. Alergiški pacientai turi susipažinti su baltoje audinio etiketeje nugarinėje prietaiso dalyje nurodyta medžiagos sudėtimi.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.mediroyal.se

Nederlands – Instructies

MediRoyal Sacro-X

Algemene informatie · Lees de instructies aandachtig door. Het product dient te worden aangebracht door een medische professional, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, orthopedisch technicus of een arts. Patiënten met diabetes, problemen met de bloedsomloop of gevoelige huid dienen hun arts te raadplegen voor gebruik. Als de patiënt allergisch is, controleren dan de materiële inhoud aan de achterkant van de witte label op het deksel.

Aanwijzingen · Het product is ontworpen om ondersteuning te bieden aan het gebied rond de lenden- en SI-gewrichten.

Contra-indicaties · Patiënten met verminderde gevoeligheid dienen voor gebruik hun arts te raadplegen.

Voorbereiding · Meet de omtrek rond de taille om de juiste maat te kiezen. Gebruik de metingsgrafiek om de meest geschikte maat te bepalen.

Afstellen · De brace is voorzien van een sacro-kap en twee kunststof spalken. De kap zal meer SI-ondersteuning bieden en de plastic spalken zullen beide zorgen voor lichte steun en drukverplaatsing.

Toepassing · Open de klittenbandsluiting van de brace. Plaats de brace over de heup en sluit aan de voorkant. Pak vervolgens de verstevigingsband vast en bevestig het aan de voorkant van de brace met behulp van de klittenbandsluiting. Verstel compressie tot een comfortabel niveau.

Verwijdering · Maak het klittenband los en verwijder de brace.

Zorg instructies en voorzorgsmaatregelen · Wij raden u aan om de brace eens per week te wassen. Volg de wasvoorschriften op het witte etiket op het product, sluit de bandjes en gebruik een waszak.

Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of een slechte bloedsomloop dienen in de gaten gehouden te worden. Patiënten met allergieën dienen de materiële inhoud aan de achterkant van het etiket op de deksel te controleren.

Zie voor meer informatie www.mediroyal.se

Polski – Instrukcje

MediRoyal Sacro-X

Informacje ogólne · Należy uważnie przeczytać instrukcję. Produkt powinien zakładać pracownik służby zdrowia, np. terapeuta zajęciowego, fizjoterapeutę, technik ortopedyczny lub lekarz. Pacjenci z cukrzycą, zaburzeniami krążenia lub wrażliwą skórą powinni przed użyciem zasięgnąć porady lekarza. Jeśli pacjent ma uczulenie, należy sprawdzić skład materiału na spodzie białej etykiety tekstuowej znajdującej się na osłonie.

Wskazania · Produkt przeznaczony jest do wspierania lędźwiowego odcinka kręgosłupa i rejonu stawu krzyżowo-biodrowego.

Przeciwwskazania · Pacjenci z zaburzeniami czucia powinni przed użyciem zasięgnąć porady lekarza.

Przed założeniem · Aby dobrze odpowiedni rozmiar, należy zmierzyć obwód pasa. Właściwy rozmiar należy wybrać na podstawie karty pomiarów.

Regulacja · Orteza wyposażona jest we wkładkę krzyżową i dwie szyny z tworzywa sztucznego. Wkładka ułatwia podporę stawu krzyżowo-biodrowego, a szyny z tworzywa sztucznego zapewniają lekkie wsparcie i dystrybucję nacisku.

Zakładanie · Otwórz rzep ortezu. Założyć stabilizator na staw biodrowy i zamknąć go z przodu. Następnie chwycić pasek wzmacniający i założyć go z przodu stabilizatora za pomocą rzepy. Wyregulować nacisk do poziomu zapewniającego wygodę.

Zdejmowanie · Otwórz rzepy i zdjąć ortezę.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji i środków ostrożności · Zalecamy pranie ortezy raz w tygodniu. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prania podanych na białej etykiecie, zamkać wszystkie paski i zawsze używać woreczka do prania.

Pacjentów z wrażliwą skórą, cukrzycą lub zaburzeniami krążenia krwi należy poddać obserwacji. Pacjenci z alergiami powinni sprawdzić skład materiału na spodzie etykiety znajdującej się na osłonie.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mediroyal.se

Dopолнительную информацию см. www.mediroyal.se

Ελληνικά – Οδηγίες

MediRoyal Sacro-X

Γενικές πληροφορίες · Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες. Το πρώτον πάρεται να διαχειρίζεται αποκλειστικά εξειδικευμένος ιατρικός επαγγελματίας, δημόσιος για παράδειγμα εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, θεραπευτής στην τεχνική ορθοπεδίου ή ιατρός. Ασθενείς που παρουσιάζουν διαβήτη, προβλήματα του κυκλοφορίου ή δεματική ευαισθησία πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους προτού το χρησιμοποιήσουν. Αν ο ασθενής είναι αλλεργικός, ελέγχετε το περιεχόμενο υλικό στο πίσω μέρος της λευκής υφασμάτινης ετικέτας στο κάλυμμα, για το περιεχόμενο υλικό.

Αναγνώστε · Το οποίο σχεδιάστηκε για να προσφέρει υποστήριξη στην οσφύκι και την περιοχή των ιερολαγόνων.

Αντενδείξεις · Ασθενείς που παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν την χρήση.

Πριν την εφαρμογή · Για να επιλέξετε το ορθό μέγεθος, μετρήστε την περιμέτρο της μέσης. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα μέτρησης για να προσδιορίσετε τον πλέον κατάλληλο μέγεθος.

Ρύθμιση · Ο νάρθηκας είναι εφοδιασμένος με σύστημα υποστήριξης ιερού και δύο πλαστικούς συνδετήρες. Το σύστημα θα αυξήσει την υποστήριξη των ιερολαγόνων και οι πλαστικοί συνδετήρες θα παρέχουν ελαφρά υποστήριξη και μετατόπιση πίεσης.

Παραγωγή · Ανοίξτε την λωρίδα Velcro του νάρθηκα. Τοποθετήστε το νάρθηκα στο μπρό και κλείστε τον στο μπρόστα μέρος. Στη συνέχεια κρατήστε τον μάντα ενίσχυσης και εφαρμόστε τον στο μπρόστα μέρος της πίεσης σε επίπεδο που να είναι ενοχλητικό.

Αφαίρεση · Ανοίξτε τους μάντα Velcro και αφαιρέστε το νάρθηκα.

Οδηγίες φροντίδας και προφύλαξης · Συστήνουμε όπως ο νάρθηκας πλένεται μια φορά την εβδομάδα. Ακολουθήστε τις οδηγίες πλύσης που να μην είναι ενοχλητικό.

Εμαλδάμιν · Αναγνωρίστε την λωρίδα Velcro στην πίσω πλευρά της ετικέτας.

Προστασία · Ασθενείς με ευαισθητό δέρμα, διαβήτη ή χαμηλά επίπεδα κυκλοφορίου θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. Ασθενείς με αλλεργίες θα πρέπει να ελέγχουν το περιεχόμενο υλικό στο πίσω μέρος της ετικέτας στο κάλυμμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλεύετε το www.mediroyal.se.

Eesti – Juhised

MediRoyal Sacro-X

Üldine teave · Lugege juhised hoolikalt läbi. Toote peab paigaldama meditsiinitöötaja, nagu tegevusterapeut, füsioterapeut, ortopeediatehnik või arst. Diabeedi, vereringehäirete või tundlikku nahaga patsiendid peavad enne kasutamist arstiga nõu pidama. Kui patsient on allergiline, vaadake kattel oleva valideksid tagaküljelt materjalide sisaldust.

Näidustused · Toode on ette nähtud nimme piirkonna ja sakroiliakaaliigese piirkonna toestamiseks.

Ennəndes · Toode on ette nähtud nimme piirkonna ja sakroiliakaaliigese piirkonna toestamiseks.

Antenesis · Aσθενείς που παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν την χρήση.

Πριν την εφαρμογή · Για να επιλέξετε το ορθό μέγεθος, μετρήστε την περιμέτρο της μέσης. Χρησιμοποιήστε την κλίμακα μέτρησης για να προσδιορίσετε τον πλέον κατάλληλο μέγεθος.

Reguleerimine · Toel on ristluupadi ja kaks plastiplanti. Padi suurendab sakroiliakaaliigese piirkonna tuge ning plastiplandid pakuvad kerget tuge ja vormimaldavad survet ümber paigutada.

Paigaldamine · Avage toe takjakinnis. Pange tugi puusaligesele ja sulgege keha esikülje. Seejärel võtke tugevdusrihm ja kinnitus see takjakinnisse abil toe esikülje. Reguleerige surve mugavale tasemele.

Eemaldamine · Avage takjaribad ja eemalda tuge.

Hooldusjuhised ja ettevaatusabinõud · Soovitame pesta tuge tuge üks kord nädalas. Järgige tootel olevat valget sildil esitatud pesemisjuhiseid, sulgege kõik rihamid ja kasutage pesukotti.

Ärge hoiata · Tundlikku nahha, diabeedi või vereringehäiretega patsiente tuleb jälgida. Allergilised patsiendid peavad vaatama kattel oleva sildi tagaküljelt materjalide sisaldust.

Lisateavet leiate aadressilt www.mediroyal.se

Latvijas – Instrukcija

MediRoyal Sacro-X