

General information · Read the instruction carefully before use. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult their doctor before use. If the patient is allergic, check the material content on textile label.

Indications · The product has been design to compression to the abdominal area.

Contraindications · Patients with poor breathing should use caution.

Application · Open the Velcro closure of the brace. Apply the main brace over the abdominal region and close in the front.

Removal · Open the Velcro straps and remove the brace.

Caring instructions and precautions · We recommend that the brace should be washed once a week. Follow the washing instructions on the label of the product, close the Velcro and use a laundry bag. Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should be observed. Patients with allergies should check the material content on the label.

For more information visit www.mediroyal.se

SE Svenska – Instruktioner
Maggordel

Generell information · Läs instruktionen noggrant innan användning. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud ska konsultera sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktallergier, kontrollera materialinnehållet på textiletiketten.

Indikationer · Produkten är designad för att ge kompression över mage/torso.

Kontraindikationer · Patienter med dålig anding ska vara uppmärksam vid användning så den inte stör.

Applicering · Öppna alla kardborrband och placera bandaget över magen. Stäng kardborren fram till.

Avlägsnande av bandaget · Öppna alla kardborreband och ta av bandaget.

Skötsel och försiktighetsåtgärder · Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. Följ tvättinstruktionerna på textiletiketten. Stäng kardborren och använd en tvättfäste. Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation ska alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling. Patienter med allergier ska alltid kontrollera produktens materialinnehåll på textiletiketten.

För mer information besök www.mediroyal.se

DE Deutsch – Anleitung
Bauchkompressen

Allgemeine Informationen · Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch. Patienten mit Diabetes, Kreislaufproblemen oder empfindlicher Haut sollten vor Verwendung ihren Arzt befragen. Ist der Patient allergisch, überprüfen Sie die Materialangaben auf dem Textiletikett.

Indikationen · Dieses Produkt wurde zur Pressung der Bauchregion entwickelt.

Gegenanzeigen · Patienten mit Atemschwierigkeiten sollten vorsichtig sein.

Anbringung · Öffnen Sie den Klettverschluss an der Stütze. Legen Sie die Hauptstütze im Bauchbereich an und schließen Sie sie vorne.

Entfernung · Öffnen Sie den Klettverschluss und entfernen Sie die Stütze.

Pflegeanleitung und Vorsichtsmaßnahmen · Wir empfehlen die Stütze einmal in der Woche zu waschen. Befolgen Sie die Waschanleitungen auf dem Etikett am Produkt, schließen Sie den Klettverschluss und benutzen Sie einen Waschbeutel. Patienten mit empfindlicher Haut, Diabetes oder schlechtem Blutkreislauf sollten beobachtet werden. Patienten mit Allergien sollten die Materialzusammensetzung auf dem Etikett überprüfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mediroyal.se

NL Nederlands – Instructies
Buikband

Algemene informatie · Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig door. Patiënten met diabetes, bloedsomloopklachten of een gevoelige huid dienen voor gebruik hun huisarts te raadplegen. Controleer bij allergie de materiaalsamenstelling op het textiellabel.

Indicaties · Het product is ontworpen om voor compressie rond de buik te zorgen.

Contraindicaties · Patiënten met slechte ademhaling dienen voorzichtigheid in acht te nemen.

Aanbrengen · Open de klittenbandsluiting. Leg de hoofdbrace op het buikgebied en maak van voren de sluiting dicht.

Verwijderen · Open de klittenbandsluiting en verwijder de brace.

Onderhoudsinstructies en voorzorg · Wij raden aan de brace eenmaal per week te wassen. Volg de wasvoorschriften op het productlabel, sluit het klittenband en gebruik een waszak. Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of een matige bloedsomloop dienen te worden geobserveerd. Patiënten met allergieën dienen de materiaalsamenstelling op het label te raadplegen.

Kijk voor meer informatie op www.mediroyal.se.

FI Suomi – Käyttöohje
Vatsatuki

Yleiset tiedot · Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Potilaiden, joilla on diabetes, verenkiertohäiriöitä tai herkkä iho, on hyvä neuvoa lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä. Jos olet allerginen, katso materiaalikostumus kankaisesta tuote-etiketistä.

Käyttöaiheet · Tuote on tarkoitettu tukemaan vatsan aluetta.

Vasta-aiheet · Potilaiden, joilla on hengityshäiriöitä, tulee noudattaa varovaisuutta.

Pukeminen · Avaa tuen tarrakiinnike. Laita tuki vatsan alueen ympäri ja sulje edestä.

Riisuminen · Avaa tarranauhat ja riisu tuki.

Hoito-ohjeet ja varotoimet · Tuki on suosittavaa pestä kerran viikossa. Noudata tuotteen etiketissä olevia pesuohjeita, sulje tarranauha ja käytä pesupussia. Ole varovainen tuen käytössä, jos sinulla on herkkä iho, diabetes tai huono verenkierto. Jos olet allerginen, katso materiaalikostumus tuote-etiketistä.

Lue lisää osoitteesta www.mediroyal.se

ET Eesti – Juhised

Kõhu tugisideme kasutusjuhend

Üldine teave · Enne kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit! Diabeedi, vereringshäirete või tundliku nahaga patsiendid peavad enne kasutamist arstiga nõu pidama. Allergilised patsiendid peavad vaatama riidesildil toodud materjalide sisaldust.

Näidustused · Toode on ette nähtud surve avaldamiseks köhupiirkonnale.

Vastunäidustused · Hingamishäiretega patsiendid peavad olema ettevaatlikud.

Paigaldamine · Avage toe takjakinnis. Pange põhitugi köhupiirkonnale ja sulgege keha esiküljel.

Eemaldamine · Avage takjaribad ja eemaldage tugi.

Hoidlusjuhised ja ettevaatusabinõud · Soovitame pestä tuge üks kord nädalas. Järgige toote sildil esitatud pesemisjuhiseid, sulgege takjaribad ja kasutage pesukotti. Tundliku naha, diabeedi või vereringshäiretega patsiente tuleb jälgida. Allergilised patsiendid peavad vaatama sildil toodud materjalide sisaldust.

Lisateavet leiate aadressilt www.mediroyal.se

FR Français – Instructions

Ceinture Abdominale

Informations générales · Lisez soigneusement ces instructions avant toute utilisation. Les patients souffrant de diabète, avec des problèmes circulatoires ou une peau sensible, devraient consulter leur médecin avant utilisation. Si le patient est allergique, vérifiez le contenu du matériau sur l'étiquette textile.

Indications · Le produit a été conçu pour la compression de la zone abdominale.

Contre-indications · Les patients avec une respiration difficile devraient être prudents.

Application · Défaitez la sangle Velcro sur la ceinture. Appliquez la ceinture principale sur la région abdominale et fermez devant.

Enlèvement · Défaitez les sangles Velcro et retirez la ceinture.

Instructions et précautions d'entretien · Nous recommandons que la ceinture soit lavée une fois par semaine. Suivez les instructions de lavage sur l'étiquette se trouvant sur le produit, attachez toutes les sangles et utilisez un sac à linge. Les patients avec une peau sensible, du diabète ou une mauvaise circulation devraient être suivis. Les patients avec des allergies devraient vérifier le contenu du matériau sur l'étiquette.

Pour plus d'informations, consultez www.mediroyal.se

IT Italiano – Istruzioni

Fascia addominale

Informazioni generali · Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. I pazienti che soffrono di diabète, problemi di circolazione o pelle sensibile dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso. Se il paziente soffre di allergie, controllare i materiali indicati sull'etichetta in tessuto.

Indicazioni · Il prodotto è stato progettato per fornire compressione alla zona addominale.

Controindicazioni · I pazienti con difficoltà respiratorie dovrebbero prestare la massima attenzione.

Applicazione · Aprire la chiusura in Velcro del supporto. Applicare il supporto principale sopra la regione addominale e chiuderlo sul davanti.

Rimozione · Aprire le strisce in Velcro e rimuovere il supporto.

Istruzioni per la cura e precauzioni · Si raccomanda di lavare il supporto una volta alla settimana. Seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta applicata al prodotto, chiudere tutti i lacci e usare un sacchetto in tela per proteggerlo durante il lavaggio. I pazienti con pelle sensibile, diabète o problemi circolatori dovrebbero rimanere sotto osservazione. I pazienti che soffrono di allergie sono invitati a controllare la composizione indicata sull'etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.mediroyal.se

ES Español – Instrucciones

Soporte Abdominal

Información general · Lea las instrucciones atentamente antes de usar. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si el paciente sufre de alergias, revise el contenido material en la etiqueta del producto.

Indicaciones · Este producto ha sido diseñado para dar compresión a la zona abdominal.

Contraindicaciones · Los pacientes con problemas de respiración deben tener cuidado.

Aplicación · Abra el cierre velcro de la ótesis. Aplique el soporte principal en la región abdominal y ciérrelo por delante.

Remoción · Abra las correas velcro y retire la ótesis.

Precauciones e instrucciones de cuidado · Recomendamos lavar la ótesis una vez por semana. Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta del producto, cierre todas las correas velcro y use una bolsa de malla para lavarla. Los pacientes que sufren de piel sensible, diabetes o mala circulación deben ser vigilados. Los pacientes que sufren de alergias deben revisar el contenido material en la etiqueta.

Para más información, visite www.mediroyal.se

PT Português – Instruções

Cinta Abdominal

Informação Geral · Leia as instruções cuidadosamente antes de utilizar. Pacientes com diabetes, problemas circulatórios ou pele sensível devem consultar o seu médico antes de utilizar o produto. Se o paciente for alérgico, verifique a composição do material na etiqueta têxtil.

Indicações · O produto foi desenhado para proporcionar suporte na área abdominal.

Contra indicações · Pacientes com dificuldade de respiração devem ter cuidado.

Aplicação · Abra as tiras de Velcro do imobilizador. Aplique o imobilizador principal sobre a região abdominal e feche na frente.

Remoção · Abra as tiras de Velcro e retire o imobilizador.

Instruções de manutenção e precauções · Recomendamos que o imobilizador seja lavado uma vez por semana. Siga as instruções de lavagem na etiqueta do produto, feche todas as tiras de Velcro e use um saco de roupa. Pacientes com pele sensível, diabetes ou má circulação sanguínea devem ser vigilados. Os pacientes com alergias devem verificar a composição do material na etiqueta.

Para mais informações consulte www.mediroyal.se

LV Lietuvos – Instrukcijos

Vėdera kompresijas ortozes

Vispārīga informācija · Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju. Pacientiem ar diabetu, asinsrītēm traucējumiem vai jutīgu ādu pirms izstrādājuma lietošanas jākonsultējas ar ārstu. Ja pacients ir alergisks, pārbaudiet sastāvā esošos materiālus uz auduma birkas.

Indikācijas · Šis izstrādājums ir paredzēts vēdera kompresijai.

Kontrāndikācijas · Pacientiem ar apgrūtinātu elpošanu jāievēro priesardzība.

Uzvilkšana · Attaisiet ortozes līpslēdzēja aizdari. Aplieci ortozi ap vēderu un prieķuspēs aiztaisiet.

Novilkšana · Attaisiet līpslēdzēja aizdari un novilciet ortozi.

Kopšanas instrukcija un piesardzības pasākumi · Iesakām mazgāt ortozi reizi nedēļā, levērojiet mazgāšanas instrukcijas uz izstrādājuma birkas, aiztaisiet līpslēdzēju un izmantojiet veljas maisiņu. Pacienti ar jutīgu ādu, diabetu vai vāju asinsrīti ir jānovēro. Pacientiem ar alergijām jāpārbauda sastāvā esošie materiāli uz birkas.

Lai saņemtu plašāku informāciju, apmeklējet www.mediroyal.se



MR1353 · ABB365 · ABB366 · ABB367 Abdominal Binder

PL Polski – Instrukcje

Gorset lędźwiowy

Informacje ogólne · Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje. Pacjenci z cukrzycą, problemami krążenia lub wrażliwą skórą powinni przed rozpoczęciem użytkowania skonsultować się z lekarzem. W celu sprawdzenia, czy materiał może wywołać reakcję alergiczną należy sprawdzić skład materiałowy na metce.

Wskazania · Produkt zaprojektowano w celu zapewniania ucisku w obszarze lędźwiowym.

Przeciwskazania · Pacjenci z problemami oddechowymi powinni zachować ostrożność.

Zakładanie · Otwórz taśmy przylepne ortezy. Nałożyć główną część ortezy na obszar lędźwiowy i zapinij z przodu.

Zdejmowanie · Otwórz taśmy przylepne i zdejmij orteże.

Konserwacja i środki ostrożności · Zaleca się pranie ortezy raz w tygodniu. Postępuj zgodnie z instrukcją znajdującej się na metce, zapinaj wszystkie taśmy i zawsze używaj worka na pranie. Pacjenci z wrażliwą skórą, cukrzycą lub problemami krążenia powinni pozostawać pod obserwacją. Pacjenci ze skłonnością do uczuć powinni sprawdzić skład materiałowy na odwrocie metki.

Więcej informacji na www.mediroyal.se

RU Русский – Инструкции

„Abdominal Binder”

Общая информация · Перед применением внимательно прочитайте инструкцию. Пациентам с диабетом, нарушениями циркуляции или чувствительной кожей перед использованием изделия следует проконсультироваться со своим врачом. Если пациент аллергичен, проверьте состав материала, указанный на текстильной этикетке.

Показания · Изделие разработано для обеспечения компрессии в области живота.

Противопоказания · Пациентам с нарушениями дыхания следует соблюдать осторожность.

Применение · Расстегните на бандаже ленты Велькро. Наложите основной бандаж поверх области живота и застегните спереди.

Удаление · Расстегните ленты Велькро и снимите бандаж.

Инструкции по уходу и меры предосторожности · Мы рекомендуем стирать бандаж один раз в неделю. Следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетке изделия, застегните ленты Велькро и используйте мешок для стирки. Пациенты с чувствительной кожей, диабетом или нарушениями циркуляции должны находиться под наблюдением. Пациентам с аллергиями следует проверить состав материала, указанный на этикетке.

Дополнительная информация на сайте www.mediroyal.se

CZ Český – Pokyny

Abdominální obinadlo

Všeobecné informace · Před použitím si tyto informace pozorně přečtěte. Pacienti s citlivou pokožkou nebo pacienti trpící diabetem či oběhovými problémy by se měli před použitím poradit se svým lékařem. Pokud je pacient alergický, zkонтrolujte použité materiály uvedené na textilním štítku.

Indikace · Výrobek je určen ke stažení abdominální oblasti.

Kontraindikace · Pacienti s dýchacími obtížemi musí výrobek používat se zvýšenou opatrností.

Aplikace · Otevřete uzavírání se suchým zipem. Nainstalujte abdominální ortézu na abdominální oblast a uzavřete ji.

Svléknutí · Otevřete pásek se suchým zipem a ortézu svlékněte.

Pokyny související s údržbou a upozornění · Doporučujeme, abyste ortézu alespoň jednou týdně prali. Dodržte pokyny pro praní uvedené na štítku výrobku, uzavřete suchý zip a použijte vak na praní. Pacienti s citlivou pokožkou, oběhovou nedostatečností nebo diabetem by se měli před použitím poradit s lékařem. Pacienti s alergiemi by se měli před použitím výrobku seznámit s materiálovým složením uvedeným na štítku.

Vice informací naleznete na stránkách www.mediroyal.se

EL Ελληνικά – Οδηγίες

Κοιλιακού Επιπέδου

Γενικές πληροφορίες · Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Ασθενείς που παρουσιάζουν διαβήτη, προβλήματα του κυκλοφοριού ή δερματική ευαισθησία θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράπων ιατρό τους προτού το χρησιμοποιήσουν. Σε περίπτωση που ο ασθενής είναι αλλεργικός, ελέγχετε το υλικό περιεχόμενο στην υφασμάτινη ετικέτα.

Ενδεξεις · Το προϊόν σχεδιάστηκε για συμπίεση στην κοιλιακή περιοχή.

Αντενδεξεις · Ασθενείς που παρουσιάζουν δυσκολία στην αναπνοή θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.

Εφαρμογή · Ανοίξτε την λωρίδα Velcro του νάρθηκα. Εφαρμόστε τον κύριο νάρθηκα επάνω στην κοιλιακή περιοχή και κλείστε το μπροστινό κομμάτι.

Αφαίρεση · Ανοίξτε τους ιμάντες Velcro και αφαιρέστε το νάρθηκα.

Οδηγίες φροντίδας και προφύλαξης · Συστήνουμε όπως ο νάρθηκας πλένεται μια φορά την εβδομάδα. Ακολουθήστε τις οδηγίες πλύσης στην ετικέτα του προϊόντος, κλείστε τα Velcro και χρησιμοποιήστε σακούλα πλυσίματος. Ασθενείς με ευαισθητό δέρμα, διαβήτη ή χαμηλά επίπεδα κυκλοφοριού θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. Ασθενείς με αλλεργίες θα πρέπει να ελέγχουν το υλικό περιεχόμενο στην ετικέτα.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το www.mediroyal.se

SL Slovenski – Navodila

Navodila za trebušni pas

Spošte informacie · Pred uporabo podrobno preberite navodila. Bolniki s sladkorno boleznjijo, težavami s krvnim obtokom ali občutljivo kožo naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom. Če bolnik trpi za alergijo, preverite vsebnost materialov na tekstilni etiketi.

Indikacije · Izdelek je bil oblikovan za kompresijo trebušnega dela.

Kontraindikacije · Bolniki, ki imajo težave z dihanjem, naj bodo pri uporabi izdelka previdni.

Namestitev · Odpnite zapiralno velcro na pasu. Glavni del pasu namesite čez trebušni predel in zapnite na sprednjem delu.

Odstranitev · Odpnite trakove velcro in odstranite pas.

Navodila za vzdrževanje in previdnostni ukrepi · Priporočamo, da pas operete enkrat na teden. Upoštevajte navodila za pranje na etiketi, zapnite velcro in uporabite vrčo za perilo. Bolnike z občutljivo kožo, sladkorno boleznjijo ali slabu prekravativijo je treba pozorno spremljati. Bolniki, ki trpijo za alergijami, naj preverijo vsebnost materialov na etiketi.

Več informacij je na voljo na www.mediroyal.se

RO Română - Instrucțiuni

Centura abdominală

Informații generale · Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. Pacienții cu diabet zaharat, probleme circulatorii sau piele sensibilă trebuie să consulte un medic înainte de utilizare. Dacă pacientul este alergic, verificați conținutul materialului de pe eticheta textilă.

Indicații · Produsul a fost proiectat pentru comprimarea zonei abdominale.

Contraindicații · Pacienții cu probleme de respirație trebuie să folosească produsul cu prudență.

Aplicare · Deschideți benzile Velcro de pe ortează. Aplica orteza principală asupra regiunii abdominale și închideți în față.

Îndepărțare · Deschideți benzile Velcro de pe ortează.

Instrucțiuni de îngrijire și precauții · Recomandăm spălarea ortezei o dată pe săptămână. Urmați instrucțiunile de spălare de pe eticheta produsului, închideți Velcro și folosiți un sac de spălătorie. Pacienții cu piele sensibilă, cu diabet sau circulație proastă trebuie să fie înțuși sub observație. Dacă suferiți de alergii, verificați conținutul materialului pe etichetă.

Pentru mai multe informații consultați www.mediroyal.se

AR التعلمات

ارشادات خاصة بحزام البطن

معلومات عامة · قم بقراءة الإرشادات بعناية قبل الاستخدام. يجب أن يستشير المرضى المصابون بالسكري أو مشكلات في الدورة الدموية أو الذين يشكون من البشرة الحساسة للطبياء قبل استخدام المنتج. إذا كان المريض يعاني من الحساسية، فيجب عليه التحقق من المكونات على ملصق التسويق.

دوعي الاستعمال · تم تصميم المنتج للضغط على منطقة البطن.

مواضع الاستخدام · يجب على المرضى الذين يعانون من قصر التنفس توخي الحرز.

كيفية الاستخدام · قم بفتح غطاء فلوكرو والخاص بالدعم. ضع الدعامة الرئيسية على منطقة البطن وأغلقها من الأمام.

الإزالة · قم بفتح أشرطة فلوكرو وإزالة الدعامة.

تعليمات واحتياطات الغاية بالدعامة · نوصي بأن يتم غسل الدعامة مرة واحدة كل أسبوع. قم باتباع إرشادات التسليم على الملصق الخاص بالمنتج، وأغلق فلوكرو واستخدم كيساً للغسيل. يجب أن تتم ملاحظة المرضى المصابين بالسكري أو بضعف في الدورة الدموية أو الذين يشكون من البشرة الحساسة. يجب على المرضى الذين يعانون من الحساسية التتحقق من المكونات المستخدمة في المنتج.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع www.mediroyal.se

PE دستور العمل های شکم بند

دستور العمل های شکم بند

اطلاعات عمومی · دستور العمل را به دقت بخوانید. بیماران مبتلا به دیابت، مشکلات گردش خون یا دارای حساسیت پوستی باید پیش از استفاده از آن با دکتر خود مورث کنند. چنانچه بیمار دارای حساسیت است، محظوظ این بروز بر روی برجسته ای سفید برسی کنید.

موارد مصرف · این محصول برای فشرده سازی ناحیه شکمی طراحی شده است.

موارد منع مصرف · بیماران دارای تنفس ضعیف باید با احتیاط از این محصول استفاده کنند.

استفاده · بند Velcro شکم بند را بار کنید. شکم بند اصلی را بر روی ناحیه شکمی قرار داده و در قسمت جلو بینندید.

جاداکن · بندهای Velcro را باز کرده و شکم بند را جدا کنید.

دستور العمل های مراقبتی و موارد احتیاطی · توصیه می کنیم شکم بند یک بار در هفته شسته شود. دستور العمل های شستشوی باید روی برجسته ای سفید برسی کنید. بیماران مبتلا به حساسیت پوستی، دیابت یا گردش خون ضعیف باید معاینه شوند. بیماران دارای حساسیت پوستی باید محظوظ این بروز بر روی برجسته ای سفید برسی کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.mediroyal.se مراجعه کنید.

Για اطلاعات بیشتر به وب سایت www.mediroyal.se مراجعه کنید.

ID Indonesia – Petunjuk

Petunjuk Abdominal Binder

Informasi Umum · Baca petunjuk dengan cermat sebelum penggunaan. Pasien dengan diabetes, masalah peredaran darah, atau kulit sensitif harus berkonsultasi dengan dokternya sebelum penggunaan. Jika pasien alergi, periksa isi bahan di label tekstil.

Indikasi · Produk tersebut telah dirancang untuk kompresi pada area abdominal (perut).

Kontraindikasi · Pasien dengan pernapasan yang buruk harus menggunakan dengan berhati-hati.

Penggunaan · Buka penutup Velcro pada penjepit. Pasangkan penjepit utama di atas wilayah abdominal (perut) dan tutup di bagian depan.

Pelepasan · Buka tali Velcro dan lepaskan penjepit.

Petunjuk perawatan dan pencegahan · Kami menyarankan agar penjepit tersebut dicuci seminggu sekali. Ikuti petunjuk pencucian di label pada produk, tutup Velcro, dan gunakan tas penutup. Pasien dengan kulit sensitif, diabetes, atau sirkulasi darah yang buruk harus diamati. Pasien dengan alergi harus memeriksa bahan.

Untuk informasi selengkapnya kunjungi www.mediroyal.se

KO 영어 - 지침

복대 사용안내

일반 정보 · 사용하기 전에 이 안내를 읽으십시오. 당뇨나 순환장애가 있거나 피부가 민감한 사람은 사용하기 전에 의사와 상의해야 합니다. 알레르기가 있다면, 텍스타일 라벨의 재료 함량을 확인하십시오.

포지 · 이 제품은 복부 부위를 압착하기 위해 고안되었습니다.

사용 금지 사유 · 호흡이 좋지 않은 환자는 주의해야 합니다.

적용 · 브레이스의 벨크로 클로저를 엽니다. 복부 부위에 메인 브레이스를 대고 앞면을 닫습니다.

제거 · 벨크로 스트랩을 열고 브레이스를 제거합니다.