

General information · Read the instruction carefully. The product should be fitted by a medical professional like an occupational therapist, physical therapist, orthopedic technician or a medical doctor. Patients with diabetes, circulatory problems or sensitive skin should consult their doctor on the textile label. If the patient is allergic, check the material content on the label.

Indications · The product has been designed to provide support and immobilization of the shoulder after surgery or trauma.

Contraindications · Patients with unstable fractures should not use this product unless the fracture has been stabilized.

Pre Application · Select the right size using the sizing reference on the measurement chart.

Adjustment · The length of the pocket is important for the support of the sling. Make sure to select the right size, rather a little too long than too short. Make sure that the zipper is closed upon fitting. The strap around neck is adjustable by the hook strap. The pad around the waist is adjustable with the buckle. On top of the pad is an angled wedge. This one can be used to increase the external rotation if needed. Always remove it on the first application and install if needed.

Application · Apply the waist pad first. Close the buckle and adjust the length of the strap. Remove the wedge but keep the double hook part on the pad. The plastic buckle of the shoulder sling should be worn on the outside. If needed just swap places by removing the Velcro piece. Make sure to run the strap through the D-ring, then into the buckle to secure. The loose end can be fixed by the removable hook piece. Open the hook straps on the sling and slide the arm into the pocket. Position the arm so it fits into the pocket, the cushions should provide comfort to the side of the elbow joint. Adjust and secure the hook strap around the neck. Position the arm sling pocket onto the waist pad with the double hook.

The zipper can be used to extend the arm during long term immobilization. Make sure to open completely controlled and only under medical supervision from a therapist or doctor.

Removal · Open the straps and buckles and remove the pad and the sling.

Caring instructions and precautions · We recommend that the arm sling should be washed once a week during long term immobilization. The pad can be washed as well but remove the foam insert first. Follow the washing instructions on the white label on the product, close all straps and use a laundry bag if possible.

Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should be observed.

Patients with allergies should check the material content on label.

For more information consult www.mediroyal.se

Suomi – Käyttöohje

Vieiset tiedot · Luu ohjeet huolellisesti. Tuote on syytä sovituttaa terveydenhuollon ammattilaissella, esimerkiksi toimintaterapeutilla, fysioterapeutilla, apuvälinetekniikolla tai lääkäriillä. Potilaiden, joilla on diabetes, verenkiertohäiriöitä tai herkkä iho, on hyvä neuvoa lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä. Jos olet allerginen, katso materiaalikostumus kankaisesta tuote-etiketistä.

Käyttöohjeet · Tuote on tarkoitettu tukemaan ja immobilisoimaan olkapäätä leikkauksien tai trauman jälkeen.

Vasta-aheet · Tukea ei vältä saa käyttää potilaat, joilla on epästäbilileja murtumia, ellei murtuma ole stabiloitu.

Ennen pukemista · Valitse oikea koko mittataulukon avulla.

Säätiö · Taskun pituus on kantositeen tukevuuden kannalta tärkeää. Valitse oikea koko, palkemmin vähän liian pitkä kuin liian lyhyt. Varmistaudu siitä, että vetoketju on soviteltu aikana kiinni. Niskan ympärillä oleva nauha on säädetettävissä solkinauhalla. Vyötörökappaleessa on säädetettävissä soljella.

Vyötörökappaleessa on kintaliityyntä joka voidaan tarvittaessa käytää olkanivelen abduktion- sekä ulkorotaation aikaan saamaiseksi. Poista kintaliityn aina ennen ensimmäistä pukemista ja asenna tarvittaessa.

Pukeminen · Pue ensimmäisenä vyötörökappale. Sulje solki ja sääda nauhan pituus. Irota kilia, mutta pidä kahdella tarranauhalla varustettu osa vyötörökappaleen pääliä. Olkahihnan muovisolkki tulee olla ulospäin. Tarvittaessa valinta palkat irrottamalla vain tarranauhakappale. Pujota nauha D-reunaan lähitilaa sitten kiinnitä solkeen. Toinen pää voidaan kiinnittää irrottavalla solkikappaleella. Aava kantositeen solkinauhalla ja pujota käsiksi tassaan. Sijoita kyynärvarsi siten, että se mahuu taskuun. Pehmusteiden tulisi antaa tukea kyynärnivelen sivulle. Säädä ja sulje niskan ympäri kulkiveen solkinauhalla. Sijoita käsivarsien kantositeen tasku kaksitoistaanauhilla varustettuun vyötörökappaleeseen.

Vetoketju voi käyttää käsivarsiosan pidentämiseen pitkäkaikaisen immobilisaation aikana. Avaa se hallitusti ja terapeutti tai lääkäriin valvonnanassa.

Riisuminen · Avaa nauhat ja soljet sekä riisu vyötörökappale ja kantoside.

Hoito-ohjeet ja varotoimet · Kantoside on suositeltavaa pestä pitkäkaikaisen immobilisaation aikana kerran viikoissa. Myös vyötörökappaleita saa pestä, mutta ensin tulee irrottaa sen vaatamuovipimehistä. Noudata tuotteen valkoisessa etiketissä olevia pesutietoja, sulje kalikki nauhat ja käytä pesupussia, jos mahdollista.

Ole varovainen tuen käytössä, jos sinulla on herkkä iho, diabetes tai huono verenkerto. Jos olet allerginen, katso materiaalikostumus tuote-etiketistä.

Lue lisää osoitteesta www.mediroyal.se.

Español – Instrucciones

Información general · Lea las instrucciones cuidadosamente. El producto debe ser colocado por un profesional médico como un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico o un médico. Los pacientes que sufren de diabetes, problemas circulatorios o piel sensible deben consultar a su médico antes de usar el producto. Si el paciente sufre de alergias, revise el contenido material en la etiqueta del producto.

Indicaciones · Este producto ha sido diseñado para soportar e immobilizar el hombro después de cirugía o trauma.

Contraindicaciones · Los pacientes con fracturas inestables no deben utilizar este producto a menos que la fractura haya sido estabilizada.

Antes de aplicar · Seleccione el tamaño correcto con ayuda de la tabla de medidas.

Ajuste · La longitud de la bolsa es importante para el soporte del cabestrillo. Cerciórese de seleccionar el tamaño correcto, es mejor que sea demasiado largo que demasiado corto. Asegúrese de que la cremallera esté cerrada al colocar la ortesis. La correas alrededor del cuello se ajusta con la correa de ganchos. La almohadilla de la cintura se ajusta con la hebilla. Sobre la almohadilla hay una cucha angular. Esta se usa para aumentar la rotación angular, si es necesario. Siempre retirela durante la primera aplicación e instálala si es necesaria.

Aplicación · Primero aplique la almohadilla de cintura. Cierre la hebilla y ajuste la longitud de la correa. Retire la cucha pero mantenga la parte de ganchos en la almohadilla. La hebilla plástica de la correa del hombro debe quedar en el exterior. Si es necesario, cambie de lugar retirando la parte Velcro. Asegúrese de pasar la correa por el anillo en D y luego por la hebilla para asegurarlo. El extremo suelto se puede fijar con la parte móvil de ganchos. Abra las correas de ganchos e introduzca el brazo en la bolsa. Coloque el brazo de manera que entre en la bolsa, las almohadillas deben dar comodidad al lado del codo. Ajuste y asegure la correa de ganchos alrededor del cuello. Fije el cabestrillo sobre la almohadilla de la cintura con el gancho doble.

La cremallera se puede usar para extender el brazo durante períodos prolongados de inmovilización. Abrala de manera completamente controlada y sólo bajo supervisión de un terapeuta o doctor.

Retiro · Abra las correas y las hebillas y quite la almohadilla y el cabestrillo.

Precauciones e instrucciones de cuidado · Recomendamos lavar el cabestrillo cada semana durante inmovilizaciones prolongadas. La almohadilla también se puede lavar, pero antes se debe retirar el relleno de espuma. Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta blanca del producto, cierre todas las correas y use una bolsa de malla para lavar, si es posible.

Los pacientes que sufren de piel sensible, diabetes o mala circulación deben ser vigilados. Los pacientes que sufren de alergias deben revisar el contenido material en la etiqueta.

Para más información, consulte www.mediroyal.se

Svenska – Instruktioner

Generell information · Läs instruktionen noggrant. Produkten skall provas ut av medicinsk utbildad personal som arbetsterapeut, sjukgymnast, ortopedingenjör/tekniker eller läkare. Patienter med diabetes, cirkulationsproblem eller känslig hud skall kunslora sin läkare innan användning. Om patienten har kontaktalger, kontrollera materialinnehållet på baksidan av den vita etiketten på produkten.

Indikationer · Produkten har designats för att stödja och immobilisera axledellen efter kirurgi eller mjukdelstrauma.

Kontraindikationer · Patienter med instabila frakturer skall inte använda denna produkt med mindre än att frakturer stabiliseras.

Förberedelse för applicering · Välj rätt storlek med hjälp av måttbrett.

Justering · Fickans längd avgör funktionen för armslingan. Se till att välja rätt storlek, hellre lite för lång än för kort. Se till att drägkedjan är stängd vid applicering. Axelbandet som går över nacken kan justeras med hjälp av kardborren. Spännet kan monteras för höger respektive vänster. Lossa kardborren som sitter på spännet och byt plats med den andra D-ringen. Dra sedan bandet genom D-ringen först, därefter monterar den i spännet. Se till att bandet läser genom att trå tillbaka det i spännet. Fäst sedan hakdelen på bandet.

Kudden med midjebandet kan justeras till rätt längd. På kudden sitter en vinkelad kil, den kan tas bort vid första appliceringen. Kilen används för att ge mer abduktion och uträttning i axledellen.


Applicering · Applicera midjebandet med kudden först. Stäng spännet och justera längden på bandet. Ta bort kilen som eventuellt sitter på kudden men se till att dubbelhakbandet sitter kvar. Öppna sedan kardborren på armdelen och låt armen glida in i fickan. Placerar armen så polstringen runt armbågsleden ligger på var sida om ledens. Justera bandets längd runt nacken och placera sedan armdelen mot kudden med hjälp av dubbelhaken.

Dragkedjans funktion är att tillåta patienten ta ut rörligheten i armbågsleden utan att ta av ortesen vid långvarig immobilisering. Hantering och öppning av dragkedjan skall instrueras av ansvarig terapeut eller läkare.

Avlägsnande · Öppna spännet upp till och spännet vid midjan.

Skötsel och försiktighetsåtgärder · Vi rekommenderar att bandaget tvättas en gång i veckan. Följ tvättinstruktionerna på den vita etiketten på produkten. Kudden kan tvättas också men då bara överdraget. Ta bort skumdeln från överdraget och tvätta överdraget i en tvättipa. Patienter med känslig hud, diabetes eller dålig cirkulation skall alltid kontrolleras för tryckproblem eller ödem vid behandling. Patienter med allergier skall alltid kontrollera produkterns materialinnehåll som finns på den vita artikletiketten på produkten.

För mer information besök www.mediroyal.se



Omx Zip

Size	S	M	L	
cm	28–33	33–40	40–51	
Measure from elbow tip to MCP V				

© Copyright MediRoyal Nordic AB, Sweden - 2016 - 25077DR - www.vajer.se

Omx Zip



Italiano – Istruzioni

Informazioni generali · Leggere attentamente le istruzioni. Il prodotto dovrebbe essere regolato da un professionista, come un fisioterapista, un fisioterapista della riabilitazione, un tecnico ortopedico o un medico. I pazienti che soffrono di diabete, problemi di circolazione o pelle sensibile dovrebbero consultare il proprio medico prima dell'uso. Se il paziente soffre di allergie, controllare i materiali indicati sull'etichetta in tessuto.

Indicazioni · Il prodotto è stato progettato per fornire supporto e immobilizzare la spalla dopo un intervento chirurgico o un trauma.

Controindicazioni · I pazienti con fratture scomposte non dovrebbero usare questo prodotto, a meno che la frattura non sia stata stabilizzata.

Prima dell'applicazione · Selezionare la taglia corretta usando il riferimento sulla tabella delle misure.

Regolazione · La lunghezza della tasca è importante per il supporto della tracolla. Assicurarsi di scegliere la taglia corretta, è preferibile che il prodotto sia troppo lungo piuttosto che troppo corto. Assicurarsi che la zip sia chiusa al momento della regolazione. Il laccio attorno al collo è regolabile tramite il gancio a uncino. Il cuscinetto attorno alla vita può essere regolato grazie alla fibbia. Sulla parte alta del cuscinetto si trova un rialzo angolare. Rimuovere sempre alla prima applicazione e installarlo se necessario.

Applicazione · Iniziare dal cuscinetto in vita. Chiudere la fibbia e regolare la lunghezza del laccio. Rimuovere il rialzo, ma tenere il doppio gancio sul cuscinetto. La fibbia in plastica sulla tracolla della spalla dovrebbe essere indossata verso l'esterno. Al bisogno, scambiare le posizioni rimuovendo il pezzo in Velcro. Assicurarsi di far passare il laccio attraverso l'anello a D, e poi all'interno della fibbia per fissarlo. L'estremità sciolta può essere fissata tramite il pezzo ad uncino rimovibile. Aprire i lacci a uncino sulla tracolla e far scivolare il braccio nella tasca; i cuscinetti dovrebbero fornire confort sul lato del gomito. Regolare il laccio a uncino e assicurarlo attorno al collo. Posizionare la tasca della tracolla per il braccio sopra il cuscinetto per la vita con il doppio uncino. La chiusura può essere usata per distendere il braccio in caso di immobilizzazione a lungo termine. Assicurarsi di aprire completamente il braccio in modo controllato e solo sotto la supervisione di un terapista o di un medico. Rimuoverlo sempre alla prima applicazione e installarlo se necessario.

Istruzioni per la cura e precauzioni · Si raccomanda di lavare la tracolla per il braccio una volta alla settimana, in caso di immobilizzazione a lungo termine. Anche il cuscinetto può essere lavato, ma bisogna aver cura di rimuovere l'inserito in schiuma. Seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta bianca sul prodotto, chiudere tutti i lacci e inserire in un sacchetto in tela, se possibile.

I pazienti con pelle sensibile, diabete o problemi circolatori dovrebbero rimanere sotto osservazione. I pazienti che soffrono di allergie sono invitati a controllare la composizione indicata sull'etichetta.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mediroyal.se

Ελληνικά – Οδηγίες

Γενικές πληροφορίες · Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες. Το προϊόν θα πρέπει να διασφαλίζεται αποκλειστικά εξαιρετικά σε επαγγελματία, όπως οι παραδότες εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, τεχνικοί ορθοπεδούς ή ιατροί. Ασθενείς που παρουσιάζουν διαβήτη, προβλήματα του κυκλοφορικού ή δρεματική ευ

