


Mediroyal Multi Finger Splint




CE MediRoyal Nordic AB
 Box 7052 · SE-192 07 Sollentuna · Sweden
 Tel +46 8 506 766 00 · www.mediroyal.se

Extension




Size	Circumf. PIP joint mm	Length of splint mm
1	42–43	26
2	44–46	29
3	46–50	31
4	50–55	33
5	55–58	33
6	58–60	35
7	60–62	39
8	62–65	39
9	65–68	40
10	68–71	43
11	71–74	43
12	74–77	45
13	77–81	45
14	81–84 45	

Flexion



© Copyright Mediroyal Nordic AB, Sweden - 2022
 26046DR · www.vajer.se

A. Trigger Finger/Thumb



B. Swan Neck Deformity





C. Boutonnière Deformity



D. Mallet Finger



E. Injuries of instabilities to the collateral ligaments



GB English – instructions Mediroyal Multi Finger Splint

General information - Read the instruction carefully. If you got an injury, you should consult with a doctor or therapist for an individual rehabilitation plan. If you suffer from poor circulation, reduced sensibility, or diabetes, be observant on pressure marks or local swelling when you use the product. If your condition gets worse when using the product, discontinue the use and contact a doctor. If the product has been fitted by a medical trained professional like occupational therapist, physical therapist, orthopedic technician, or a medical doctor, please refer to them for advice and further instructions. Follow the washing instruction on the product label. If you have material allergies, you can find the material composition on the label. For more information, visit www.mediroyal.se

Indications - The product has been designed to provide support to the DIP and PIP finger joints with problems like trigger finger, swan neck deformity, boutonnière deformity, mallet finger, instability or injuries to the collateral ligaments of the finger.

Contraindications - Patients with unstable fractures should not use this splint as a replacement for casting. Patients with edema and circulatory problems could be a contraindication. This should be determined by the therapist or doctor.

Pre application - Use the measurement chart to select the right size. Note that the measurement chart is only a guidance to the right size and the splint should be fitted individually for an optimal function. One of the sides of the splint is a little wider than the other part. This part is marked with a plus-sign on the outside.

Adjustment - The splint can be adjusted if needed. Use a heat-gun and spot heat the area that needs to be adjusted. The plastic composition needs a temperature between 140–160 degrees C to become adjustable. When the area is soft, shape it against an object and avoid touching it as you might burn yourself. The splint can then be cooled with water.

Application - The splint can be used different ways to provide support. See the pictures for the different applications.

A. Trigger finger or trigger thumb

B. Swan neck deformity

C. Boutonnière deformity

D. Mallet finger

E. Injuries or instabilities to the collateral ligaments.

Pay attention to pressure marks or circulatory problems if the splint is too tight. The splint must be adjusted or replaced with a larger size. If the application involves two splints in combination, note that the overlapping splint needs to be a larger size.

Removal - Slide the splint off the finger after use.

Material content - The splint is made from polyamide and nylon.

Caring instructions and precautions - We recommend that the brace should be washed once a week. Wash with soap and water or disinfection alcohol with minimum 70%. Patients with sensitive skin, diabetes or poor circulation should check frequently for pressure marks. Patients with allergies should check the material content before use. For more information consult www.mediroyal.se

SE Svenska – instruktioner Mediroyal Multi Fingerskena

Generell information - Lås användning noggrant. Om du har drabbats av en skada, bör du kontakta en läkare eller terapeut för en individuell rehabiliteringsplan. Om du lider av dålig cirkulation, nedsatt sensibilitet eller diabetes, var uppmärksam på tryckmarken eller lokal svullnad när du använder produkten. Skulle ditt besvärsförsämråd närmare till produkten skall du avbryta användningen och kontakta en läkare.

Om produkten har provats ut av medicinsk personal som arbsterapeut, fysioterapeut, ortopedtekniker eller läkare, kontakta dem för råd och ytterligare instruktioner. Följ tvättanvisningen på etiketten på produkten. Om du har materialallergi kontrollera materialinnehållet under punkten nedan. För mer information besök www.mediroyal.se

NO Norsk – Instruksjoner Mediroyal Multi fingerskinne

Generell informasjon - Les instruksjonene nøyde. Hvis du har en skade, bør du konsultere en lege eller terapeut for en individuell rehabiliteringsplan. Hvis du lider av dårlig sirkulasjon, redusert følsomhet eller diabetes, var oppmerksom på trykkmarker eller lokal hevelse når du bruker produktet. Hvis tilstanden din blir verre når du bruker produktet, må du sluttne å bruke det og kontakte lege. Hvis produktet er utprøvd av en medisinsk utdannet fagperson som ergoterapeut, fysioterapeut, ortopedtekniker eller lege, kan du henvise til dem for råd og ytterligere instruksjoner. Folg vaskeinstruksjonen på produktekaten. Hvis du har allergier til forskjellige materialer, finner du materialersammensetningen på etiketten. Hvis du vil ha mer informasjon, besök www.mediroyal.no

NO Norsk – Instruksjoner Mediroyal Multi fingerskinne

Generell informasjon - Les instruksjonene nøyde. Hvis du har en skade, bør du konsultere en lege eller terapeut for en individuell rehabiliteringsplan. Hvis du lider av dårlig sirkulasjon, redusert følsomhet eller diabetes, var oppmerksom på trykkmarker eller lokal hevelse når du bruker produktet. Hvis tilstanden din blir verre når du bruker produktet, må du sluttne å bruke det og kontakte lege. Hvis produktet er utprøvd av en medisinsk utdannet fagperson som ergoterapeut, fysioterapeut, ortopedtekniker eller lege, kan du henvise til dem for råd og ytterligere instruksjoner. Folg vaskeinstruksjonen på produktekaten. Hvis du har allergier til forskjellige materialer, finner du materialersammensetningen på etiketten. Hvis du vil ha mer informasjon, besök www.mediroyal.no

Indikasjoner - Produktet er designet for å gi støtt til DIP- og PIP-fingerledlene med problemer som triggerfinger, svanehalsdeformitet, boutonnière-deformitet, malletfinger, ustabilitet eller skader på fingerens sidebånd.

Kontraindikasjoner - Pasienter med ustabile brudd bør ikke bruke denne skinnen som alternativt for gips. Pasienter med edem- og sirkulasjonsproblemer kan ha en kontraindikasjon. Dette bør avgjøres av terapeuter eller leger.

Før bruk - Bruk målestaben til at velge riktig storrelse. Husk at målestaben kun er en veileddning til riktig storrelse, og for optimal bruk bør skinnen settes på plass individuelt. Den ene siden av skinnen er litt bredere enn den andre. Denne delen er merket med et pluss-tegn på utsiden.

Justering - Skinnen kan justeres ved behov. Bruk en varmepistol og varm opp området som må justeres. Plastmassesettingen trenger en temperatur mellom 140–160 °C for å bli justerbart. Når området er mykt, form det mot en gjenstand og ungå å få på det, ellers kan brenne deg. Skinnen kan deretter avkjøles med vann.

Bruk - Skinnen kan brukes på forskjellige måter for å gi støtte. Se bildene for forskjellige alternativer for bruk.

A. Triggerfinger eller triggerommel

B. Svanehalsdeformitet

C. Knapphalsdeformitet (boutonnière)

D. Dropfinger

E. Skader eller ustabilitet i sidebåndene.

Vær oppmerksom på trykkmarker eller sirkulasjonsproblemer hvis skinnen er for stram. Skinnen må justeres eller erstattes mot en større storrelse. Hvis bruken omfatter to skinner i kombinasjon, merk at den overlappende skinnen må være støtten.

Fjerning - Skriv skinnen av fingeren etter bruk.

Materialeinnhold - Skinnen er laget av polyamide og nylon.

Pleieinstruksjoner og forholdsregler - Vi anbefaler å vaske senen én gang i uken. Vask med såpe og vann eller desinfeksjonsprit med minimum 70%. Pasienter med folsum, hud, diabetes eller dårlig sirkulasjon bør ofte se etter trykkmarker. Pasienter med allergi bør sjekke materialeinnholdet for bruk. For mer informasjon se www.mediroyal.no

DK Dansk – Instruksjoner Mediroyal multifingerskinne

Generel information - Les anvisningerne grundigt. Hvis du har en skade, bør du rådføre dig med en lege eller terapeut for en personlig genoptræningsplan. Hvis du lider af dårlig blodomlauf, nedsat følsomhed eller diabetes, var opmærksom på trykkmærker eller lokale hævelser, når du anvender produkten. Skulle dit besværsværtsmærke eller lokal svulst nærmere til produkten, skal du abrytte brugten og kontakt en læge.

Før bruk - Brug målestaben til at velge riktig storrelse. Husk at målestaben kun er en veileddning til riktig storrelse, og for optimal bruk bør skinnen settes på plass individuelt. Den ene siden af skinnen er lidt bredere end den anden. Denne delen er merket med et plus-tegn på utsiden.

Justering - Skinnen kan justeres ved behov. Brug en varmepistol og varm op området som skal justeres. Plastmassesettingen trenger en temperatur mellem 140–160 °C for at bli justerbart. Når området er mykt, form det mod et objekt og undgå at få på det, ellers kan brenne deg. Skinnen kan deretter afkjøles med vand.

Brug - Skinnen kan bruges på forskellige måder for at give støtte. Se billedene for forskellige alternativer for bruk.

A. Triggerfinger eller triggerommel

B. Svanehalsdeformitet

C. Knapphalsdeformitet (boutonnière)

D. Dropfinger

E. Ustabilitet eller skader på sidebåndene.

Vær opmærksom på trykkmærker eller sirkulasjonsproblemer hvis skinnen er for stram. Skinnen kan tilpasses eller erstattes med en større storrelse. Hvis bruken omfatter to skinner i kombinasjon, merk at den overlappende skinnen skal være større.

Fjernelse - Lad skinnen glide af fingeren efter brug.

Materialeinhold - Skinnen er fremstillet af polyamide og nylon.

Plejeanvisning og -forholdsregler - Vi anbefaler, at forbindingen vaskes én gang ugentligt. Vaskes med vand og sæbe eller desinfeksjonsprit med minimum 70%. Pasienter med følsum, hud, diabetes eller dårlig sirkulasjon bør ofte se efter trykkmærker. Fysioterapeut, ortopedisk tekniker eller lege, der bruger den for råd og ytterligere anvisninger. Folg vaskeanvisningen på produkten. Hvis du er allergisk over for materialer, finder du materialetsammensætningen på mærkepladen. For yderligere oplysninger, se www.mediroyal.dk

**DK Dansk – Instruksjoner
Mediroyal multifingerskinne**

Generel information - Les instruksjonene grundigt. Hvis du har en skade, bør du rådføre dig med en lege eller terapeut for en personlig genoptræningsplan. Hvis du lider af dårlig blodomlauf, nedsat følsomhed eller diabetes, var opmærksom på trykkmærker eller lokale hævelser, når du anvender produkten. Skulle dit besværsværtsmærke eller lokal svulst nærmere til produkten, skal du abrytte brugten og kontakt en læge.

Før bruk - Brug målestaben til at velge riktig storrelse. Husk at målestaben kun er en veileddning til riktig storrelse, og for optimal bruk bør skinnen settes på plass individuelt. Den ene siden af skinnen er lidt bredere end den anden. Denne delen er merket med et plus-tegn på utsiden.

Justering - Skinnen kan justeres ved behov. Brug en varmepistol og varm op området som skal justeres. Plastmassesettingen trenger en temperatur mellem 140–160 °C for at bli justerbart. Når området er mykt, form det mod et objekt og undgå at få på det, ellers kan brenne deg. Skinnen kan deretter afkjøles med vand.

Brug - Skinnen kan bruges på forskellige måder for at give støtte. Se billedene for forskellige alternativer for bruk.

A. Triggerfinger eller triggerommel

B. Svanehalsdeformitet

C. Knapphalsdeformitet (boutonnière)

D. Dropfinger

E. Ustabilitet eller skader på sidebåndene.

Vær opmærksom på trykkmærker eller sirkulasjonsproblemer hvis skinnen er for stram. Skinnen kan tilpasses eller erstattes med en større storrelse. Hvis bruken omfatter to skinner i kombinasjon, merk at den overlappende skinnen skal være større.

Fjernelse - Lad skinnen glide af fingeren efter brug.

Materialeinhold - Skinnen er fremstillet af polyamide og nylon.

Plejeanvisning og -forholdsregler - Vi anbefaler, at forbindingen vaskes én gang ugentligt. Vaskes med vand og sæbe eller desinfeksjonsprit med minimum 70%. Pasienter med følsum, hud, diabetes eller dårlig sirkulasjon bør ofte se efter trykkmærker. Fysioterapeut, ortopedisk tekniker eller lege, der bruger den for råd og ytterligere anvisninger. Folg vaskeanvisningen på produkten. Hvis du er allergisk over for materialer, finder du materialetsammensætningen på mærkepladen. For yderligere oplysninger, se www.mediroyal.dk

**DK Dansk – Instruksjoner
Mediroyal multifingerskinne**

Generel information - Les instruksjonene grundigt. Hvis du har en skade, bør du rådføre dig med en lege eller terapeut for en personlig genoptræningsplan. Hvis du lider af dårlig blodomlauf, nedsat følsomhed eller diabetes, var opmærksom på trykkmærker eller lokale hævelser, når du anvender produkten. Skulle dit besværsværtsmær

Let op drukplekken van problemen met de bloedsomloop als de spalk te strak zit. De spalk moet worden aangepast of vervangen door een grotere maat. Als er bij de toepassing twee spalken in combinatie worden gebruikt, merk dan op dat de overlappende spalk een grotere maat moet hebben.

Verwijdering - Schuif de spalk na gebruik van de vinger.

Materiaalinhoud - De spalk is gemaakt van polyamide en nylon.

Onderhoudsstructies en voorzorgsmaatregelen - We raden aan om het verband één keer per week te wassen/Was het product met water en zeep of ontsmettingsalcohol met een alcoholgehalte van minstens 70%. Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of een slechte bloedsomloop moeten regelmatig controleren op drukplekken. Patiënten met allergieën moeten vóór het gebruik de inhoud van het materiaal op het wasetiket controleren. Ga voor meer informatie naar www.mediroyal.se

IT Italiano - Istruzioni

Stecca Mediroyal per dita

Informazioni generali - Leggere attentamente le istruzioni. In caso di infortunio, consultare un medico o un terapista per un piano di riabilitazione individuale. In caso di cattiva circolazione, ridotta sensibilità o diabete, prestare attenzione ai segni di pressione o al gonfiore locale, quando si utilizza il prodotto. Se le condizioni peggiorano quando si utilizza il prodotto, interromperne l'utilizzo e contattare un medico. Se il prodotto è stato applicato da un medico professionista qualificato come terapista occupazionale, fisioterapista, tecnico ortopedico o medico, fare a lui riferimento per consigli e ulteriori istruzioni. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta del prodotto. In caso di allergia a specifici materiali, verificare la composizione del materiale riportata sull'etichetta. Per ulteriori informazioni, visitare www.mediroyal.se

Indicazioni - Il prodotto è stato progettato per sostenere le articolazioni delle dita DIP e PIP, soggetto a problematiche quali dito a scatto, deformità a collo di cigno, deformità ad asola, dito a martello, instabilità o lesioni dei legamenti collaterali del dito.

Controindicazioni - In caso di pazienti con fratture instabili, non utilizzare questa stessa in sostituzione del gesso. È possibile che i pazienti con edema e problemi circolatori rappresentino una controindicazione. Attenersi alle indicazioni del terapista o del medico.

Preapplicazione - Per individuare la taglia giusta, utilizzare la tabella delle misure. Si noti che la stessa deve essere adattata secondo le proprie esigenze per individuare la taglia giusta e che la stessa deve essere adattata secondo le proprie esigenze per una funzione ottimale. Uno dei lati della stessa è leggermente più largo dell'altro. Pertanto, sulla parte esterna sarà contrassegnato da un segno più.

Regolazione - La stessa può essere regolata secondo necessità. Per la regolazione, riscaldare i punti l'area interessata con una pistola termica. La composizione plastica richiede una temperatura compresa tra 140 e 160 gradi Celsius perché possa essere regolata. Quando l'area si è ammorbidente, sagomarla con l'aiuto di un oggetto e non toccarla per evitare bruciature. La stessa può quindi essere raffreddata con acqua.

Applicazione - La stessa può essere utilizzata in diversi modi per fornire supporto. Si vedano le immagini per le diverse applicazioni.

A. Dito a scatto

B. Deformità a collo di cigno

C. Deformità ad asola

D. Dito a martello

E. Lesioni o instabilità dei legamenti collaterali.

In caso la stessa fosse troppo stretta, prestare attenzione a segni di pressione o problemi circolatori. Pertanto, la stessa dovrà essere regolata o sostituita con una di dimensioni maggiori. In caso l'applicazione preveda la combinazione di due stesse, quella che si sovrappone deve essere di dimensioni maggiori.

Rimozione - Dopo l'uso, togliere la stessa dal dito.

Composizione del materiale - La stessa è realizzata in poliammide e nylon.

Istruzioni e precauzioni di conservazione - Si consiglia dilavare il tntore una volta a settimana. Lavare con acqua e sapone o con alcol disinfettante al 70% minimo. In caso di pazienti affetti da sensibilità cutanea, diabete o cattiva circolazione, controllare frequentemente la presenza di segni di pressione. In caso di soggetti allergici, verificare la composizione del materiale prima dell'uso. Per maggiori informazioni consultare il sito www.mediroyal.se

ES Español - Instrucciones

Férula Mediroyal para Dedos Múltiples

Información General - Lea las instrucciones cuidadosamente. Si tiene lesiones, consulte un médico o terapeuta para obtener un plan de rehabilitación individual. Si tiene problemas circulatorios, sensibilidad reducida o diabetes, observe siempre si hay marcas de presión o hinchacon en el área al usar el producto. Si su condición empeora durante el uso del producto, deje de usarlo y consulte a un médico. Si el producto ha sido instalado por un profesional médico capacitado, como un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un técnico ortopédico o un médico, consulteles para obtener consejos e instrucciones adicionales. Siga las instrucciones de lavado de la etiqueta del producto. Si sufre de alergias, puede encontrar la composición del material en la etiqueta. Para más información, visite www.mediroyal.se

Indicaciones - Este producto ha sido diseñado para proporcionar soporte a las articulaciones de los dedos IFD y IFF con problemas como dedo en resorte, deformidades en cuadro de círculo, deformidad de boutonnierre o en ojal, dedo en martillo, inestabilidad o lesiones de los ligamentos colaterales del dedo.

Contraindicaciones - Los pacientes con fracturas inestables no deben usar esta férula en lugar del yeso. Puede estar contraindicado para pacientes con edema y problemas circulatorios. Esto debe ser determinado por su médico o un terapeuta.

Antes de aplicar - Use la tabla de medidas para seleccionar el tamaño correcto. Tenga en cuenta que la tabla de medidas es solo una guía de referencia de tamaño y la férula debe ajustarse individualmente para una función óptima. Uno de los lados de la férula es un poco más ancho que el otro. Esta parte está marcada con el signo + en el exterior.

Ajuste - La férula se puede ajustar si es necesario. Use una pistola de calor para calentar el área que necesita ser ajustada. La composición plástica necesita una temperatura entre 140 y 160 °C para poder ajustarla. Cuando el área esté suave, deformada en cuadro de círculo, aplíquela sobre la férula y déjela enfriar con agua. A continuación, la férula se puede enfriar con agua.

Aplicación - La férula se puede usar de diferentes maneras para dar soporte. Vea imágenes de las diferentes aplicaciones.

A. Dedo o pulgar en resorte

B. Deformidad en cuadro de círculo

C. Deformidad boutonnierre o en ojal

D. Dedo en martillo

E. Lesiones o inestabilidades de los ligamentos colaterales.

Ponga atención en las marcas de presión o problemas circulatorios por si la férula está demasiado apretada. La férula debe ajustarse o reemplazarla por una de mayor tamaño. Si la aplicación implica dos férulas en combinación, tenga en cuenta que la férula superposta debe ser de una talla más grande.

Quitar la férula - Retire la férula del dedo después de usarla.

Composición - La férula está hecha de poliamida y nylon.

Precauciones e instrucciones de cuidado - Recomendamos lavar la ótesis una vez por semana. Lávela con agua y jabón o alcohol desinfectante de al menos 70%. Los pacientes que tienen piel sensible o sufren de diabetes o mala circulación deben ser observados frecuentemente por si hay marcas de presión. Los pacientes que sufren de alergias deben revisar la composición antes de usarla. Para más información, consulte www.mediroyal.se

PT Português – Instruções

Tala Mediroyal Multi Finger Splint

Informações gerais - Leia estas instruções cuidadosamente. Se tiver uma lesão, deverá consultar um médico ou terapeuta para um plano individual de reabilitação. Se sofrer de má circulação, sensibilidade reduzida, ou diabetes, fique atento a quaisquer marcas de pressão ou inchado local quando utilizar o produto. Se o seu estado se agravar ao utilizar o produto, deje de o utilizar e contacte com um médico. Se o produto tiver sido aplicado por um profissional com formação médica, tal como um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico ortopédico ou um médico, consulte os para aconselhamento e instruções adicionais. Siga as instruções de lavagem na etiqueta do produto. Para mais informações consulte www.mediroyal.se

Indicações - O produto foi concebido para fornecer apoio às articulações dos dedos DIP e PIP com problemas como dedo em galho, deformidade do pescoco de círculo, deformidade de boutonnierre, dedo em martelo, instabilidade ou lesões nos ligamentos colaterais do dedo.

Contra indicações - Pacientes com fraturas inestáveis não devem utilizar esta férula em lugar do gesso. Pode ser contraindicado para pacientes com edema e problemas de circulação. Esta situação deve ser determinada pelo terapeuta ou pelo médico.

Pré aplicação - Utilize a tabela de medida para selecionar o tamanho certo. Note-se que a carta de medição é apenas uma orientação para o tamanho certo e a férula deve ser ajustada individualmente para um desempenho ideal. Um dos lados da férula é um pouco mais largo do que a outra parte. Esta parte encontra-se marcada com um sinal de mais no exterior.

Ajuste - A férula pode ser ajustada se necessário. Utilize uma pistola de calor e localizado na área que necessita de ser ajustada. A composição plástica precisa de uma temperatura entre 140-160 graus C para se tornar moldável. Quando a área é um pouco mais largo do que a outra parte. Esta parte encontra-se marcada com um sinal de mais no exterior.

Aplicação - A férula pode ser utilizada de diferentes maneiras para proporcionar apoio. Consulte as imagens para as diferentes aplicações.

A. Dedo em galho ou polegar de galho

B. Deformidade do pescoco de círculo

C. Deformidade de boutonnierre

D. Dedo em martelo

E. Lesões ou instabilidades nos ligamentos colaterais.

Preste atenção às marcas de pressão ou problemas de circulação se a férula ficar demasiado apertada. A férula deve ser ajustada ou substituída por um tamanho maior. Se a aplicação envolver duas férulas em conjunto, note que a férula sobreposta tem de ter um tamanho maior.

Remoção - Desalise a férula do dedo após a sua utilização.

Conteúdo - A férula é feita de poliamida e nylon.

Instruções de manutenção e precauções - Recomendamos que o imobilizador seja lavado uma vez por semana. Lave com água e sabão ou álcool desinfetante com um mínimo de 70%. Pacientes com pele sensível, diabetes ou má circulação devem ser observados com frequência para identificar marcas de pressão. Os pacientes com alergias devem verificar a composição do conteúdo antes da utilização. Para mais informações consulte www.mediroyal.se

LT Lietuvos – Instrukcijos

Mediroyal Multi Finger Splint įtvaras keiliems pirštams

Bendroji informacija - Atidžių perskaitykite instrukciją. Jei patyrėte traumą, turite kreiptis į gydytoją arba terapeuta dėl individualaus reabilitacijos plano. Jei jūs kruojauta prasta, sumažėjus jautrumas arba sergote diabetu, naudodami gaminių stebeklę, ar nėra spaudimo žymybių arba viltinio patinimo. Jei naudojant gaminių žūklę bûpablogu, nebenaudokite jo ir kreipkitis į gydytoją. Jei gaminių priklaiškumas medicinos specialistas, p.vz., ergoterapeutas, fizoterapeutas, ortopedijos technikas arba gydytojas, patarimai ir daugiau instrukcijas į juos. Laikyskites skaičiavimo instrukciją, pateikių gaminio etiketėje. Jei esate alergiški tam tikroms medžiagoms, etiketėje galite rasti medžiagų sudėtį. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mediroyal.se

Indikacijos - Gaminyms kuruktus prilaikyti distaliniam tarpirštakauliniam (DIP) ir proksiminiui tarpirštakauliniui (PIP) sąnariams esant jaujavių problemų, p.vz., spragsintis pirštams, „gulbės kaklo“ deformacija, „boutonnière“ deformacija, distalinio pirštų sąnario deformacija, pirsto nestabilumas arba kolateralinis raiščiu sužalojimai.

Kontraindikacijos - Pacientai, kurių lūžiai nestabilūs, neturėtų šių įtvaros. Pacientai, kurių lūžiai nestabilūs, neturėtų šių įtvaros gaminio etiketėje.

Prieš uždėdant - Matmenų lentelėje pasirinkite tinkamą dėmesį.

Priekyje - Dėmesį reikėtų derinti individuiniu, kad jis būtų kuo veiksmingesnis. Vieną įtvaro pusė šiek tiek platesnė už kitą. Si pusė išsirežėja pažymėta plusu ženklu.

Koregavimas - Jei reikia, įtvara galima pakoreguoti. Orpuote pakaitinkite tai vieta, kurią reikia koreguoti. Sudetyje yra plastik, todėl kai butu galima koreguoti, reikia pakaitinti 140–160 °C temperatūroje. Plotui sunimkštėkite, formuokite į juo antkokį nors daiko ir stenktėkite, nes galite nusideginti. Tada įtvara galima atvėsinti.

Naujėmimas - Naujėmimas įtvaro galima naudoti išgydymu. Dažvejot pozor y atlykti neoböhvo problema priežiūrą. Įtvara galima pakoreguoti.

Medžiagų sudėtis - Įtvara pagaminta iš poliamido ir nylono.

Priežiūros instrukcijos etarsugumo priemonės - Rekomenduojame savaržą plauti kartą per savaitę. Plaukite muini ir vandeniu arba ne mažiau kaip 70 % stiprumo dezinfekcinio alkoholio.

Kontraindikacijos - Pacientai, kurių lūžiai nestabilūs, neturėtų šių įtvaros.

Prieš uždėdant - Matmenų lentelėje pasirinkite tinkamą dėmesį.

Prilėpimasis - Įtvaro priekyje yra plastik, todėl kai butu galima koreguoti, reikia pakaitinti 140–160 °C temperatūroje. Plotui sunimkštėkite, formuokite į juo antkokį nors daiko ir stenktėkite, nes galite nusideginti. Tada įtvara galima atvėsinti.

Naujėmimas - Naujėmimas įtvaro galima naudoti išgydymu.

Medžiagų sudėtis - Įtvara pagaminta iš poliamido ir nylono.

Priežiūros instrukcijos etarsugumo priemonės - Rekomenduojame savaržą plauti kartą per savaitę. Plaukite muini ir vandeniu arba ne mažiau kaip 70 % stiprumo dezinfekcinio alkoholio.

Kontraindikacijos - Pacientai, kurių lūžiai nestabilūs, neturėtų šių įtvaros.

Prieš uždėdant - Matmenų lentelėje pasirinkite tinkamą dėmesį.

Prilėpimasis - Įtvaro priekyje yra plastik, todėl kai butu galima koreguoti, reikia pakaitinti 140–160 °C temperatūroje. Plotui sunimkštėkite, formuokite į juo antkokį nors daiko ir stenktėkite, nes galite nusideginti. Tada įtvara galima atvėsinti.

Naujėmimas - Naujėmimas įtvaro galima naudoti išgydymu.

Medžiagų sudėtis - Įtvara pagaminta iš poliamido ir nylono.

Priežiūros instrukcijos etarsugumo priemonės - Rekomenduojame savaržą plauti kartą per savaitę. Plaukite muini ir vandeniu arba ne mažiau kaip 70 % stiprumo dezinfekcinio alkoholio.

Kontraindikacijos - Pacientai, kurių lūžiai nestabilūs, neturėtų šių įtvaros.

Prieš uždėdant - Matmenų lentelėje pasirinkite tinkamą dėmesį.

Prilėpimasis - Įtvaro priekyje yra plastik, todėl kai butu galima koreguoti, reikia pakaitinti 140–160 °C temperatūroje. Plotui sunimkštėkite, formuokite į juo antkokį nors daiko ir stenktėkite, nes galite nusideginti. Tada įtvara galima atvėsinti.

Naujėmimas - Naujėmimas įtvaro galima naudoti išgydymu.

Medžiagų sudėtis - Įtvara pagaminta iš poliamido ir nylono.

Priežiūros instrukcijos etarsugumo priemonės - Rekomenduojame savaržą plaut