

PT Português – Instruções

Molas de Flexão do dedo · 503, 601

Informação Geral · Leia as instruções com atenção. O produto deve ser aplicado por um profissional médico tal como um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, técnico ortopédico ou um médico. Pacientes com diabetes, problemas circulatórios ou pele sensível devem consultar o seu médico antes de utilizar. Se o paciente for alérgico, verifique o material utilizado no ponto de "Material Utilizado".

Indicações · O produto foi concebido para promover força de flexão num dedo com contraturas. A filosofia geral é aplicar uma tensão baixa durante um longo período de tempo para permitir a flexão da contratura. Isto significa que o tratamento geralmente tem que durar várias semanas. Consulte o seu terapeuta para mais detalhes. O produto foi concebido para recuperar a flexão PIP (503, 601) ou para reduzir a deformação de pescoço de cisne (601).

Contra indicações · Pacientes com processos de inflamação grave nas articulações PIP ou DIP, pacientes com edema excessivo, pacientes com má circulação, pacientes com sensibilidade reduzida ou pacientes com contraturas rígidas devem consultar um médico antes de utilizar.

Pré aplicação · Para seleccionar o tamanho certo utilize o gráfico de medição nestas instruções. Também é importante seleccionar a tensão certa, dependendo da necessidade do paciente Comece sempre com uma tenção mais baixa.

503 – Força de Flexão de 2,3 NM

601 – Força de Flexão de 1,1 NM

Ajuste · O modelo 601 pode ser ajustado na força de flexão.

Para aumentar a força de flexão, use um alicate e dobre o ângulo do braço, imediatamente atrás do ponto de centro da mola. Experimente-a e, se necessário, a mola pode ser mais ajustada. Note que quanto mais o braço for dobrado menos espaço haverá na mola o que pode levar a problemas de pressão.

O modelo 503 não pode ser ajustado.

Aplicação · Coloque a mola por cima do dedo. Para o 503, ajuste a tira de Velcro.

Remoção da tala · Deslize simplesmente pelo dedo.

Material utilizado · As talas de dedo são feitas de aço inoxidável, alumínio e espuma de PE. Todos os produtos são isentos de latex.

Instruções de manutenção e precauções · Recomendamos que a cobertura seja lavada uma vez por semana. A espuma PE é não absorvente e pode ser desinfetada usando álcool ou um detergente suave. Não utilize um detergente que contenha líxivia.

Pacientes com pele sensível, diabetes ou má circulação sanguínea devem ser vigiados. Os pacientes com alergias devem verificar o material no ponto 8.

Para mais informações contacte www.mediroyal.se

PT	Português – Instruções
NL	Nederlands – Instructies
EL	Ελληνικά – Οδηγίες
ET	Eesti – Juhised
LT	Latvijas – Instrukcija
LV	Lietuvos – Instrukcijas
PL	Polski – Instrukcja
RU	Русский – Инструкции
CZ	Český – Pokyny
AR	زيادات نتي الأصابع

LV Lietuvos – Instrukcijas

Pirštus sulenkiančios spyruoklės · 503, 601

Bendroji informacija · Atidžiai perskaitykite instrukciją. Produktą pritaikyti turi medicinos specialistas, pavyzdžiui, darbo terapeutas, fizioterapeutas, ortopedas technikas ar medicinos gydytojas. Diabetu sergantys, kraujotakos problemų ar jautrią odą turintys pacientai prieš naudodami turi pasitarti su gydytoju. Jei pacientas yra alergiškas, susipažinkite su skyrykle „Sudėtyje esančios medžiagos“ išvardytomis gaminyje esančiomis medžiagomis.

Indikacijos · Gaminys skirtas veikianč jėga sulenkti pritaruktą pirštą (piršto kontraktūra). Bendras principas: kontraktūrai sulenkti per ilgą laiką sukeliamas nestiprus tempimas. Tai reiškia, kad gydymas dažniausiai trunka kelias savaites. Daugiau informacijos klauskite Jus gydančio terapeuto. Šis gaminys skirtas atkurti lenkimą per proksimalinį interfalanginį sąnarį (503, 601) arba sumazinti gūbės kaklo deformaciją (601).

Kontraindikacijos · Prieš naudodami šį gaminį pacientai, kuriems diagnozuotas proksimalinio ar distalinio interfalanginio sąnario uždegimas, didelė edema, prasta kraujo cirkuliacija, taip pat pacientai, kurių jautrumas sumažėjęs arba jų standžios kontraktūros, turi pasitarti su gydytoju.

Prieš naudojant · Tinkamam dydžiui pasirinkti pasinaudokite šioje instrukcijoje pateikta matavimų lentele. Taip pat svarbu, atsižvelgiant į paciento poreikius, pasirinkti tinkamą tempimą. Visada pradėkite nuo nestipraus tempimo.

503 – lenkimo jėga yra 2,3 N

601 – lenkimo jėga yra 1,1 N

Pritaikymas · Gaminio 601 lenkimo jėga gali būti pritaikoma.

Norėdami lenkimo jėgą sustiprinti, replėmis šalia spyruoklės centrinio taško kampu sulenkite stipiną. Primatuokite ir, jei reikia, spyruoklę galima koreguoti dar kartą. Atkreipkite dėmesį, kad kuo daugiau sulenksite stipiną, tuo mažiau vietos liks spiralei, o tai gali sukelti su spaudimu susijusių problemų.

503 gaminio pritaikyti negalima.

Naudojimas · Virš piršto uždėkite spyruoklę. Naudodami gaminį 503 koreguokite „Velcro“ dirželį.

Įtvara nuėmimas · Paprasčiausiai nustumkite jį nuo piršto.

Sudėtyje esančios medžiagos · Piršto įtvarei pagaminti iš nerūdijančio plieno, aliuminio ir PE putų. Visais gaminiuose nėra latekso.

Priežiūros nurodymai ir atsargumo priemonės · Mes rekomenduojame dengiančiąją dalį skalbti kartą per savaitę. PE putos nepasizymi absorbcinėmis savybėmis, todėl gaminius galima dezinfekuoti alkoholiu ar švelniu plovikliu. Nenaudokite ploviklių, kuriuose yra baliklių.

Jautrią odą turinčius, diabetu sergančius pacientus ar asmenis, kuriems diagnozuota prasta kraujo apytaka, reikia stebėti. Alergiški pacientai turi atsižvelgti į 8 punkte išvardytas gaminio sudėtyje esančias medžiagas.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.mediroyal.se

NL Nederlands – Instructies

Finger Flexion Springs · 503, 601

Algemene informatie · Lees de instructies aandachtig door. Het product dient te worden aangebracht door een medische professional, zoals een ergotherapeut, fysiotherapeut, orthopedisch technicus of een arts. Patiënten met diabetes, problemen met de bloedsomloop of gevoelige huid dienen hun arts te raadplegen voor gebruik. Indien de patiënt allergisch is, controleer dan de materiaalinhoud onder "Materiaalinhoud".

Aanwijzingen · Het product is ontworpen om buigingskracht te verlenen aan een vinger met contracturen. De algemene filosofie is om gedurende een lange periode een lage spanning toe te passen om buiging van de contractuur mogelijk te maken. Dit betekent dat de behandeling meestal een aantal weken in beslag neemt. Neem contact op met uw therapeut voor meer informatie. Het product is ontworpen om PIP-buiging (503, 601) te herwinnen of zwanenhalsmisvorming (601) te verminderen.

Contra-indicaties · Patiënten met ernstige ontstekingsprocessen in het PIP- of DIP-gewricht, patiënten met overmatig oedeem, patiënten met een slechte bloedsomloop, patiënten met een verminderde gevoeligheid of patiënten met stijve contracturen dienen voor gebruik een arts te raadplegen.

Voorbereiding · Gebruik de metingsgrafiek in deze instructie om de juiste maat te kiezen. Het is ook belangrijk om de juiste spanning te kiezen, afhankelijk van de behoefte van de patiënt. Begin altijd met een lage spanning.

503 – Buigingskracht is 2.3 N

601 – Buigingskracht is 1.1 N

Afstellen · 601 kunnen allen in buigingskracht versteld worden.

Gebruik een tang en buig de hoek van de arm, net achter het centrale punt van de veer, om de buigingskracht te verhogen Probeer het uit en stel de veer eventueel verder bij. Let wel dat hoe meer de arm gebogen is hoe minder ruimte er in de veer zal zijn, hetgeen kan leiden tot problemen met de spanning.

503 kunnen niet versteld worden.

Toepassing · Plaats de veer over de vinger. Voor de 503 ver stelt u de klittenband.

Verwijdering van de spalk · Trek het voorzichtig van de vinger.

Materiaalinhoud · De vingerspalken zijn gemaakt van roestvrij staal, aluminium en PE-schuim. Alle producten zijn latexvrij.

Zorg instructies en voorzorgsmaatregelen · Wij raden u aan om de deksel eens per week te wassen. Het PE-schuim is niet-absorberend en kan worden gedesinfecteerd met behulp van alcohol of een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddel met bleek.

Patiënten met een gevoelige huid, diabetes of een slechte bloedsomloop dienen in de gaten gehouden te worden. Patiënten met allergieën dienen de materiaalinhoud onder punt 8 te controleren.

Zie voor meer informatie www.mediroyal.se

NL	Nederlands – Instructies
EL	Ελληνικά – Οδηγίες
ET	Eesti – Juhised
LT	Latvijas – Instrukcija
LV	Lietuvos – Instrukcijas
PL	Polski – Instrukcja
RU	Русский – Инструкции
CZ	Český – Pokyny
AR	زيادات نتي الأصابع

PL Polski – Instrukcja

Szyna zgjęciowa na palec · 503, 601

Informacje ogólne · Należy uważnie przeczytać instrukcję. Produkt powinien zakładać pracownik służby zdrowia, np. terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, technik ortopedyczny lub lekarz. Pacjenci z cukrzycą, zaburzeniami krążenia lub wrażliwą skórą powinni przed użyciem zasięgnąć porady lekarza. Jeśli pacjent ma uczulenie, należy sprawdzić skład materiału w punkcie „Skład materiału”.

Wskazania · Produkt jest przeznaczony do dostarczania siły zgjęciowej do przykurzonego palca. Zasada polega na zastosowaniu słabego napięcia przez długi czas, co umożliwi zgjęcie przykurczu. Oznacza to, że leczenie trwa zwykle kilka tygodni. Szczegółowe informacje można uzyskać u terapeuty. Produkt jest przeznaczony do przywracania fleksji stawu międzypalczkowego bliższego (503, 601) lub redukcji deformacji typu „łabędzia szyja” (601).

Przeciwwskazania · Pacjenci z ciężkimi procesami zapalnymi stawu międzypalczkowego bliższego lub międzypalczkowego dalszego, rozległym obrzękiem, zaburzeniami krążenia krwi, ograniczonym czuciem lub pacjenci ze stężalymi przykurczami powinni przed użyciem zasięgnąć porady lekarza.

Przed założeniem · Aby dobrze rozmiar, należy użyć karty pomiarów dołączonej do tej instrukcji. Ważne jest dobrać napięcia właściwego dla potrzeb pacjenta. Zawsze należy rozpoczynać od niewielkiego napięcia.

503 – siła zgjęciowa: 2,3 N

601 – siła zgjęciowa: 1,1 N

Regulacja · Model 601 można wyregulować pod względem siły zgjęciowej.

Aby zwiększyć siłę zgjęciową, należy użyć kleszczy i zagiąć ramię tuż za centralnym punktem sprężyny. Spróbować poruszyć palcem i w razie potrzeby wyregulować sprężynę ponownie. Należy zwrócić uwagę, że im bardziej zgięte jest ramię, tym mniej miejsca będzie w sprężynie, co może doprowadzić do wystąpienia problemów z naciskiem.

Modelu 503 nie można regulować.

Zakładanie · Założyć sprężynę na palec. W przypadku modelu 503 należy wyregulować rzep.

Zdejmwowanie szyny · Należy po prostu zsunąć ją z palca.

Skład materiału · Szyny na palec wykonane są ze stali nierdzewnej, aluminium i pianki PE. Wszystkie produkty nie zawierają lateksu.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji i środki ostrożności · Zalecamy pranie osłony raz w tygodniu. Pianka PE nie ma właściwości chłonnych i można dezynfekować ją za pomocą alkoholu lub łagodnego detergentu. Nie używać detergentów zawierających wybielacze.

Pacjentów z wrażliwą skórą, cukrzycą lub zaburzeniami krążenia krwi należy poddać obserwacji. Pacjenci z alergiami powinni sprawdzić skład materiału opisany w punkcie 8.

Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej www.mediroyal.se

EL Ελληνικά – Οδηγίες

Ελατήρια κάμψης δακτύλων · 503, 601

Γενικές πληροφορίες · Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες Το προϊόν θα πρέπει να το διαχειρίζεται αποκλειστικά εξειδικευμένος ιατρικός επαγγελματίας, όπως για παράδειγμα εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, τεχνικός ορθοπαιδικός ή ιατρός. Ασθενείς που παρουσιάζουν διαβήτη, προβλήματα του κυκλοφορικού ή δερματική ευαισθησία θα πρέπει να συμβουλευτούν το θεράπων ιατρό τους προτού το χρησιμοποιήσουν. Αν ο ασθενής είναι αλλεργικός, ελέγξτε το υλικό περιεχόμενο που θα βρείτε στη ενότητα “Υαλικό περιεχόμενο”.

Ενδείξεις · Το προϊόν σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει δύναμη κάμψης σε δάκτυλο που παρουσιάζει συστολής. Η γενική φιλοσοφία είναι να εφαρμόσει χαμηλή τάση για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να διευκολύνει την κάμψη του συσυσταμένου. Αυτό σημαίνει ότι η θεραπεία συνήθως θα πρέπει να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Συζητήστε με τον θεράπων σας τις λεπτομέρειες. Το προϊόν σχεδιάστηκε για την ανάκτηση της κάμψης της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής, ή για μείωση της παραμόρφωσης “λαϊμού κύκνου”.

Αντενδείξεις · Ασθενείς που παρουσιάζουν οξείες φλεγμονώδεις διεργασίες της εγγύς φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης ή της περιφερικής φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης, ασθενείς που παρουσιάζουν υπερβολικό οίδημα, ασθενείς με κακή κυκλοφορία, ασθενείς με μειωμένη ευαισθησία, ή ασθενείς με άκαμπτες ουστίσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους προτού χρησιμοποιήσουν το προϊόν.

Πριν την εφαρμογή · Για να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος χρησιμοποιήστε την κλίμακα μέτρησης στις συγκεκριμένες οδηγίες. Είναι επίσης σημαντικό όπως επιλέξετε την ορθή τάση, αναλόγως των αναγκών του ασθενή. Ξεκινάτε πάντοτε με χαμηλή τάση.

503 – η ένταση κάμψης είναι 2,3 N · 601 – η ένταση κάμψης είναι 1,1 N

Ρύθμιση · Το 601 επιδέχεται ρύθμιση της δύναμης κάμψης. Για την αύξηση της δύναμης κάμψης, χρησιμοποιήστε μια λαβίδα και αλλάξτε τη γωνία του βραχίονα, ελάχιστα πίσω από το κεντρικό σημείο του ελατηρίου. Δοκιμάστε και εφόσον είναι αναγκαίο, το ελατήριο μπορεί να προσαρμοστεί επιπρόσθετα. Απλάς σημειώστε ότι όσο περισσότερο λυγίζει ο βραχίονας, τόσο λιγότερος χώρος θα υπάρχει στο ελατήριο, κάτι που πιθανό να οδηγήσει σε προβλήματα πίεσης. Το 503 δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Εφαρμογή · Εφαρμόστε το ελατήριο επάνω στο δάκτυλο. Για το 503, προσαρμόστε τη λυρίδα Velcro.

Αφαίρεση του νάρθηκα · Απλώς βγάλτε τον από το δάκτυλο.

Υαλικό περιεχόμενο · Οι νάρθηκες δακτύλων είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο και διογκωμένο πολυαιθυλένιο. Κανένα προϊόν δεν περιέχει καουτσούκ.

Οδηγίες φροντίδας και προφύλαξης · Συστήνουμε όπως το κάλυμμα πλένεται μια φορά τη εβδομάδα. Το διογκωμένο πολυαιθυλένιο δεν είναι απορροφητικό, αλλά μπορεί να απολυμανθεί με χρήση αλκοόλης ή ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό που περιέχει χλωρίνη.

Ασθενείς με ευαίσθητο δέρμα, διαβήτη ή χαμηλά επίπεδα κυκλοφορικού θα πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. Ασθενείς που παρουσιάζουν αλλεργίες θα πρέπει να ελέγξουν το υλικό περιεχόμενο, όπως περιγράφεται στο σημείο 8.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το www.mediroyal.se

EL	Ελληνικά – Οδηγίες
ET	Eesti – Juhised
LT	Latvijas – Instrukcija
LV	Lietuvos – Instrukcijas
PL	Polski – Instrukcja
RU	Русский – Инструкции
CZ	Český – Pokyny
AR	زيادات نتي الأصابع

RU Русский – Инструкции

Finger Flexion Springs · 503, 601

Общая информация · Внимательно прочитайте инструкцию. Подгонять изделие должен медицинский работник, к примеру, специалист по гигиене труда, физиотерапевт, ортопедический техник или врач. Пациенты с диабетом, проблемами кровообращения или чувствительной кожей перед использованием изделия должны проконсультироваться с врачом. Если пациент аллергичен, проверьте состав материала в пункте «Состав материала».

Показания · Продукт был разработан для обеспечения усилия на сгибание на палец с контрактурой. Основная философия – прилагать низкое напряжение на протяжении длительного периода времени, чтобы обеспечить флексию контрактуры. Это означает, что лечение обычно должно длиться несколько недель. Обсудите детали со своим врачом. Продукт был разработан, чтобы восстановить флексию проксимального межфалангового сустава и уменьшить деформацию пальца в виде «шеи лебедя» (601).

Противопоказания · Пациенты с серьезным воспалительным процессом в проксимальном или дистальном межфаланговом суставе, пациенты с избыточным отеком, пациенты с нарушениями циркуляции, пациенты со сниженной чувствительностью или пациенты со сконованной контрактурой должны перед использованием проконсультироваться с врачом.

Предварительное наложение · Чтобы выбрать правильный размер, используйте таблицу измерений, приведенную в этой инструкции. Также важно правильно выбрать правильное натяжение в зависимости от потребностей пациента. Всегда начинайте с низкого напряжения.

503 – Сила сгибания 2,3 N · 601 – Сила сгибания 1,1 N

Подгонка · Модель 601 позволяет подгонять силу сгибания.

Для того, чтобы увеличить силу сгибания, с помощью щипцов согните угол рукоятки сразу позади центральной точки пружины. Примерьте, и при необходимости пружину можно подогнать дополнительно. Только имейте в виду, что чем больше согнута рукоятка, тем меньше места будет в пружине, что может привести к проблемам с оказанием давления.

У модели 503 подгонка невозможна.

Наложение · Наденьте пружину на палец. Для модели 503 подгоните ленту Должна.

Удаление шины · Просто снимите ее с пальца.

Состав материала · Шины для пальцев изготовлены из нержавеющей стали, алюминия и полиэтиленовой пены. Все изделия не содержат латекса.

Инструкции по уходу и предостережения · Стирать чехол рекомендуется один раз в неделю. Полиэтиленовая пена не является абсорбентом, и ее можно дезинфицировать с помощью алкоголя или мягкого deterгента. Не использовать deterгенты, содержащие отбеливатель.

Пациенты с чувствительной кожей, диабетом или плохой циркуляцией должны находиться под наблюдением. Пациентам с аллергией следует проверить состав материала под п. 8.

Дополнительную информацию см. www.mediroyal.se

ET Eesti – Juhised

Sõrmepainutusvedrud · 503, 601

Üldine teave · Lugege juhised hoolikalt läbi. Toote peab paigaldama meditsiinilõõtjaita, nagu tegevusterapeut, füsioterapeut, ortopeediatehnik või arst. Diabeedi, vereringehäirete või tundliku nahaga patsiendid peavad enne kasutamist arstiga nõu pidama. Kui patsient on allergiline, vaadake materjalide sisaldust punktist „Materjalide sisaldus”.

Näidustused · Toode on ette nähtud painutusjõu andmiseks kontraktuuriga sõrmele. Üldine eesmärk on avaldada pika aja jooksul nõrka pinget, et võimaldada kontraktuuril painutamist. See tähendab, et ravi kestab tavaliselt mitu nädalat. Üksikasju küsige terapeudilt. Toode on ette nähtud PIP-liigese fleksiiooni taastamiseks (503, 601) või luigekaeladeformatsiooni vähendamiseks (601).

Vastunäidustused · PIP- või DIP-liigese tõsiste põletikuliste protsesside, ülemäärase turse, vereringehäirete, vähenenud tundlikkuse või jäikade kontraktuuridega patsiendid peavad enne kasutamist arstiga nõu pidama.

Enne kasutamist · Õige suuruse valimiseks kasutage käesolevas juhendis toodud mõõtmete tabelit. Oluline on ka valida patsiendi vajadustele vastav õige pinge. Alustage alati väikese pingega.

503 – painutusjõud on 2,3 N

601 – painutusjõud on 1,1 N

Reguleerimine · Toode 601 painutusjõudu saab reguleerida.

Painutusjõu suurendamiseks painutage näpitsatega haara nurka vedru keskkoha tagant. Proovige toodet ja vajaduse korral saab vedru täiendavalt reguleerida. Pange tähele, et mida rohkem on haar painutatud, seda vähem ruumi on vedrus, mis võib põhjustada probleeme survega.

Toode 503 ei ole reguleeritav.

Paigaldamine · Pange vedru sõrmele. Toote 503 puhul reguleerige takjariba.

Lahase eemaldamine · Libistage see lihtsalt sõrmelt maha.

Materjalide sisaldus · Sõrmelasehad on valmistatud roostevabast terasest, alumiiniumist ja PE-vahust. Kõik tooted on lateksivabad.

Hooldusjuhised ja ettevaatusabinõud · Soovitame pesta katet üks kord nädalas. PE-vaht on mitteimav ja seda saab desinfitseerida alkoholi või nõrgatoimelise pesuvahendiga. Ärge kasutage valgendit sisaldavat pesuvahendit.

Tundliku naha, diabeedi või vereringehäiretega patsiente tuleb jälgida. Allergilised patsiendid peavad vaatama punktis 8 toodud materjalide sisaldust.

Lisateavet leiate aadressilt www.mediroyal.se

ET	Eesti – Juhised
LT	Latvijas – Instrukcija
LV	Lietuvos – Instrukcijas
PL	Polski – Instrukcja
RU	Русский – Инструкции
CZ	Český – Pokyny
AR	زيادات نتي الأصابع

CZ Český – Pokyny

Pružiny na ohýbání prstů · 503, 601

Obecné informace · Pečlivě si prostudujte návod. Výrobek by měl nasazovat zdravotnický pracovník jako závodní terapeut, fyzioterapeut, ortopedický technik, nebo doktor medicíny. Pacienti s cukrovkou, oběhnými problémy nebo citlivou pokožkou by se měli před použitím poradit se svým lékařem. Pokud je pacient alergický, zkontrolujte materiálové složení v bodě „Materiálové složení”.

Indikace · Tento výrobek dodává prstům se zkrácenými šlachami sílu na ohýbání. Výrobek je založen na obecném principu vyvíjení nízkého napětí po delší dobu, aby se prst se zkrácenou šlachou dokázal ohnout. To znamená, že léčba musí většinou trvat několik týdnů. Podrobnosti se dozvíte od svého terapeuta. Výrobek je určen pro obnovu flexe článků prstů (503, 601) nebo zmenšení deformace polohy prstu (601).

Kontraindikace · Pacienti se závažným zánětem prstových kloubů, pacienti s nadměrným otokem, pacienti se špatným krevním oběhem, pacienti se sniženou citlivostí prstů nebo pacienti se zatuhlými a zkrácenými šlachami by se před použitím měli poradit s lékařem.

Před nasazením · Pro výběr správné velikosti použijte tabulku velikostí z tohoto návodu. Podle potřeby pacienta je také potřeba zvolit správné napětí. Začnějte vždy od nejnižšího napětí.

503 – Ohýbací síla je 2,3 N

601 – Ohýbací síla je 1,1 N

Úprava · U modelu 601 lze upravit ohýbací sílu.

Pro zvýšení ohýbací síly použijte kleště a ohněte úhel ramena hned za středem pružiny. Zkuste si upravený produkt nasadit a v případě potřeby pružinu ještě upravte. Upozorňujeme, že čím víc bude rameno ohnuté, tím méně prostoru bude uvnitř pružiny, což by mohlo znamenat, že výrobek bude tláčit.

Model 503 nelze upravovat.