

## MOLLA DA DITO

**IMPORTANTE**  
Leggere le informazioni seguenti prima di usare questo dispositivo.

#### USO PREVISTO

La molla da dito si estende dalla falange prossimale all'articolazione interfalangea distale (DIP) ed è usata per consentire una maggiore estensione dell'articolazione interfalangea prossimale (PIP).

Per determinare la lunghezza del tutore, misurare il dito interessato come indicato nello schema.

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

### VINGERVEER

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

**BELANGRIJK**  
Lees de volgende informatie alvorens dit hulpmiddel te gebruiken.

#### GEBRUIK

De vingerveer verbindt de proximale falanx met het distale interfalangeale gewricht (DIP). Hij wordt gebruikt om de extensie van het proximale interfalangeale gewricht (PIP) te vergroten.

Om de lengte van de spalk te bepalen, meet u de vinger in kwestie zoals aangegeven in het schema.

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

#### GEBRUIKSAANWIJZING

- Om de spalk aan te passen, schuift u de spalk over de vinger zodat het proximale

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

### SORMIJOUSI

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

**TÄRKEÄÄ**  
Lue seuraavat ohjeet ennen tämän laitteen käyttöä.

#### KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä sormijousi sopii sormen tyvinivelestä kärkiniveleen. Sitä käytetään sormen keskinivelen lisäojennukseen.

Lastan pituus määritetään mittaamalla sormi kuvan osoittamalla tavalla.

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

#### KÄYTTÖOHJEET

- Liu'uta lasta sormen päälle siten, että tyvipehmuste on tyviliuun

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

- Per applicare il tutore, farlo scorrere sul dito in modo che l'imbottitura prossimale poggi sulla superficie volare della falange prossimale e l'imbottitura distale sia in corrispondenza dell'articolazione interfalangea distale (DIP).
- Per aumentare la forza dell'estensione, allontanare le imbottiture volari prima del posizionamento sul dito.
- Per diminuire la forza dell'estensione, stringere le imbottiture volari prima del posizionamento sul dito.

#### PRECAUZIONI

Questi prodotti devono essere inizialmente applicati da un sanitario che ne conosca le finalità d'impiego. Il sanitario ha la responsabilità di fornire istruzioni e precauzioni inerenti all'applicazione del prodotto al paziente nonché ad altri sanitari e addetti alla cura del paziente. In caso di particolari gonfiore, discromia cutanea o disagio, rimuovere il dispositivo e consultare un sanitario.

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

- kussen over het handpalmvlak van de proximale falanx ligt en het distale kussen ter hoogte van het distale interfalangeale gewricht (DIP) ligt.
- Om de extensiekracht te vergroten, spreidt u de handpalmkussens uit alvorens ze op de vinger te plaatsen.
- Om de extensiekracht te verminderen, knijpt u de handpalmkussens samen alvorens ze op de vinger te plaatsen.

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

- kämmenenpuoleisen pinnan päällä ja kärkipehmuste on kärkinivelen päällä.
- Lisää ojennusvoimaa levittämällä kämmenenpuoleiset pehmusteet erilleen ennen kuin ne asetetaan sormen päälle.
- Vähennä ojennusvoimaa puristamalla kämmenenpuoleiset pehmusteet yhteen ennen kuin ne asetetaan sormen päälle.

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm
B	5,72 cm
C	6,67 cm
D	7,62 cm

AA	4,45 cm
A	5,08 cm

