

Hydrokollator

MediRoyals hydrokollator är tillverkad i rostfritt stål och har ett tätslutande lock som enkelt kan öppnas. Finns i två olika storlekar.

Badet är mycket välisolerat vilket gör att det håller värmen bra och minskar energiåtgången. Termostaten är digital och kan ställas in mellan 30-95 grader Celsius, med en grads intervall. Hydrokollatorn levereras med ett bottennät

vilket förhindrar att plast bränner fast i botten. Avtappningskran på framsidan för enkel tömning och rengöring av badet. Jordad stickpropp. Den här hydrokollatorn har genomgått tester enligt EMC 89/336 EEG och är CE-märkt i enlighet med 93/42/EEC.

TEKNISK DATA

- 220V/50Hz/1,8kW
- Temperatur: 30-95 grader Celsius
- En gradsintervall
- Tillverkad i rostfritt stål.



ST35M2 Hydrokollator

Innerdimension	Längd: 50 cm	Bredd: 35 cm	Djup: 15 cm
Ytter dimension	Längd: 50 cm	Bredd: 35 cm	Djup: 15 cm

ST35M1 Hydrokollator

Innerdimension	Längd: 70 cm	Bredd: 36 cm	Djup: 19 cm
Ytter dimension	Längd: 77 cm	Bredd: 43 cm	Djup: 34 cm

mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90
www.mediroyal.se info@mediroyal.se