

# Streifeneder knäleder

KINEGEN KINEGEN  
*basic* *air*



mediroyal 

Living Proof

[mediroyal.se](http://mediroyal.se)

# Säkerhet & innovation

Knäleder med friktionsbroms har länge varit populära inom ortopedtekniken på grund av deras höga funktion och säkerhet. Streifeneder har därför moderniserat och vidareutvecklat

tekniken i sina två nya knäleder Kinegen Basic och Kinegen Air. Båda baseras på friktionsbromstekniken med uppdaterade funktioner som integrerad extensionsassist och pneumatik. ■



## Kinegen Basic, 3A800

Baserad på det vanliga bromsknäleden men med integrerad extensionsassist och med möjlighet till att använda två olika hårdheter på fjädrar. Röranlutningen är för 30 mm vilket gör det enkelt att byta ut ett gammalt bromsknä mot den nya Kinegen Basic-knäleden. Ingen ny rördimension behövs. Kinegen Basic har samma inställnings- och justeringsmöjligheter som den traditionella bromsknäleden. Knäleden är enkel att underhålla och byta ut slitagedelar på.

- Vidareutveckling av friktionsbromsknäleden.
- Monocentrisk led med hög säkerhetsnivå.
- Integrerad extensionsassist.
- 30 mm röranslutning.
- Extensionsdämpare i polymer och två olika hårdheter.
- 125 kg viktbe gränsning.
- Aktivitetsnivå 1-2.

### Teknisk data:

Hög flexionsvinkel 145  
 Effektiv distal höjd: 96 mm  
 Total höjd: 196 mm  
 Vikt: 620g  
 Material: Aluminium, stål, mässing  
 Röranslutning: 30 mm

# Streifeneder

ortho.production



## Kinegen Air, 3A1000

Baserad på friktionsbromstekniken kombinerad med pneumatik. Knäleden ger en mycket hög säkerhet samt stora möjligheter till individuell och mycket specifik justering av knäleden för patienten. Knäleden har också utrustats med en speciell extensionsbroms som bromsar knäleden individuellt de sista 10-30 graderna. Detta ger patienter med högre aktivitet en mjukare gång och mindre belastning på stumpen.

- Friktionsbroms med pneumatik.
- Hög säkerhetsnivå.
- Unik extensionsbroms som bromsar knäleden individuellt i de sista 10-30 graderna.
- Enkel att justera individuellt.
- 34 mm röranslutning.
- Låg vikt: 820 gram.
- 125 kg viktbegränsning.
- Aktivitetsnivå 1,5-3.

### Teknisk data:

Hög flexionsvinkel 145o  
Effektiv distal höjd: 148 mm  
Total höjd: 245 mm  
Vikt: 820g  
Material: Aluminium, stål, mässing  
Röranslutning: 34 mm



Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden  
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)  
[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)

Living Proof  
[mediroyal.se](http://mediroyal.se)