

# Ortoser för kontrakturer



mediroyal 

Living Proof

[mediroyal.se](http://mediroyal.se)

DeRoyal har utvecklat ett komplett system med både statiska och dynamiska ortoser som hjälp vid behandling av kontrakturer. Ortoserna ger en töjning av kontrakturen i kombination med avlastning. Alla produkter är lätta och smidiga och kan anpassas individuellt. Klädseln är utbytbar och kan tvättas. Lämplig efter manuell behandling av kontrakturen för att bibehålla effekten.

## Static-Pro®

Static-Pro är DeRoyals system för statiska ortoser som kan ställas och justeras individuellt och användas både för extensions- och flexionsbehandling i samma ortos. Ortoserna ger en töjning av kontrakturen i

kombination med avlastning. Lämplig efter manuell behandling av kontrakturen för att bibehålla effekten eller efter behandling med botulinumtoxin.



### Static-Pro Handled, 4415

Handortos som designats för att ge en effektiv töjning av handleden. Kan användas för töjning av extension eller flexion i samma ortos. Justering av vinkeln görs enkelt med justeringsratten vid leden. Ramen som är täckt med plastazote kan enkelt justeras individuellt efter patienten. Fodret är tvättbart och kan köpas separat. Universal storlek men höger och vänsterutförande.

#### 4415R 4415L Static-Pro Handled

4415R	Höger	Universell storlek
4415L	Vänster	Universell storlek

#### 4415PK Extrafoder Static-Pro Handled

4415PK	Universal	
--------	-----------	--



### Static-Pro Armåge, 4425

Armbågsortos för effektiv töjning av armbågen. Kan användas för töjning av extension och flexion i samma ortos. Justering av vinkeln görs enkelt med justeringsratten vid leden. Hylsorna för under- och överarm är tillverkade i aluminium och plastazote och kan enkelt justeras individuellt efter patienten. Fodret är tvättbart och kan köpas separat. Universal storlek men höger och vänsterutförande.

#### 4425R 4425L Static-Pro Armåge

4425R	Höger	Universell storlek
4425L	Vänster	Universell storlek

#### 4425PKR 4425PKL Extrafoder Static-Pro Armåge

4425PKR	Höger	
4425PKL	Vänster	

## Static-Pro Knä, 4405

Knäortos för effektiv tøjning av knäleden. Kan användas för tøjning av extension och flexion i samma ortos. Justering av vinkeln görs enkelt med justeringsratten vid leden. Vad- och lårhylsorna är tillverkade i aluminium och plastazote och kan enkelt justeras individuellt efter patienten. Fodret är tvättbart och kan köpas separat. Universal storlek men höger och vänsterutförande.

4405R  
4405L

### Static-Pro Knä

4405R	Höger	Universell storlek
4405L	Vänster	Universell storlek

4405PKR  
4405PKL

### Extrafoder Static-Pro Knä

4405PKR	Höger	
4405PKL	Vänster	



## Pro-Glide®

Pro-Glide är DeRoyals system för dynamiska ortoser med justerbart motstånd och stöd. Genom en mycket innovativ konstruktion kan samma ortos användas för både extensions- och flexionsstöd. Motståndet kan enkelt justeras med hjälp av den medföljande insexnyckeln. För att enklare kunna applicera ortoserna med dynamiskt motstånd finns

möjlighet att låsa ortosen vid applicering i 0, 45 och 90 grader. Ortosernas skenor är tillverkade i lättviktsaluminium vilket ger en hög stabilitet, låg vikt och en bra livslängd. Kardborrband och polstring kan enkelt bytas ut eller tvättas. Universal storlek men höger och vänsterutförande.

## Pro-Glide Handled, 4115

Dynamisk handortos för kontrakturbehandling av handled och underarm. Ger justerbart motstånd i extension eller flexion beroende på justering och inställning. Motståndet kan ställas individuellt och vid applicering kan leden låsas i 0, 45 och 90 grader för att förenkla appliceringen. Klädsel och kardborrband kan enkelt tvättas eller bytas ut vid behov. Universal storlek men höger- och vänsterutförande.

4115R  
4115L

### Pro-Glide Handled

4115R	Höger	Universell storlek
4115L	Vänster	Universell storlek

4415K

### Extrafoder Pro-Glide Handled

4415K	Universal	
-------	-----------	--





4125

## Pro-Glide Armbåge, 4125

Dynamisk armbågsortos för kontrakturbehandling av armbågsleden. Ger justerbart motstånd i extension- eller flexion beroende på justering och inställning. Motståndet kan ställas individuellt och vid applicering kan leden låsas i 0, 45 och 90 grader för att förenkla appliceringen. Skenorna är justerbara både i längd och bredd. Klädsel och kardborrband kan enkelt tvättas eller bytas ut vid behov. Finns i två storlekar Small (C) och Medium/Large (D) samt höger- och vänsterutförande.

4127CR  
4127CL

### Pro-Glide Armbåge, barn

Artikelnummer	Storlek	Omkretsmått biceps	Hö/vä
4127CR	Barn (C)	19,5-24 cm	Höger
4127CL	Barn (C)	19,5-24 cm	Vänster

Samma funktioner som Pro-Glide Armbåge för vuxna men anpassad för barn.

4127CK

### Extrafoder Pro-Glide Armbåge, barn

4127CK	Barn (C)	
--------	----------	--

4125CR  
4125CL  
4125DR  
4125DL

### Pro-Glide Armbåge

Artikelnummer	Storlek	Omkretsmått biceps	Hö/vä
4125CR	Small (C)	23-30,5 cm	Höger
4125CL	Small (C)	23-30,5 cm	Vänster
4125DR	Medium/Large (D)	30,5 cm & över	Höger
4125DL	Medium/Large (D)	30,5cm & över	Vänster

4125CK  
4125DK

### Extrafoder Pro-Glide Armbåge

4125CK	Small	
4125DK	Medium/large	



4105

## Pro-Glide Knä, 4105

Dynamisk knäortos för kontrakturbehandling av knäleden. Ger justerbart motstånd i extension- eller flexion beroende på justering och inställning. Motståndet kan ställas individuellt och vid applicering kan leden låsas i 0, 45 och 90 grader för att förenkla appliceringen. Skenorna är justerbara både i längd och bredd. Klädsel och kardborrband kan enkelt tvättas eller bytas ut vid behov. Finns i tre storlekar Small (B), Medium (C) och Large (D). Universal höger/vänster.

4107C

### Pro-Glide Knä, barn

Artikelnummer	Storlek	Omkrets knä	Omkrets vad	Hö/vä
4107C	Barn (C)	25-35,5 cm	20-27 cm	Universal

Samma funktioner som Pro-Glide Armbåge för vuxna men anpassad för barn.

4127CK

### Extrafoder Pro-Glide Knä, barn

4107CK	Barn (C)	
--------	----------	--

4105B  
4105C  
4105D

### Pro-Glide Knä

Artikelnummer	Storlek	Omkrets knä	Omkrets vad	Hö/vä
4105B	Small (B)	35,5-42 cm	25-34,5 cm	Universal
4105C	Medium (C)	42-54,5 cm	34,5-42 cm	Universal
4105D	Large (D)	54,5-69 cm	42-51 cm	Universal

4105BK  
4105CK  
4105DK

### Extrafoder Pro-Glide Knä

4105BK	Small (B)	
4105CK	Medium (C)	
4105DK	Large (D)	