


# Hjälp för din rygg




mediroyal 

Living Proof

[mediroyal.se](http://mediroyal.se)



EU3000  
Dorsum MX



EU3001  
Dorsum MX Hög

## EU3000 Dorsum MX

Ett elastiskt ryggbandage tillverkat av ett mjukt och komfortabelt mikrofibermaterial. Bandaget har fem stabiliserande plastskenor i öppna fickor i ryggen. De är placerade i en unik M-konstruktion för optimalt stöd och stabilitet. De två individuellt korsade banden i ryggen ger utmärkt stabilitet. Hakfästningen på dragbanden har gjorts enkla att öppna och stänga. Kardborrstängningen på framsidan har försetts med greppöglor för att förenkla appliceringen. **INDIKATIONER:** Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och degenerativa förändringar.

### EU3000 Dorsum MX

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.

## EU3001 Dorsum MX Hög

Liknande modell som EU3000 med 8 centimeter högre i ryggen, samt något högre på sidorna. Bandaget har fem flexibla stålskenor i öppna fickor i ryggen för maximal stabilitet. De korsade extrabanden i ryggen ger individuellt justerbart stöd och kompression. Kardborrknäppningen framtill och dragbanden har gjorts extra greppvänliga för att underlätta applicering. **INDIKATIONER:** Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och degenerativa förändringar.


### EU3001 Dorsum MX Hög

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.



EU3002  
Dorsum M - Standard



EU3003

## EU3002 Dorsum M - Standard

En enklare version av EU3000 utan de korsande extrastabiliserande banden baktill. Fem plastskenor i ryggen placerade i en unik M-formation för bra stabilitet. Kardborrknäppningen framtill har försetts med två öglor för enkel applicering. **INDIKATIONER:** Akut/kronisk lumbago och förebyggande vid återkommande ryggbesvär.

### EU3002 Dorsum M - Standard

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.

## EU3003 Dorsum M - Standard Hög

Baserad på modell EU3002 men 8 centimeter högre baktill. De fem flexibla stålskenorna i ryggen är placerade i en unik M-formation för optimalt stöd. Kardborrknäppningen framtill har försetts med två öglor för enkel applicering. **INDIKATIONER:** Akut/kronisk lumbago och förebyggande vid återkommande ryggbesvär.

### EU3003 Dorsum M - Standard Hög

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.

## EU3010 MX Soft

Tillverkat av ett kraftigt kompressionsgivande material som är mjukt och komfortabelt för patienten. Insidan av bandaget har behandlats speciellt för att öka patientkomforten. Bandaget har fem plasticskenor i ryggen, placerade i ett unikt M-mönster för optimalt stöd och stabilitet. Det två individuellt korsade banden i ryggen ger utmärkt stabilitet. Kardborreknäppningen framtill har försetts med två öglor för att underlätta för patienter vid applicering. Även dragbanden har utformats för att enkelt kunna appliceras och öppnas. **INDIKATIONER:** Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och degenerativa förändringar.

### EU3010 Dorsum MX Soft

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.



## EU3011 MX Soft Hög

Som modell EU3010 men 8 centimeter högre i ryggen. Fem flexibla metallskenor i ryggen för maximal stabilitet. De korsade banden i ryggen ger individuella justeringsmöjligheter för stabilitet och kompression. Kardborreknäppningen framtill har försetts med två öglor för att underlätta för patienten vid applicering. **INDIKATIONER:** Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och degenerativa förändringar.

### EU3011 Dorsum MX Soft Hög

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.



EU3010  
Dorsum MX Soft

EU3011  
Dorsum MX Soft Hög

## EU3051 Dorsum MX - Temp

En unik kombination av ett elastiskt ventilerat material och NeoTex, ett komfortabelt material med god värmande egenskaper. NeoTex-materialet är placerat baktill i ryggen. Det ventilerande materialet har placerats framtill och på sidorna för bästa komfort. Fem plasticskenor i ryggen placerade i en unik M-konstruktion för bra stabilitet och patientkomfort. Kardborreknäppningen framtill har försetts med två öglor för att underlätta för patienten vid applicering. **INDIKATIONER:** Återkommande ryggproblem, akut/kronisk lumbago och patienter med ökande ryggproblem vid nedkylning.

### EU3051 Dorsum MX - Temp

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.



EU3051  
Dorsum MX - Temp

## EU3050 Dorsum M - Temp

Liknande modells som 3051 men tillverkad helt i NeoTex för maximal värme över problemområdet men utan de elastiska banden i ryggen. **INDIKATIONER:** Återkommande ryggproblem, akut/kronisk lumbago och patienter med ökande ryggproblem vid nedkylning.

### EU3050 Dorsum M - Temp

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.



EU3050  
Dorsum M - Temp



EU3151  
Dorsum MX - Atmos



EU3150

## EU3151 Dorsum MX - Atmos

Detta bandage är en kombination av elastisk ventilerande textil och TriTex. TriTex är ett unikt 3 D-material som utvecklats av DeRoyal. Materialet är vävt i en tredimensionell struktur, vilket ger bra kompression, utmärkt ventilation, bra absorption och en mycket låg vikt. Den goda ventilationen gör materialet utmärkt att användas av patienter som inte vill ha värme exempelvis för vardagligt bruk. De fem plastskenorna i ryggen har placerats i en unik M-design och ger i kombination med de två individuellt korsade elastiska banden en utmärkt stabilitet. Kardborrnäppningen framtill har försetts med två öglor för att underlätta för patienten vid applicering.

**INDIKATIONER:** Återkommande ryggsproblem, akut/kronisk lumbago.

### EU3151 Dorsum MX - Atmos

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.


## EU3150 Dorsum M - Atmos

Samma modell som EU3151, men tillverkad helt i TriTex och utan de elastiska banden i ryggen. **INDIKATIONER:** Återkommande ryggsproblem, akut/kronisk lumbago.


### EU3150 Dorsum M - Atmos

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.



EU3008  
Dorsum Posture



## EU3008 Dorsum Posture

Dorsum Posture är ett nytt hållningsbandage som ger stöd åt bröstrygg samt axlar. Designen är mer effektiv än liknande bandage på marknaden - tack vare det Y-formade extrastödet som finns på ryggplattan och den övre delen på axelbanden. Denna Y-form minskar materialets elasticitet och ger ett bättre stöd. Axelbanden kan förses med tryckavlastande tuber tillverkade av TriTex. Dessa gör det mer komfortabelt att bära ortosen och minskar trycket i axelregionen effektivt. Ortosen är tillverkad i microfiber vilket ger en hög komfort och som dessutom transporterar bort fukt från huden.

**INDIKATIONER:** Smärta i bröstrygg och dålig hållning.

### EU3008 Dorsum Posture

Storlek	XS	S	M	L	XL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110

\* Omkrets i centimeter runt midjan.

## 5122 Elastisk ryggördel

En enkel, elastisk, ryggördel med kardborrknäppning framtill. Används som ett lätt stöd vid lindrigare besvär. Höjd: 20 centimeter. **INDIKATIONER:** Lindriga ryggproblem.

5122	Elastisk ryggördel					
Storlek	Universal	S	M	L	XL	XXL
cm*	68-122	71-81	81-96	96-111	111-127	127-142
Måttet tas över midjan i centimeter.						



## 1348 SI-Ledsbälte

Ett enkelt och smidigt SI-leds bälte tillverkat av neopren som inte glider på huden eller kläderna. Konstruktionen är så smidig att den enkelt kan bäras under kläderna. Justerbara kuddar inne i ortosen gör att stödet för SI-leden kan anpassas individuellt. Enkel kardborreknäppning framtill. **INDIKATIONER:** SI-ledsbesvär och instabilitet.

1348	SI-Ledsbälte		
Storlek	Small/Medium	Large/X-Large	
cm*	70-95	95-125	
Måttet tas mitt över höften i centimeter.			





1340  
Solace™ Rygg-gördel



## 1340 Solace™ Rygg-gördel

En innovativ rygg-gördel i tvådelad design. Tillverkad i ett välventilerande material och har en mycket innovativ och justerbar snörsystem med kardborre. Detta ger en stor justeringsmöjlighet i gördeln med möjlighet till varierande stöd. D-ringar har applicerats på dragbanden vilket gör det enkelt att stänga. Framtill och baktill i bandaget finns ABS-förstärkningar vilket ger ett bra stöd och kontroll. **INDIKATIONER:** Akut eller kronisk lumbago, muskelsvaghet eller vid återkommande ryggbesvär.

1340	Solace™ Rygg-gördel				
Storlek	S	M	L	XL	
cm*	65-85	81-100	95-116	112-130	
* Mättet tas runt midjan.					



1350  
Prolign® Ryggortos




## 1350 Prolign® Ryggortos

Prolign har en unikt patenterat system som förenklar applicering och funktion. ortosen är två-delad med dragband på sidorna. Dragbanden har D-ringar för att förenkla justeringen. Systemet är justerbart vilket gör att passformen och funktionen kan justeras optimalt. Tillverkad av ett material som transporterar bort fukten från huden. Ortosen har förstärkningar för att optimera stabiliteten. Den främre plattan är neutral och den bakre har 25 graders vinkel. Plattorna kan justeras individuellt med hjälp av en varmluftspistol. **INDIKATIONER:** Post-operativ lumbal immobilisering, akut eller kronisk lumbago, muskelsvaghet eller vid degenerativa sjukdomar.

1350	Prolign® Ryggortos					
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	63-76	76-89	89-101	101-114	114-127	127-140
* Mättet tas runt midjan.						

# Ultralign® LSO/TLSO

Ultralign är ett innovativt ortosystem för ryggen, som ger stabilitet och immobilisering i kombination med hög för patienten. Ortosen kan anpassas individuellt efter patienten med justeringsmöjligheterna samt skensystemet tillverkat av Kydex. Ultralign finns i dam och herrstorlek samt för LSO även i en låg modell.



optimal  
komfort  
hjälp av

## Ultralign® LSO

Ultralign LSO är konstruerad för att tillgodose de flesta indikationer inom L1 – L5 som osteoporos, osteoartros, spondylolisthes, kompressionsfrakturer, pre- och postoperativt. Bakre rygglattan finns i 0, 15 och 25 grader lordos.

Herr	Ultralign® LSO		
	0 grader	15 grader	25 grader
Small	UPL1330-00	UPL1330-15	UPL1330-25
Medium	UPL1430-00	UPL1430-15	UPL1430-25
Large	UPL1530-00	UPL1530-15	UPL1530-25
X-Large	UPL1630-00	UPL1630-15	UPL1630-25

Dam	Ultralign® LSO		
	0 grader	15 grader	25 grader
Small	UPL2330-00	UPL2330-15	UPL2330-25
Medium	UPL2430-00	UPL2430-15	UPL2430-25
Large	UPL2530-00	UPL2530-15	UPL2530-25
X-Large	UPL2630-00	UPL2630-15	UPL2630-25

Lågprofil	Ultralign® LSO		
	0 grader	15 grader	25 grader
Small	—	UPLP2330-15	UPLP2330-25
Medium	—	UPLP2430-15	UPLP2430-25
Large	—	UPLP2530-15	UPLP2530-25
X-Large	—	UPLP2630-15	UPLP2630-25



	Måttabell, herr			Måttabell, dam		
	Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm	Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm
Small	79-90	79-90	79-90	63-79	63-79	68-83
Medium	86-96	81-96	86-99	71-90	73-91	81-96
Large	94-104	90-104	96-107	81-96	81-96	90-104
X-Large	96-114	96-114	96-114	90-106	91-106	96-116



Ultralign TLSO med DLE-kit.

## Ultralign® TLSO

TLSO-modellen ger mer stabilitet över ett större område och är konstruerad för att tillgodose diagnoser inom T6–L5 som Osteoporos, Osteoartros, pondylolisthes, Kompressionsfrakturer, Pre och Post operativt. Bakre ryggplattan finns i 15, 25 och 35 grader. Modellen kan utrustas med SPK -Sternal Pad kit eller DLE -Dorsal Lumbar Extension kit för maximal kontroll. Dessa köps separat till varje modell.

Herr		Ultralign® TLSO		
		15 grader	25 grader	35 grader
Small		UPT1333-15	UPT1333-25	UPT1333-35
Medium		UPT1433-15	UPT1433-25	UPT1433-35
Large		UPT1533-15	UPT1533-25	UPT1533-35
X-Large		UPT1633-15	UPT1633-25	UPT1633-35

Dam		Ultralign® TLSO		
		15 grader	25 grader	35 grader
Small		UPT2333-15	UPT2333-25	UPT2333-35
Medium		UPT2433-15	UPT2433-25	UPT2433-35
Large		UPT2533-15	UPT2533-25	UPT2533-35
X-Large		UPT2633-15	UPT2633-25	UPT2633-35

Dam		Ultralign® TLSO, Assessoarer	
SPK-kit, komplett		Art nr: USPK	
DLE-kit, komplett		Art nr: UDLE	



Ultralign TLSO med SPK-kit.

Måttabell, herr				Måttabell, dam			
	Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm		Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm
Small	79-90	79-90	79-90	Small	63-79	63-79	68-83
Medium	86-96	81-96	86-99	Medium	71-90	73-91	81-96
Large	94-104	90-104	96-107	Large	81-96	81-96	90-104
X-Large	96-114	96-114	96-114	X-Large	90-106	91-106	96-116