

Quest Air Walker



En walker tillverkad av formsprutad ABS/Polyamid.

Ger en effektiv och komfortabel immobilisering med hjälp av de uppblåsbara kammare som finns på insidan. Pumpen är integrerad upptill i skumdelen. Fasta kardborrband ger en stabil fixering och den breda basen ger en stabil walker men ändå låg profil.

Sulan är tillverkad av PU och har en rullsula för att förenkla avveckling. **INDIKATIONER** Måttliga till kraftiga fotledsskador, stabila fot och fotledsfrakturer. ■

1542		Quest Air Walker	
Storlekar	Skostorlek	Höjd	Omkrets
Small	35-39	37,5 cm	38 cm
Medium	39-42	40 cm	48 cm
Large	43-45	42,5 cm	66 cm
X-Large	45-	42,5 cm	68 cm



Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90
www.mediroyal.se info@mediroyal.se