

# Genum Liga EZ



EU4017 GENUM LIGA EZ NEOTEX  
EU4117 GENUM LIGA EZ TRITEX

## Genum Liga EZ NeoTex Genum Liga EZ TriTex

Genum Liga EZ är en ny knämodell med en hel öppning framtill. Det gör appliceringen enkel utan att man behöver dra ortosen över foten. Utrustad med en dubbelledad skena tillverkad av aluminium och stål som sytts in i en NeoTex-ficka för optimal polstring. Detta gör att skenan är helt kaplad och ortosen får en låg profil och hög funktion. Baksidan på knäortosen har ett tunt material i antingen NeoTex eller SoftTex för hög komfort. Det går utmärkt att öppna knävecket med hjälp av en vass sax. Materialet måste klippas jämnt och ingen söm får passeras. Två breda kardborrband med öglor underlättar appliceringen. **INDIKATIONER** Kollateralligamentsskador, meniskskador, knäartros eller annan knäinstabilitet.

**X-SMALL** 29-32 centimeter  
**SMALL** 32-35 centimeter  
**MEDIUM** 35-38 centimeter

**LARGE** 38-42 centimeter  
**X-LARGE** 42-46 centimeter  
**XX-LARGE** 46-50 centimeter

 DeRoyal®

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden  
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90  
[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se) [info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)