

Genum Liga Light

Genum Liga Light NeoTex Genum Liga Light TriTex



EU4013 GENUM LIGA LIGHT NEOTEX
EU4113 GENUM LIGA LIGHT TRITEX

Genum Liga Light är en ny knämodell som kombinerar hög funktion med en låg profil. Utrustad med en dubbelledad skena tillverkad av aluminium och stål som sytts in i en NeoTex ficka för optimal polstring. Detta gör att skenan är helt kapslad och kan därför användas inom kontaktsporter. Kardborrejustering över lår och vad. Baksidan på knäortosen har ett tunt material i antingen NeoTex eller SoftTex för hög komfort. Det går utmärkt att öppna knävecket med hjälp av en vass sax. Materialet måste klippas jämnt och ingen söm får passeras. Två band tillverkade av både elastisk och vanlig kardborre ger ett bra stöd och gör appliceringen enkel. Genum Liga Light har utrustats med DeRoyal Quad-Strap™ för att förhindra att ortosen åker ner under aktivitet. **INDIKATIONER** Kollateralligamentskador, menisk-skador, knäartros eller annan knäinstabilitet.

X-SMALL 29-32 centimeter
SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter

LARGE 38-42 centimeter
X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter



Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90
www.mediroyal.se info@mediroyal.se