

Genum Liga ROM short



EU4009 GENUM LIGA ROM SHORT NEOTEX
EU4109 GENUM LIGA ROM SHORT TRITEX




Genum Liga ROM Short NeoTex **Genum Liga ROM Short TriTex**

En knäortos med ROM-led. Kan stoppas i 10, 20, 30 grader extension, 60, 75, 90 grader flexion och låsas helt i 0, 20, 40 och 60 grader. Leden är tillverkad av en rostfri stållegering för optimal prestanda och kan enkelt anpassas på patienten. Skenan är väl polstrad i en ficka av NeoTex för att ge maximal komfort. Två breda 40 mm band upptill och nedtill samt 25 mm band närmast leden ger möjlighet individuell justering. Utrustad med DeRoyal Quad-Strap. **INDIKATIONER** Post-Operativt efter knäoperation, ACL eller PCL skador, kollateralligamentskador, meniskskador.

SMALL 32-35 centimeter
MEDIUM 35-38 centimeter
LARGE 38-42 centimeter

X-LARGE 42-46 centimeter
XX-LARGE 46-50 centimeter



Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 00
www.mediroyal.se info@mediroyal.se