

GenumKidz

Under flera år har vi fått förfrågningar på våra knäortoser i barnstorlekar.

Problemet har varit att tillverka en tillräckligt liten och lätt led med låg profil och hög funktion. Den nya dubbelleden för barn är tillverkad i fjäderstål vilket ger en bra stabilitet och en mycket låg profil. Det har gjort det

möjligt att ta fram barnmodeller på våra mest populära knäortoser Genum Liga X och Genum Liga X-EASE ■



Genum Kidz Liga X

Baserad på 4011/4111 med ett bakre kors för att förhindra hyperextension. Dubbelleden är tillverkad av fjäderstål vilket gör den stabil och lätt. Ortosen har elastiska kardborrband framtill och oelastiska baktill. Alla banden är justerbara och kan klippas till rätt längd. Tillverkas i två material: latexfri TriTex eller NeoTex. **INDIKATIONER:** Ligamentsskador, instabilitet på grund av deformitet och hyperextensionsproblem. MR4051 Tillverkad av 3 mm och 1,5 mm NeoTex för bra värmeisolation. MR4151 Tillverkad av latexfri TriTex och SoftTex i knävecket för bra ventilation.



Genum Kidz Liga X-EASE

Baserad på 4014/4114 med en öppningbar framsida för enkel applicering. Ortosen kan enkelt appliceras utan att behöva dra upp den över foten. Det bakre korset på ortosen förhindrar hyperextension effektivt. De andra banden är justerbara och ger bra stöd och stabilitet. Ortosen har en dubbelled som är tillverkad av fjäderstål vilket gör den stabil och lätt. Tillverkas i två material: latexfri TriTex eller NeoTex. **INDIKATIONER:** Ligamentsskador, instabilitet på grund av deformitet och hyperextensionsproblem. MR4054 Tillverkad av 3 mm och 1,5 mm NeoTex för bra värmeisolation. MR4154 Tillverkad av latexfri TriTex och SoftTex i knävecket för bra ventilation.

MR4051
MR4151

Genum Kidz Liga X

Storlek	Omfångsmått runt knäleden i cm
1	21-24
2	25-27
3	27-30
4	30-33

MR4054
MR4154

Genum Kidz Liga X-EASE

Storlek	Omfångsmått runt knäleden i cm
1	21-24
2	25-27
3	27-30
4	30-33