

Hjälp för hand & tumme



mediroyal 

Living Proof


mediroyal.se

Material i våra produkter




BaseTex & BaseTex^{PLUS}

Ett stabilt material utvecklat speciellt för handledsortoser. Ger bra kompression och stöd. BaseTex^{PLUS} har högre kompression än BaseTex.




TriTex

En unik tredimensionellt väv som är lätt, elastisk och tryckupptagande. Materialet ger en bra kompression och ventilerar huden effektivt.




SoftTex

Är ett andningsaktivt material som transporterar bort fukt från huden. Microfleece på insidan gör materialet särskilt lämpligt för patienter med känslig hud.




NeoTex

NeoTex är ett specialutvecklat neoprenmaterial med slutna celler. Materialet har en hög elasticitet, bra värmeisolerande egenskaper och tar inte upp fukt.



SensiTex

Är ett slitstarkt syntetiskt textilmaterial med läderkänsla. Materialet har mikroporer som tillåter fukt passera lätt och huden att andas.



WebTex

Ett slitstarkt, specialvävt, material med smutsavvisande yta. Väven har en nätstruktur som tillåter huden att andas. Materialet är snabbtorkande.



EU 2010



Manex Basic kort, EU 2010

Tillverkad i BaseTex. Ortosen har sytts med en midja för att ge en perfekt passform. En kedjesöm över handleden ger en bra stabilitet vid volarflexion. Bandaget har fyra korborrhäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastskena. **INDIKATIONER:** Vid Artriter, tendinit, karpaltunnelsyndrom, post-op handledsfrakturer.

EU 2010

Manex Basic kort, beige Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.





Manex Basic stabil, EU 2011

Tillverkad i BaseTex. Modellen är baserad på EU 2010 men tre cm längre och bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. **INDIKATIONER:** Vid vibrationsskador, partiell radialis pares, posttrauma/postop.

EU 2011 Manex Basic stabil, beige Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



Manex Basic Pollus, EU 2012

Tillverkad i BaseTex. Denna ortos har designats för att ge ett lätt stöd över thenarmuskulaturen genom att material har sytts på vid tumöppningen. Detta ger ett bra och lätt stöd för tummen. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. **INDIKATIONER:** Vid Reumatiska eller degenerativa besvär, smärta, svaghet eller överbelastning av handled/tumbas. RSI.

EU 2012 Manex Basic Pollus, beige Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



Manex Basic kort C, EU 2013

Samma modell som EU 2010 men med ett fast tumgrepp som är något mindre. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. **INDIKATIONER:** Artralgi, tenosynovit, status post radiusfraktur.

EU 2013 Manex Basic kort C, beige Hö/Vä


XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.





EU 2020, svart
EU 2023, beige



Manex Rheuma, EU 2020 EU 2023

Tillverkad i SoftTex. Ortosen är speciellt designad för reumatiker genom att modellen är något rakare. Ett band har placerats över handleden för att ge bra stöd i volarflexion. Kardborrstängningen på dorsalsidan har utformats för att minska risken för tryck på Caput Ulnae. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. **INDIKATIONER:** Vid artrit- RA, neurologiska patienter, inom äldreomsorgen.

EU 2020 Manex Rheuma kort svart, Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.


EU 2023 Manex Rheuma kort beige, Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2021, svart
EU 2024, beige



Manex Rheuma, EU 2021 EU 2024

Tillverkad i SoftTex. Modellen är baserad på EU 2020/ EU 2023 men tre cm längre och bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. **INDIKATIONER:** Postop rehabilitering.

EU 2021 Manex Rheuma lång svart, Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.


EU 2024 Manex Rheuma lång beige, Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2022, svart
EU 2025, beige



Manex Rheuma Pollus, EU 2022 EU 2025

Tillverkad i SoftTex. Handledsortos med tumdel för att ge stöd och hålla tummen i funktionsställning. På utsidan av tumdelen ligger en flexibel stålskena som kan formas efter patienten. Latexfri. **INDIKATIONER:** Vid en överansträngd handled/tumme, reumatiska problem, svaghet, nervinlämningar.

EU 2022 Manex Rheuma Pollus, svart Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23


Mättet tas runt handleden i cm.

EU 2025 Manex Rheuma Pollus, beige Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.





Manex Rheuma CMC, MR 2027

Tillverkad i SoftTex. Handlesortos som ger ett bra och lätt stöd över thenarmuskulaturen genom att material har sytts på vid tumöppningen. Designen hjälper tummen i abduktion och ger ett ordentligt stöd vid tumbasen. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastskena. **INDIKATIONER:** Vid reumatiska eller degenerativa besvär, smärta, svaghet eller överbelastning av handled/tumbas, RSI.

EU 2027 Manex Rheuma CMC, svart Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
17-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



MR2027



Manex Lace-Up, EU 2028 EU 2029

Tillverkad i SoftTex. Specialdesignad för patienter med nedsatt handfunktion. Kardborrstängningen med band gör den enkel att stänga. Stor vikt har lagts vid passform och funktion. Plösen är tillverkad i tunn Lycra vilket ger en hög komfort. Latexfri. **INDIKATIONER:** Uttalad smärtproblematik, degenerativa ledförändringar vid tex RA.

EU 2028 Manex Lace-Up, beige Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.

EU 2029 Manex Lace-Up, svart Hö/Vä


X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2029

EU 2028



Manex OpusWT kort, EU 2030

Tillverkad i WebTex. Ortosen som är designad för att ge optimal stabilitet vid krävande arbetssituationer. Över handleden har ett band lagts för att öka stabiliteten vid volarflexion. Bandaget har fyra kardborrband på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plastskena. Latexfri. **INDIKATIONER:** Vid smärta tendinit, artros, artrit. Lämpligt som arbetsbandage där både finmotoriska och belastningsrelaterade moment ingår i ett och samma arbete.


EU 2030 Manex OpusWT kort, svart Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2030



Manex OpusWT lång, EU 2031

Tillverkad i WebTex. Modellen är baserad på EU 2030 men är tre cm längre och har en bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plasticskena. Latexfri. **INDIKATIONER:** Posttrauma/postop, partiell radialis pares.

EU 2031 Manex OpusWT lång, svart Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23



EU 2040, beige
EU 2042, svart



Manex Optima kort, EU 2040 EU 2042

Tillverkad i BaseTex Plus. Liknande modell som EU 2010 men tillverkad i ett material med högre kompression. Bandaget har fyra kardborrknäppningar på dorsalsidan samt justerbart tumgrepp. Levereras med en dynamisk plasticskena. **INDIKATIONER:** Vid krav på hög kompression Posttrauma/postop, vid belastningsrelaterade aktiviteter och/eller problem.

EU 2040 Manex Optima kort, beige Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.

EU 2042 Manex Optima kort, svart Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2041, beige
EU 2043, svart



Manex Optima lång, EU 2041 EU 2043

Tillverkad i BaseTex Plus. Modellen är baserad på EU 2040/EU 2042 men är tre cm längre och har en bredare skena som gör bandaget mer stabilt. Ett 50 mm brett band har placerats över handleden för att ge en bra kompression och stöd. Levereras med en dynamisk plasticskena. **INDIKATIONER:** Vid krav på hög kompression, posttrauma/postop, vid vibrationskador, partiell radialis pares.

EU 2041 Manex Optima lång, beige Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23


Mättet tas runt handleden i cm.

EU 2043 Manex Optima lång, svart Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.





Manex SenseIT, EU 2060

Tillverkad i SensiTex. Handledsortos som utvecklats för situationer där ortosen kräver bra slitstyrka. SensiTex är semi-elastiskt med läderkänsla och ger därför ett bra stöd runt handleden. Kardborrstängning dorsalt samt justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER:** Vid smärta, svaghet, degenerativa ledförändringar till exempel vid RA, ligamentskador.


EU 2060 Manex SenseIT, svart Hö/Vä

XX-Small	X-Small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
12-13	13-14	14-16	16-18	18-20	20-22	21-23

Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2060



Manex Radial FormAT, MR 2085

Tillverkad i NeoTex. Specialdesignad för patienter med radialis pares men kan även användas av andra diagnosgrupper. Ortosen är framtagen för att kunna uppdateras och justeras under hela behandlingen av patienten. Den består av tre delar: fingerplatta, tumdel och ortos med thermoplast för handryggen. Nattetid kan fingerplattan bytas ut mot ett mjukt band som stöd. **INDIKATIONER:** Ersätta/stödja svaga muskler och möjliggöra ett funktionellt grepp vid radialis pares, vid karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt vid till exempel radiusfraktur, vid ulnardrift av fingrar, subluxation av MCP-leder till följd av RA.

EU 2085 Manex Radial, svart Hö/Vä


Small	Medium	Large
13-16	16-18	18-22

Mättet tas runt handleden i cm.

Observera att Thermoplasten måste tas ur vid tvätt.



MR 2085



Manex FormAT CT, MR 2086

Tillverkad i NeoTex. Designad för användning som nattskena vid karpaltunnelsyndrom. Volart i ficka ligger en thermoplast som kan formas individuellt efter patienten. Detta ger ett bra och stabilt stöd nattetid. Ett brett fast band runt handleden och ett justerbart tumgrepp. **INDIKATIONER:** Nattortos vid karpaltunnelsyndrom, posttraumatiska besvär, överansträngning.

EU 2086 Manex FormAT CT, svart Hö/Vä

Small	Medium	Large
13-16	16-18	18-22

Mättet tas runt handleden i cm.

Observera att Thermoplasten måste tas ur vid tvätt.




MR 2086





MR 2088



Manex FormAT, MR 2088

Tillverkad i NeoTex. Utvecklad för att ge ett individuellt stöd för patienter med uttalad smärtproblematik kring handledsregionen. Dorsalt ligger en ficka för thermoplast som formas individuellt. Volart ligger en stabil plasticskena för optimalt stöd. Ett brett fast band runt handleden ger ett bra stöd. Justerbart tumgrepp. **INDIKATIONER:** Används vid smärta tex efter Scaphoideumfraktur eller lunatummalaci, tendinit, epikondylit och karpaltunnelsyndrom.

EU 2088 Manex FormAT, svart Hö/Vä

Small	Medium	Large
13-16	16-18	18-22

Mättet tas runt handleden i cm.


Observera att Thermoplasten måste tas ur vid tvätt.



MR 2088



EU 2180



Manex AtmosT3, EU 2180

Tillverkad i TriTex. En enkel och mycket funktionell handledsortos med ett fast band runt handleden för maximalt stöd. Justerbart tumgrepp. Mycket lämplig för patienter som är tryckkänsliga. Levereras med en dynamisk plasticskena. **INDIKATIONER:** Vid arbetsrelaterade situationer.

EU 2180 Manex Atmos, svart Hö/Vä

Small	Medium	Large
13-16	16-18	18-22


Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2180



EU 2055



Manex TendensNT, EU 2055

Tillverkad i NeoTex. Detta bandage har utvecklats för patienter med arbetsrelaterade handledsproblem. Det avlastar senorna runt handleden och stödjer vid repetitiva rörelser. Designen gör att handflatan är fri och stödet ligger ulnart/radialt. **INDIKATIONER:** Vid arbetsrelaterad problematik med monotona, repetitiva inslag till exempel musarm, tendinit, lateral epikondylit, karpaltunnelsyndrom.

EU 2055 Manex TendensNT, svart Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.





Thenax Basic, EU 2014 EU 2015

Tillverkad i BaseTex. Ett tumbbandage som designats i ett stycke för att ge ett flexibelt stöd åt tummens abduktion. Vid applicering dra kardborrstängningen utåt/uppåt och fäst. Detta ger en bra kompression och stöd över thenarmuskulaturen. Justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER:** Skador orsakad av arbetsrelaterade situationer till exempel triggertumme, artros, artrit.

EU 2014 Thenax Basic lång, beige Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.


EU 2015 Thenax Basic kort, beige Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.



2014, lång
2015, kort



Thenax Opus Kort, EU 2034 EU 2035

Tillverkad i WebTex. För patienter som arbetar i fuktiga miljöer och vill ha ett snabbtorkande ortos har vi tagit fram dessa modeller. Designen ger ett bra stöd över thenarmuskulaturen och hjälper tummen i abduktion. Justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER:** artros, artrit.

EU 2034 Thenax Opus Mellan, Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.


EU 2035 Thenax Opus kort, Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2034, lång
EU 2035, kort



Thenax TriTex, EU 2074 EU 2075

Tillverkad i TriTex. Dessa modeller är speciellt utvecklade för tryckkänsliga patienter. TriTex materialet tar effektivt upp tryck från skena eller band och ser till att hudytan ventileras. Designen ger ett bra stöd över thenarmuskulaturen och hjälper tummen i abduktion. Justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER:** CMC ledsmärta-artros, reumatiska problem, artrit, överansträngning, stukning.

EU 2074 Thenax TriTex mellan, Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.

EU 2075 Thenax TriTex kort, Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22


Mättet tas runt handleden i cm.



EU 2074, mellan
EU 2075, kort



MR 2182



Manex-Thenax Primär mjuk, MR 2182

En kort handledsortos med tumdel för effektiv smärtlindring. Extrabandet runt handleden ger ett bra stöd åt tummens CMC-1 led utan att störa handens öppningsgrepp. Ortosen är cirkulärt designad med tre kardborrar dorsalt. Kardborrknäppning med plös i Lycra gör ortosen enkel att applicera. Designen och materialet gör ortosen mycket lämplig för tryckkänsliga patienter. **INDIKATIONER:** Smärta, svaghet, artros, reumatiska problem, artrit, tendinit.


MR 2182 Manex-Thenax Primär

Storlek	S	M	L
cm *	14-16	16-18	18-20

* Mät runt handleden. Alla mått i cm.



MR 2183



Thenax Duo mjuk, MR 2183

En tumortos utvecklad för att stabilisera tummens MCP-, CMC-1 led och thenarmuskulaturen. Ortosen har ett reglerbart band dorsalt för att kunna ändra tummens position i palmar och radialabduktion vid exempelvis en begynnande adduktionskontraktur. Bandets dragriktning avlastar tummen effektivt. Lättapplicerad kardborrknäppning med Lycra. **INDIKATIONER:** Avlastning/smärtlindring av tummen.


MR 2183 Thenax Duo mjuk

Storlek	S	M	L
cm *	14-16	16-18	18-20

* Mät runt handleden. Alla mått i cm.



MR 2184



Thenax Duo stabil, MR 2184


Utvecklad för att stabilisera tumlederna, stödja thenarmuskulaturen och minska felställningen vid inskränkt öppningsgrepp av tummen. Det dorsala bandet ger ett effektivt stöd tillsammans med en tunn insydd plast runt thenarmuskulaturen. Detta ger ett bra stöd i palmarabduktion. Ortosen är fodrad med Lycra för optimal komfort. Lättapplicerad kardborrknäppning med plös i Lycra. **INDIKATIONER:** Hindra, påverka, töja på en adduktionskontraktur, ofrivilliga muskelspänningar.

MR 2184 Thenax Duo stabil

Storlek	S	M	L
cm *	14-16	16-18	18-20

* Mät runt handleden. Alla mått i cm.





Thenax FormAT NT, EU 2050 EU 2051 EU 2052

Tillverkad i NeoTex. Ett unikt koncept med thermoplast och textil ortos. Thermoplasten formas individuellt på patienten med hjälp av varmvatten. På insidan finns en ficka för thermoplasten. Plasten kan också formas direkt i fickan med hjälp av varmvatten. Detta ger en hög komfort och ett bra individuellt stöd. Finns i tre olika längder.

INDIKATIONER (EU 2050): Vid smärta, svaghet överansträngd tumme, artrit, artros. **INDIKATIONER (EU 2051):** Vid Ulnar/radial kollateralligament skada, degenerativa problem-ZIG-ZAG tumme/skomakartumme till följd av RA. **INDIKATIONER (EU 2052):** Vid Morbus De Quervain, postop, tumfraktur/senskada, artrit, vid tonsökning i tummen för att bibehålla tummen i funktionell position under aktivitet, till exempel, spela golf.

EU 2050 Thenax FormAT NT, kort Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.

EU 2051 Thenax FormAT NT, mellan Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.


EU 2052 Thenax FormAT NT, lång Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.



Observera att Thermoplasten måste tas ur vid tvätt.



Thenax FormAT IT, EU 2061 EU 2062

Tillverkat i SensiTex. Kombinationen med thermoplast och ett stabilt & slitstarkt material ger en optimal stabilitet för patienten. Thermoplasten formas individuellt på patienten med hjälp av varmvatten. På insidan finns en ficka för thermoplasten. Plasten kan också formas direkt i fickan med hjälp av varmvatten. Justerbart tumgrepp. Latexfri. **INDIKATIONER (EU 2061):** Vid smärta, svaghet, överansträngd tumme, artrit, artros. **INDIKATIONER (EU 2062):** Vid Ulnar/radial kollateralligament skada, degenerativa problem-ZIG-ZAG tumme/skomakartumme till följd av RA, Morbus De Quervain.

EU 2061 Thenax Form ATIT, kort Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.

EU 2062 Thenax Form ATIT, mellan Hö/Vä

X-Small	Small	Medium	Large	X-Large
13-14	14-16	16-18	18-20	20-22

Mättet tas runt handleden i cm.





Extra stabiliserande band, EU 2090 - EU 2093

Universal storlek. Passar de flesta av våra handleds- och tumbandage. Gjord av semielastisk velour för optimal komfort och stöd. Appliceras enkelt på förlängningen av kardborren på bandaget. Fäst haken på extra bandet mot velouren på bandaget och spänn det runt handleden. Finns även i beige utförande, Art. EU 2090.

EU 2090 Extra stabiliserande band, beige

50 mm, universal storlek 13-22 cm.

EU 2091 Extra stabiliserande band, svart

50 mm, universal storlek 13-22 cm.

EU 2092 Extra stabiliserande band, beige

30 mm, universal storlek 13-22 cm.

EU 2093 Extra stabiliserande band, svart

30 mm, universal storlek 13-22 cm.



mediroyal

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se

Living Proof
mediroyal.se