

Transition Telescoping Post-Op



En post-op knäortos som är justerbar i längd, från 46 cm till 68 cm.

Ortosen kan enkelt anpassas och låsas. Kardborrbanden använder ett snabbclip i thermo-plast som gör det enkelt att ta av, och på, ortosen. Leden kan justeras i 10 graders justeringar i både extension och flexion.

Har också en drop-lock funktion som låser leden i full extension. **INDIKATIONER** Post-operativ stabilisering och rehabilitering av knäskador. ■

KB7000-01 Transition Telescoping Post-Op

Storlek	Längd
Universal	46-68 cm



Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90
www.mediroyal.se info@mediroyal.se