



Ortoser för barn

mediroyal 

Living Proof

mediroyal.se

för barnen



Nu presenterar MediRoyal en rad produkter som är anpassade för barn.

Ortoser i barnstorlekar har inte alltid varit lätt att hitta. MediRoyal har därför under en längre tid arbetat tillsammans med DeRoyal för att ta fram funktionella ortoser i barnstorlekar. Vi har suttit ned och diskuterat med ledande ortopedingenjörer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och ortopedläkare

för att ta fram lämpliga material, lösningar och storlekar. Frukten av detta långa arbete presenteras i den här broschyren. Även om vi kommit en bra bit på väg kommer vi inte nöja oss med detta. Vår målsättning är att kunna erbjuda ännu fler produkter för barn. ■

XTW-krage

En cervikalkrage utvecklad för långtidsmobilisering. Ger bra stabilitet i flexion, extension, lateral böjning och axial rotation. Kragen har flex-zoner både fram till och baktill för att minska risken för tryck och öka komforten. Skum-materialet i kragen är latexfritt. Levereras med ett extra set med polstring. **INDIKATIONER:** Cervikal instabilitet, frakturer, whiplash.

XTW-krage		
Art nr	Storlek	
11252	Infant kort	
11262	Infant standard	
11272	Barn liten	
11282	Barn kort	
11292	Barn standard	

Måttabell, XTW-krage		
	Ålder	Kroppslängd
11252 Infant kort	1-18 mån	53-83 cm
11262 Infant	9-24 mån	73-94 cm
11272 Barn Liten	1-3 år	83-101 cm
11282 Barn Kort	2-5 år	89-114 cm
11292 Barn Standard	3-6 år	94-122 cm

Tabellen ger bara en storleksindikation. För bästa passform måste kragen provas ut individuellt.



1023 Philadelphiakrage

En cervikalkrage tillverkad av plastazote med plastförstärkningar. Ger ett bra stöd i extension och flexion. Plastazotematerialet kan enkelt justeras och klippas med sax vid behov. **INDIKATIONER:** Cervikal instabilitet, frakturer, whiplash.

Philadelphia-krage		
Art nr	Storlek	
1023-01	Infant kort	
1023-00	Infant standard	

Måttabell, Philadelphia-krage		
	Höjd	Omkrets
1023-01 Infant	32 mm	15-20 cm
1023-00 Barn	44 mm	20-28 cm

Tabellen ger bara en storleksindikation. För bästa passform måste kragen provas ut individuellt.





Nyckelbensbandage

3002 Nyckelbensbandage

En ortos för effektiv immobilisering av nyckelbenet vid frakturer eller instabilitet. Ortosen har kardborreband vilket gör det mycket enkelt att justera individuellt. Tillverkad av textil och skum-material som klarar väta. Detta gör att det går att duscha med ortosen på. **INDIKATIONER:** Fraktur eller instabilitet av nyckelbenet.

Nyckelbensbandage		
Art nr	Storlek	Ålder
3002-01	Infant	0-3 år
3002-02	Barn	3-10 år

Måttabell, nyckelbensbandage		
	Ålder:	Omkretsmått i en åtta:
3002-01 Infant	0-3 år	68-84 cm
3002-02 Barn	3-10 år	92-116 cm

Omkretsmått i cm. Måttet tas som en 8 runt båda axlarna.



Axelmitella

1169 Axelmitella

En mitella speciellt utvecklad för barn med djup ficka för säker immobilisering. Axelbandet kan justeras individuellt och har en extra polstring för hög komfort. **INDIKATIONER:** Som avlastning vid gipsning av hand, underarm eller överarm, nyckelbensfrakturer och axelskador.

Axelmitella		
Art nr	Storlek	Ålder
1169-01	Infant	0-3 år
1169-02	Barn	3-10 år

Måttabell, Axelmitella			
	Ålder:	Fickans storlek:	Bandets bredd/längd:
1169-01 Infant	0-3 år	13x23 cm	2,5 x 53 cm
1169-02 Barn	3-10 år	15x23 cm	2,5 x 69 cm



Knäimmo

1497 Knäimmo

En knäimmo tillverkad av ett latexfritt skum-material med öppna celler. Kardborreband och metallskenor för att enkelt kunna justera ortosen individuellt. Levereras också med en skumprofil för flexionsstöd baktill på knäleden vid sängliggande immobilisering. **INDIKATIONER:** Vid knätrauma eller post-operativt.

Knäimmo 25 cm		
Art nr	Storlek	Ålder
1497	Small	0-3 år
1497	Medium	3-7 år
1497	Large	7-10 år

Måttabell, knäimmo 25 cm		
	Ålder:	Omkrets mitt på låret:
1497 Small	0-3 år	20-25 cm
1497 Medium	3-7 år	25-30 cm
1497 Large	7-10 år	30-36 cm


Fotledsstöd Air

Ett fotledsstöd med luftkammare för en effektiv kompression och immobilisering. Kardborrband gör det enkelt att justera både omfång och storlek på fotplattan. Universal höger och vänster samt låg profil. **INDIKATIONER:** Vid fotledsskada eller annan fotledsinstabilitet.

Fotledsstöd Air			
Art nr	Storlek	Ålder	
AB2362	Infant	2-6 år	
AB2361	Small	7-12 år	

Måttabell, fotledsstöd Air

	Ålder:	Ortosens länd:
AB2362 Infant	2-6 år	15 cm
AB2361 Small	7-12 år	21,5 cm



Fotledsstöd Air

1549 Inline Walker Air

En fotledswalker för effektiv stabilisering och immobilisering av fotleden. Ortosen har också inbyggda luftkammare som kan pumpas för en effektiv kompression. Detta ger både en större stabilitet och högre kompression. Ortosen har en stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. Justerbara kardborrband för individuell justering. **INDIKATIONER:** Vid kraftigare fotledsskada, fotledsfraktur eller post-operativt.

Inline Walker Air			
Art nr	Storlek	Ålder	
1549 Infant	Infant	3-8 år	

Måttabell, Inline Walker Air

	Ålder:	Skostorlek:
1549 Infant	3-8 år	24-30



Inline Walker Air

1553 Inline Walker

En konventionell fotledswalker med skenor för stabilisering och immobilisering av fotleden. Ortosen har en stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. Justerbara kardborrband för individuell justering. **INDIKATIONER:** Vid fotledsskada, fotledsfraktur eller post-operativt.

Inline Walker			
Art nr	Storlekar	Ålder	
1553 Infant	Infant	3-8 år	

Måttabell, Inline Walker

	Ålder:	Skostorlek:
1553 Infant	3-8 år	24-30



Inline Walker



Pucci hand Air

Pucci Hand Air short

Denna behandlingsortos tillåter en fortskridande lätt passiv töjning till en hand med kontrakturer genom den pumpbara luftkudden som ligger volart i handen. Placera alltid luftkudden i patientens handflata före pumpningen. Luftventilen på ortosen skall alltid ligga åt lillfingersidan. **INDIKATIONER:** Förhindra och töja på kontrakturer.

403 Pucci hand Air, short Hö/Vä

Art nr	Hö/vä	Storlek	Ålder
403 PL - Barn	Vänster	Handbredd upp till 120 mm	6-12 år
403 PR - Barn	Höger	Handbredd upp till 120 mm	6-12 år
403 PSL - Barn	Vänster	Handbredd upp till 64 mm	0-5 år
403 PSR - Barn	Höger	Handbredd upp till 64 mm	0-5 år



405



Pucci Air T

Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled. Ger en lätt töjning åt hand och fingrar med ökad tonus. Luftblåsan är utformad så att den också för ut tummen i en lätt volarabduktion till ett öppningsgrepp. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- och vänstermodell. **INDIKATIONER:** Spasticitet, förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident).

405 Pucci Air T, Hö/Vä

Art nr	Hö/vä	Ålder	Ålder
405 PL - Barn	Vänster	Handbredd upp till 130 mm	6-12 år
405 PR - Barn	Höger	Handbredd upp till 130 mm	6-12 år



405

405

Pucci Air

Pumpbar handortos med formbar plastram för underarm/handled. Hanledsortos baserad på artikel 405 Pucci Air T, men med skillnad på luftblåsan som i denna ortos är en pumpbar hel luftblåsa både för hand och fingrar. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- eller vänstermodell. **INDIKATIONER:** Spasticitet, förhindra kontrakturer vid CVA (Cerebral Vaskulär Accident).

413 Pucci Air, Hö/Vä

Art nr	Hö/vä	Storlek	Ålder
413 PL - Barn	Vänster	Handbredd upp till 105 mm	6-12 år
413 PR - Barn	Höger	Handbredd upp till 105 mm	6-12 år



Pucci Reflex

Denna ortos har utvecklats som en kombinationsortos. Den ger möjlighet för en lätt passiv töjning åt handen/fingrar med flexionskontrakturer genom den justerbara fingerplattan. En tvättpåse medföljer och extraklädsel kan beställas separat. Finns i höger- och vänstermodell. **INDIKATIONER:** Minska spasticitet. Förhindra förkortning av flexorer, töja på kontrakturer och öka passiv rörlighet.

415 Pucci Reflex

Art nr	Hö/vä	Storlek	Ålder
415 PL - Barn	Vänster	Handbredd upp till 105 mm	6-12 år
415 PR - Barn	Höger	Handbredd upp till 105 mm	6-12 år





Pucci Fingerskiljare

Ett mjukt band för att separera fingrarna. Lätt att applicera med kardborre. Kan användas ensam i behandlingen eller tillsammans med någon av Pucci-ortoserna. Ger ett lätt stöd åt de proximala phalangerna och håller fingrarna i en lätt sträckning. Bandet är konstruerat av ett mjukt skummaterial vilket minskar risken för tryck vid ömtålig hud. Universalmodell.

812-P	Pucci Fingerskiljare			
812 P - Barn	Höger/vänster	Universal	Universal storlek	
	Bandets längd: Barn: 40 centimeter Vuxna: 52 centimeter			

