


# Hjälp för din rygg



mediroyal 

Living Proof

[mediroyal.se](http://mediroyal.se)



MediRoyal använder bomull av specialkvalitet som kallas för MCC - Micro Climate Cotton.

## Nya Dorsum-serien



Den nya Dorsum-serien från DeRoyal har uppdaterats för att möta dagens krav på funktionalitet till ett attraktivt pris. Materialet har designats och komponerats för att öka komforten genom att låta huden andas. Vi har därför använt bomull av specialkvalitet som kallas för MCC - Micro Climate Cotton.

Den har långa och extremt tunna bomullsfibrer som låter fukt passera. Elasticiteten har också förbättrats genom att den blivit längre och något mindre kompression vilket gör det enklare att applicera för patienten med svag muskulatur. Alla nya Dorsum ryggortoser har fått greppband framtill för att göra appliceringen enklare samt öppna kardborrändar på dragbanden för att göra öppningen lättare. ■





## EU3000 Dorsum MX

Ett elastiskt ryggbandage tillverkat av MMC, Micro Climate Cotton, för optimal komfort. Bandaget har fyra stabiliserande plastskenor i öppna fickor i ryggdelen. De två individuellt korsade banden i ryggen ger en utmärkt och justerbar stabilitet. Hakfästningen på dragbanden har gjorts enkla att öppna och stänga. Kardborrstängningen på framsidan har försetts med greppöglor för att förenkla appliceringen för patienter med greppsvårigheter. **INDIKATIONER:** Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och degenerativa förändringar.

### EU3000 Dorsum MX

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

Omkrets i centimeter runt midjan.  
 Beige färg EU3000-3  
 Svart färg EU3000-9



# Enkel att öppna & stänga



De två individuellt korsade banden i ryggen ger en utmärkt och justerbar stabilitet.



EU3001  
Dorsum MX Hög

## EU3001 Dorsum MX Hög

Ett elastiskt ryggbandage tillverkat MMC -Micro Climate Cotton för optimal komfort. Denna modell är 10 cm högre än modellen EU3000. Bandaget har fyra stabiliserande plastskenor i öppna fickor i ryggdelen. De två individuellt korsade banden i ryggen ger en utmärkt och justerbar stabilitet. Hakfästningen på dragbanden har gjorts enkla att öppna och stänga. Kardborrstängningen på framsidan har försetts med greppöglor för att förenkla appliceringen för patienter med greppsvårigheter.

INDIKATIONER: Akut/kronisk lumbago, överrörlighet och degenerativa förändringar.

### EU3001 Dorsum MX Hög

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

\* Omkrets i centimeter runt midjan.  
Finns endast i Beige färg EU3001-3.



## EU3008 Dorsum Posture

Dorsum Posture är ett hållningsbandage som ger stöd åt bröstrygg samt axlar. Designen är mer effektiv än liknande bandage på marknaden, på grund av den Y-formade stabiliseringen som finns på ryggplattan och den övre delen på axelbanden. Denna Y-form minskar materialets elasticitet och ger ett bättre stöd. Axelbanden kan försees med tryckavlastande tuber tillverkade av TriTex. Dessa gör det mer komfortabelt att bära ortosen och minskar trycket i axelregionen effektivt. Ortosen är tillverkad av MMC - Micro Climate Cotton för optimal komfort.


INDIKATIONER: Smärta i bröstrygg och dålig hållning.

### EU3008 Dorsum Posture

Storlek	XS	S	M	L	XL	
cm*	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	

\* Mättet tas runt övre delen av midjan och är bara en rekommendation. Normal T-shirt storlek är också en bra riktlinje. Individuell utprovning rekommenderas.

Beige färg EU3008-3  
Svart färg EU3008-9



EU3008  
Dorsum Posture



## 5122 Elastisk ryggördel

En enkel, elastisk, ryggördel med kardborrknäppning framtill. Används som ett lätt stöd vid lindrigare besvär. Höjd: 20 centimeter. **INDIKATIONER:** Lindriga ryggproblem.

5122	Elastisk ryggördel					
Storlek	Universal	S	M	L	XL	XXL
cm*	68-122	71-81	81-96	96-111	111-127	127-142
Måttet tas över midjan i centimeter.						



5122 Elastisk ryggördel

## 1348 SI-Ledsbälte

Ett enkelt och smidigt SI-leds bälte tillverkat av neopren som inte glider på huden eller kläderna. Konstruktionen är så smidig att den enkelt kan bäras under kläderna. Justerbara kuddar inne i ortosen gör att stödet för SI-leden kan anpassas individuellt. Enkel kardborreknäppning framtill. **INDIKATIONER:** SI-ledsbesvär och instabilitet.

1348	SI-Ledsbälte	
Storlek	Small/Medium	Large/X-Large
cm*	70-95	95-125
Måttet tas mitt över höften i centimeter.		



1348  
SI-ledsbälte



1340  
Solace™ Rygg-gördel



## 1340 Solace™ Rygg-gördel

En innovativ rygg-gördel i tvådelad design. Tillverkad i ett välventilerande material och har en mycket innovativ och justerbar snörsystem med kardborre. Detta ger en stor justeringsmöjlighet i gördeln med möjlighet till varierande stöd. D-ringar har applicerats på dragbanden vilket gör det enkelt att stänga. Framtill och baktill i bandaget finns ABS-förstärkningar vilket ger ett bra stöd och kontroll. **INDIKATIONER:** Akut eller kronisk lumbago, muskelsvaghet eller vid återkommande ryggbesvär.

1340	Solace™ Rygg-gördel				
Storlek	S	M	L	XL	
cm*	65-85	81-100	95-116	112-130	
* Mättet tas runt midjan.					



1350  
Prolign® Ryggortos



## 1350 Prolign® Ryggortos

Prolign har en unikt patenterat system som förenklar applicering och funktion. ortosen är två-delad med dragband på sidorna. Dragbanden har D-ringar för att förenkla justeringen. Systemet är justerbart vilket gör att passformen och funktionen kan justeras optimalt. Tillverkad av ett material som transporterar bort fukten från huden. Ortosen har förstärkningar för att optimera stabiliteten. Den främre plattan är neutral och den bakre har 25 graders vinkel. Plattorna kan justeras individuellt med hjälp av en varmluftspistol. **INDIKATIONER:** Post-operativ lumbal immobilisering, akut eller kronisk lumbago, muskelsvaghet eller vid degenerativa sjukdomar.

1350	Prolign® Ryggortos					
Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm*	63-76	76-89	89-101	101-114	114-127	127-140
* Mättet tas runt midjan.						

# Ultralign® LSO/TLSO

Ultralign är ett innovativt ortosystem för ryggen, som ger stabilitet och immobilisering i kombination med hög för patienten. Ortosen kan anpassas individuellt efter patienten med justeringsmöjligheterna samt skensystemet tillverkat av Kydex. Ultralign finns i dam och herrstorlek samt för LSO även i en låg modell.



optimal  
komfort  
hjälp av

## Ultralign® LSO

Ultralign LSO är konstruerad för att tillgodose de flesta indikationer inom L1 – L5 som osteoporos, osteoartros, spondylolisthes, kompressionsfrakturer, pre- och postoperativt. Bakre rygglattan finns i 0, 15 och 25 grader lordos.

Herr	Ultralign® LSO		
	0 grader	15 grader	25 grader
Small	UPL1330-00	UPL1330-15	UPL1330-25
Medium	UPL1430-00	UPL1430-15	UPL1430-25
Large	UPL1530-00	UPL1530-15	UPL1530-25
X-Large	UPL1630-00	UPL1630-15	UPL1630-25

Dam	Ultralign® LSO		
	0 grader	15 grader	25 grader
Small	UPL2330-00	UPL2330-15	UPL2330-25
Medium	UPL2430-00	UPL2430-15	UPL2430-25
Large	UPL2530-00	UPL2530-15	UPL2530-25
X-Large	UPL2630-00	UPL2630-15	UPL2630-25

Lågprofil	Ultralign® LSO		
	0 grader	15 grader	25 grader
Small	—	UPLP2330-15	UPLP2330-25
Medium	—	UPLP2430-15	UPLP2430-25
Large	—	UPLP2530-15	UPLP2530-25
X-Large	—	UPLP2630-15	UPLP2630-25



Måttabell, herr				Måttabell, dam			
	Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm		Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm
Small	79-90	79-90	79-90	Small	63-79	63-79	68-83
Medium	86-96	81-96	86-99	Medium	71-90	73-91	81-96
Large	94-104	90-104	96-107	Large	81-96	81-96	90-104
X-Large	96-114	96-114	96-114	X-Large	90-106	91-106	96-116



Ultralign TLSO med DLE-kit.


## Ultralign® TLSO

TLSO-modellen ger mer stabilitet över ett större område och är konstruerad för att tillgodose diagnoser inom T6–L5 som Osteoporos, Osteoartros, pondylolisthes, Kompressionsfrakturer, Pre och Post operativt. Bakre ryggplattan finns i 15, 25 och 35 grader. Modellen kan utrustas med SPK -Sternal Pad kit eller DLE -Dorsal Lumbar Extension kit för maximal kontroll. Dessa köps separat till varje modell.

Herr		Ultralign® TLSO		
		15 grader	25 grader	35 grader
Small		UPT1333-15	UPT1333-25	UPT1333-35
Medium		UPT1433-15	UPT1433-25	UPT1433-35
Large		UPT1533-15	UPT1533-25	UPT1533-35
X-Large		UPT1633-15	UPT1633-25	UPT1633-35

Dam		Ultralign® TLSO		
		15 grader	25 grader	35 grader
Small		UPT2333-15	UPT2333-25	UPT2333-35
Medium		UPT2433-15	UPT2433-25	UPT2433-35
Large		UPT2533-15	UPT2533-25	UPT2533-35
X-Large		UPT2633-15	UPT2633-25	UPT2633-35

Dam		Ultralign® TLSO, Assessoarer	
SPK-kit, komplett		Art nr: USPK	
DLE-kit, komplett		Art nr: UDLE	



Ultralign TLSO med SPK-kit.

Måttabell, herr				Måttabell, dam			
	Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm		Bröst, cm	Midja, cm	Trochanter, cm
Small	79-90	79-90	79-90	Small	63-79	63-79	68-83
Medium	86-96	81-96	86-99	Medium	71-90	73-91	81-96
Large	94-104	90-104	96-107	Large	81-96	81-96	90-104
X-Large	96-114	96-114	96-114	X-Large	90-106	91-106	96-116