



DeRoyal  
*Sports Medicine*



ANATOMICAL DESIGN  
 HEAT AND COMPRESSION  
 STABILITY FLEXIBILITY  
 SUPPORTING  
 LIVING PROOF

DeRoyal by  
**mediroyal**

# no matter what...

Oavsett idrott man väljer finns det oftast risk för skador. I vårt sortiment finner du skydd som kan förhindra att skador uppstår. Vi har även skydd som hjälper dig som redan är skadedrabbad. Med rätt typ av stöd kan du minska smärtan, må bättre och bli skadefri fortare.

## SHOULDER



**Axelskydd 8010** Ett anatomiskt axelskydd tillverkat för att ge stabilitet och kompression för en skadad axel. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material med mycket god kompression och stabilitet. Skyddet kan användas både på höger samt vänster axel genom den unika lösningen med spännbandet • Storlek XS – L



**Axelskydd 8011** Anatomiskt axelskydd med justeringsband som medger korrigerande rörelse. Skyddet är tillverkat av NeoTex, som ger god kompression och stabilitet. Skyddet kan användas för både höger och vänster axel • Storlek XS – XL

## ELBOW


**Armbågsskydd 8020** Tillverkad med optimal anatomisk design ger detta armbågsskydd en god kompression samt stabilitet till en skadad armbågsled. Skyddet är tillverkat av NeoTex. Kardborrnäppning för enkel och smidig anpassning och applicering • Storlek XS – XXL



**Armbågsskydd 2625** Armbågsskydd för att motverka översträckning i armbågsled. Skyddet som är tillverkat i NeoTex är försett med stabila skenor, spännband på över och underarm samt korslagda spännband som förhindrar armbågens översträckning. Skyddet är försett med ett unikt SoftTex material i armvecket som ger mycket god användarkomfort. Storlek XS – XXL



**Armbågsskydd Handboll 8101** Ett unikt anatomiskt armbågsskydd formgivet speciellt för handbollsspelare. Skyddet är tillverkat av värmande och stötdämpande NeoTex med en speciellt skyddande pelott tillverkad av stötdämpande PU-skum. Pelotten är täckt med en slitstark Kevlar™ yta för bästa hållbarhet vid extrema påfrestningar • Storlek XS – XXL



## WRIST







**Handledsskydd med skena 8030** Tillverkad i en one-piece design för bästa anatomiska design och passform. Skyddet är fullt anpassningsbart med kardborrband på handryggsidan. Den medföljande stabiliserande skenan är förformad för optimal stabilitet och funktion. Det statiska bandet över handleden bidrar till enkel anpassning och justering av stabiliseringsgrad • Storlek S – XL Höger och Vänster



**Handledsbånd Universal 8031** Ett smidigt och enkelt handledsstöd formgivet speciellt för att inte störa greppet i handflatan – för t ex tennis, golf och andra idrotter då greppet är viktigt. Det extra elastiska stabiliserande bandet ger mycket goda möjligheter attjustera och anpassa stabiliteten • Storlek Universal

## BACK

**Ryggskydd 8040** Lätt stabiliserande ryggskydd av NeoTex med kardborrnäppning framtill för enkel och smidig applicering. Skyddet är konstruerat för att ge stabilitet samt ge lokal värme över det skadade området • Storlek S – XXL



**Ryggskydd Stabil 8041** Ett stabilt ryggskydd tillverkat av NeoTex och försett med fem stabiliserande flexibla plastskenor i ryggen. Skenorna är placerade i en unik formation för att uppnå optimal stabilitet. Det extra stabiliserande elastiska banden ger förbättrad stabilitet och kompression över det lumbala området. Kardborrnäppning för enkel och smidig applicering • Storlek S – XXL

...we're supporting you

## THIGH



**Lårskydd 8060** Anatomiskt lårskydd med justeringsmöjlighet av skyddets överkant. Skyddet är tillverkat av NeoTex, som ger god kompression och stabilitet • Storlek S-XXL

## KNEE

**Knäskydd Basic 8050** Anatomiskt knäskydd formgivet för optimalt stöd och kompression. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Knäskyddet stabiliserar knäleden lätt och förhöjer cirkulationen under användning • Storlek XS – XXL

### Knäskydd med öppen patella

**8051** Ett anatomiskt knäskydd formgivet för att stabilisera och stödja en skadad knäled. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Det öppna hålet i skyddet avlastar och stabiliserar knäskålen lätt vid generella knäskålsproblem • Storlek XS – XXL



### Knäskydd U med flexibla skenor

**8052** Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Två fjäderskenor är placerade på insidan samt utsidan av knäleden för att stabilisera leden ytterligare. En U-formad patellapelott stödjer och stabiliserar patella under användning. Semielastiska karborrband möjliggör enkel och smidig applicering och justering • Storlek XS – XXL



### Knäskydd med stabiliserande skenor

**8053** Ett anatomiskt stabiliserande knäskydd med två dubbelledade metallskenor för bästa stabilitet. Skenorna ligger placerade i en öppen skenficka och kan enkelt tas ut ur bandaget för att justeras. Skyddet är tillverkat av NeoTex, ett material med goda stabiliserande och kompressionsgivande egenskaper. Elastiska band ger goda möjligheter att anpassa och justera skyddet • Storlek XS – XXL

**Condro Band 8054** Ett smidigt och effektivt skydd för avlastning av knäskålen och/eller knäskålssenan. Skyddet är tillverkat av så kallad "Shark Skin" NeoTex för optimal passform och funktion. Den medföljande patellapelotten placeras på patellasenan och skyddet stänges med karborren • Storlek S – XL




**Handbollsknäskydd 8100** Ett unikt handbollsknäskydd tillverkat av ett stabiliserande och stötdämpande NeoTex. Knäskyddet är anatomiskt anpassat för att uppnå optimal komfort med optimal funktion. Den Kevlar™-försedda stötdämpande pelotten är utformad för att skydda hela knät under aktiviteten. Med dess unika form uppnås god dämpning vid samtliga fallvinklar mot knäleden. Ett unikt SoftTex-material i knävecket ger mycket god användarkomfort • Storlek XS – XXL



### Handbollsknäskydd Barn/Ungdom 8102

Handbollsknäskydd som ovan finns även i barnstorlekarna 1 – 4

**Volleyboll knäskydd MR8004** Knäskydd med öppning i knäveck för att ge god böjningsförmåga i knävecket. Skyddet är tillverkat i NeoTex med en Kevlar försedd perlott som är designad för att underlätta böjning i knäled. Säljes i par. Storlek S – XL



## CALF


**Vadskydd 8070** Ett värmande och kompressionsgivande vadskydd tillverkat av NeoTex för behandling av underbensproblem – t ex inflammatoriska benhinor – vid aktivitet. Vadskyddet är anatomiskt utformat och kan anpassas i längd för individuell anpassning • Storlek XS – XXL



# SHORTS


## Värmebyxa 8110 Marinblå/8111 Svart

En smidig och anatomiskt formgiven värmebyxa designad speciellt för att värma och stödja lumskar och lår vid problem. Byxan är konstruerad av ett värmande NeoTex-material för att ge optimal kompression i kombination med värme vid exempelvis muskelbristningar och generella överbelastningsskador • Storlek XS – XL




## Målvaktsbyxa 8112 Målvaktsbyxa med

samma design som värmebyxa, dock med påsydd perlott på höfterna för att skydda mot stötar • Storlek S – XL



## Kompressionsbyxa 8115

Den ultimata byxan att användas för lätt stabilisering av muskulaturen runt höft och lår. Byxan är tillverkad av ett mycket tunt och smidigt kompressionsgivande material vilket ger ett bra stöd utan att märkas. Tillverkad av en mycket elastisk och luftig Lycra™ Spandex • Storlek S – XL



# ANKLE



**Fotledsskydd 8071** Ett enkelt och smidigt fotledsskydd tillverkat av NeoTex för lätt stabilitet och värme. Skyddet är utformat för att värma och ge kompression lokalt över fotleden. Kardborrknäppning för enkel och smidig applicering • Storlek XS – XL

## Fotledsskydd med stabiliseringsband 8072

Fotledsskydd baserad på Art. 8071 men försedd med ett extra stabiliserande "åttaband" över fotleden. Bandet spännes efter önskad stabilitet och stänges med kardborren • Storlek XS – XL



## Fotledsskydd 8075

Fotledsskydd med design för aktiviteter på alla nivåer. Tillverkat av ett slitstarkt och mjukt kanvasmaterial med mycket låg profil för god komfort i skon. Två uttagbara plastskenor ger ett gott medialt och lateralt stöd. De stumma stabiliserande banden ger möjlighet till ett effektivt hållås för förbättrad lateral stabilitet samt ett band som läggs i en åtta för generell stabilisering. Hälen är försedd med ett elastiskt band för att motverka tryck • Storlek XS – XL, Vå/Hö



## Funktionellt Fotledsskydd 8073

Ett stabilt fotledsstöd tillverkat i plast för optimal stabilitet och funktion. Skyddets skenor med fotplatta ger medial/lateral stabilisering utan att påverka dorsal och plantarflexion. Två elastiska kardborrband ger jämn kompression och stabilitet runt fotleden. Fodret är tillverkat av PU-skum för maximal komfort. Storlek XS – XL



# SOLE

## SULOR 1200/1210/1220/1230

Ett standardsortiment för god fotkomfort. I sortimentet ingår solor Art.nr MR1200-1203, hälkilar Art.nr MR1210-1213, hälsporrekil Art.nr MR1220-1223 och halvsula Art.nr MR1230-1233. Kontakta kundtjänst för mer information.



# TAPE

**Kinesiotape** Unik tape som korrigerar muskelspänning, lindrar smärta och förbättrar blod- och lymfcirkulation. För effektiv användning av Kinesiotape bör kunskaper om tapens funktion, egenskaper och möjligheter finnas. Finns i färgerna Blå (MR6125), Röd (MR6120), Svart (MR6155) och Beige (MR6150).



no matter what  
...we're supporting you

### Axelskydd • Shoulder support

8010 Strl	XS	S	M	L	–	–
8011 Strl	XS	S	M	L	XL	–
Strl i cm	24–28	28–32	32–35	35–38	38–41	–



### Armbågskydd • Elbow supports

8020 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
2625 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
8101 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
Strl i cm	20–23	23–25	25–28	28–31	31–33	33–36



### Handledsskydd • Wrist braces

8030 Strl	–	S	M	L	XL	–
Strl i cm	–	13–16	16–18	18–22	22–26	–



8031 Size Universal

### Ryggskydd • Back supports

8040 Strl	–	S	M	L	XL	XXL
8041 Strl	–	S	M	L	XL	XXL
Strl i cm	–	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120



### Lårskydd • Thigh supports

8060 Strl	–	S	M	L	XL	XXL
Strl i cm	–	48–50	50–52	52–54	54–56	56–60



### Knäskydd • Knee braces

8050 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
8051 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
8052 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
8053 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
8054 Strl	–	S	M	L	XL	–
8100 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
8004 Strl	–	S	M	L	XL	XXL
Strl i cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50
8102 Strl	1	2	3	4	–	–
Strl i cm	23–25	25–27	27–30	30–33	–	–



### Vadskydd • Calf support

8070 Strl	XS	S	M	L	XL	XXL
Strl i cm	34–35	35–36	36–37	37–38	38–39	39–40



### Värmebyxa / Kompressionsbyxa • Shorts

8110 Strl	XS	S	M	L	XL	–
8111 Strl	XS	S	M	L	XL	–
8112 Strl	–	S	M	L	XL	–
8115 Strl	–	S	M	L	XL	–
Strl i cm	60	70	80	90	100	–



### Ankelskydd • Ankle supports

8071 Strl	XS	S	M	L	XL	–
8072 Strl	XS	S	M	L	XL	–
Strl i cm	18–20	20–22	22–24	24–26	26–28	–
8073 Strl	–	S	M	L	–	–
8075 Strl	XS	S	M	L	XL	–
Skostorlek	35–37	37–39	39–40	40–42	42–44	–



### Sulor • Soles

Sulor Art.nr	1200	1201	1202	1203
Hälkilar Art.nr	1210	1211	1212	1213
Hälsporrekil Art.nr	1220	1221	1222	1223
Halvsula Art.nr	1230	1231	1232	1233
Skostorlek	33–36	37–40	41–44	44–48



DeRoyal by

# mediroyal

Mediroyal Nordic AB

Box 7052, Staffans väg 6B, 192 07 Sollentuna Sweden

Tel: +46 8 506 766 00. Fax: +46 8 506 766 90

Website: [www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

E-mail: [info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)