

# DeRoyal Manuell Kylterapienhet



En kompakt, manuell, kylterapienhet med låg vikt.

Is och vatten cirkuleras genom att höja och sänka behållaren i förhållande till skadeområdet. Levereras med en universal manschett med elastiska band. Kan användas för både knä, fotled, höft och axel.

INDIKATIONER Post-operativt eller efter trauma för att reducera smärta och svullnad. ■



Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden  
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90  
[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se) [info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)