

# Formthotics




mediroyal 

Living Proof

[mediroyal.se](http://mediroyal.se)

# Formthotics

Formthotics är ett komplett system med inlägg som enkelt kan anpassas individuellt och korrigeras efter behov. Sulorna är tillverkade av EVA och PE-skum för att ge en bra stötupptagning, vara lätta och inte absorbera fukt. Finns i olika modeller som alla ger ett bra stöd för foten. Med hjälp av kilar och pelotter kan sulorna anpassas individuellt efter patientens specifika problem.



3540

## 3540 Medical Low Volume Svart

För skor med smalare tåbox som finskor, cykelskor och spikskor. Tillverkad av en fastare EVA med ett lätt till medelfast stöd över fotvalvet. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort. Storlek XS-XL.

STABILITET

### Skostorlek

XS	S	M	L	XL
35,5-37,5	38-40	40,5-42	42,5-44	44,5-46,5



3550

## 3550 Medical Dual Low Volume Grön

För skor med smalare tåbox som finskor, cykelskor och spikskor. Tillverkad av en fastare EVA och ett mjukare PE-material på ovansidan för att ge maximal komfort. Ger ett lätt till medelfast stöd över fotvalvet. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort.

KOMFORT

### Skostorlek

XS	S	M	L	XL
35,5-37,5	38-40	40,5-42	42,5-44	44,5-46,5

### 3520 Medical Svart Fast

Den främsta standardsulan. Fungerar för normala till breda läster. Tillverkad av ett fastare EVA som get ett medelfast stöd över fotvalvet. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort.



3520

Skostorlek				
XS	S	M	L	XL
35,5-37,5	38-40	40,5-42	42,5-44	44,5-46,5

### 3570 Medical Beige Mjuk

Samma utformning som Medical Svart men tillverkad i ett mjukare EVA material. För tryckkänsliga patienter som behöver ett lätt stöd över fotvalvet. Anatomiskt



3570

Skostorlek				
XS	S	M	L	XL
35,5-37,5	38-40	40,5-42	42,5-44	44,5-46,5

### 3510 Medical Work Dual

Baserad på Medical Svart men med mjukare PE-material på ovansidan samt perforeringar i framfoten för ökad ventilation. Ger ett medelfast stöd över fotvalvet. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort.



3510

Skostorlek				
XS	S	M	L	XL
35,5-37,5	38-40	40,5-42	42,5-44	44,5-46,5




3530

### 3530 Medical Shock Stop

Framtagen för att optimera stötupptagning och stöd i samma sula. Tillverkad av fastare EVA med ett skummaterial som formar sig efter foten och ger en känsla av tyngdlöshet. Detta ger ett bra stöd samt extremt hög komfort. Anatomiskt utformad häl för bästa stöd och komfort.



Skostorlek					
XS	S	M	L	XL	
35,5-37,5	38-40	40,5-42	42,5-44	44,5-46,5	



MR1990

### MR1990 MediRoyal PodoBox

MediRoyal har tillsammans med Ortopedingenjör Lars Eghamn utvecklat denna kompakta och funktionella spegellåda, PodoBox. Spegellådan är ett utmärkt hjälpmedel vid diagnostisering av besvär från nedre extremitet. Det går enkelt att se belastningen på fotvalven och varus- eller valgusställning av hälen. Med spegellådan kan man också göra enklare statistiska analyser av fotledens belastning. PodoBox är en kompakt spegellåda med mycket låg höjd vilket gör det enkelt för patienter att kliva upp och ned. Höjd: 25 cm, vikt: 10 kg, längd: 64 cm, bredd: 35,5 cm.



### MR1420 Helkil för spegellåda

Ortopedingenjör Lars Eghamn har utvecklat denna kil som går att använda direkt på spegellådan för att avgöra hur varje fot ska stabiliseras individuellt. Kilen är tillverkad av transparent viscoelastisk polymer vilket gör att man kan se fotens belastning igenom. Kilen är graderad från 2 till 10 mm vilket gör det enkelt att avgöra hur mycket stöd foten behöver och framförallt var. Det gör kilen till ett utmärkt hjälpmedel vid utvärdering av patienten på spegellådan. Kilen kan tvättas med alkohol eller desinfektionsmedel. Finns i en storlek: 33x7,5 cm.



Mediroyal Nordic AB  
 Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden  
 Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna  
 Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se  
 info@mediroyal.se

Living Proof  
 mediroyal.se