



mediroyal 

Orthoses are our passion

SRX  [®]

BY MEDIROYAL

*Support during Activity,
taking you further.*

NYHET!

SRX[®] är ett registrerat varumärke
av Mediroyal Nordic AB, Sweden

© Mediroyal Nordic AB, Sweden 2021



SRX®

BY MEDIROYAL

Produktserien SRX® har designats för att stödja människor i aktivitet. Det nya och innovativa SRX®-materialet har en tredimensionell textil på ovansidan som ger både elasticitet och kompression. Kärnan i materialet är CR-skum med slutna microluftceller som ger ett lätt material med bra värmeisolering och som inte absorberar fuktighet.

Neptune™-materialet som är hydrodynamiskt, komfortabelt och snabbtorkande är laminerat på insidan av produkterna. De nya materialen, i kombination med funktionell design och vårt skandinaviska arv som värdesätter en aktiv livsstil, är alla väsentliga komponenter i vår SRX-serie.

Support during Activity, taking you further.



SRX810 · SRX® Axelskydd

Detta axelskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material som ger stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen över axelleden. Designen ger en låg profil, smidig passform och en hög funktionalitet. Stängningen kan alterneras så den kan bäras både på höger och vänster axel, genom att bara byta plats på stängningen. Axelskyddet kan användas för lokala inflammationer, lättare instabilitet eller vid tillfällig smärta som orsakats av överansträngda muskler.

Storlek	XS	S	M	L	XL
cm	24–28	28–32	32–35	35–38	38–41

Omkretsmått tas runt överarmens mittpunkt.



SRX811 · SRX® Axelskydd X

Detta axelskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material som kombinerats med ett justerbart kryssband över axelleden för att ge mer individuellt stöd. Överarmen har ett NRX®-material med friktionseffekt och ett justerbart kardborreband. Skyddet kan bäras på både vänster och höger axel genom att byta plats på stängningen. Axelskyddet kan användas för lokala inflammationer, lättare instabilitet eller vid tillfällig smärta som orsakats av överansträngda muskler.

Storlek	XS	S	M	L	XL
cm	24–28	28–32	32–35	35–38	38–41

Omkretsmått tas runt överarmens mittpunkt.



SRX820 · SRX® Armbågsskydd

Detta armbågsskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material som ger stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen över armbågsleden. Designen består av tre delar över armbågen och en hel del över armbågsvecket vilket ger en låg profil som är smidig och funktionell. Skyddet har kardborrejustering vid överarmen och underarmen för enkel anpassning. Armbågsskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överbelastning av muskulatur eller vid lättare instabilitet.

Storlek	XS	S	M	L	XL
cm	20–23	23–25	25–28	28–31	31–33

Omkremsmättet tas runt mitt över armbågsleden.



SRX821 · SRX® Universellt Armbågsskydd

Detta armbågsskydd, som är tillverkat av 3 mm SRX®-material, har en universell omlott-design som appliceras runt armbågsleden. Det ger stöd, kompression och isolerar värmen lokalt över leden. Omlott-designen gör det möjligt att förskjuta omfånget i storleken och göra överarmsdelen större och underarmsdelen mindre vid behov. Ovansidan på skyddet har en mjuk kardborreyta där hakdelen på kardborren kan fästas var som helst. Armbågsskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överbelastning av muskulatur eller vid lättare instabilitet.

Storlek	Universal
cm	20–30

Omkremsmättet tas runt mitt över armbågsleden.



SRX822 · SRX® Universellt Armbågsskydd

Detta armbågsstöd är tillverkat av rundstickad elastisk textil med spiral-elastiskt garn. Det ger ett lätt stöd och kompression över armbågsleden. Armbågsstödet kan användas vid lokala inflammationer, överbelastning av muskulatur eller vid lättare instabilitet.

Storlek	Universal
cm	22–28

Omkremsmättet tas runt mitt över armbågsleden.





SRX823 · SRX® Universellt Tennisarmbågsband

Detta tennisarmbågsband är tillverkat av 3 mm SRX®-material med Neptune™ på insidan. Det har en fast pelott som placerats precis under spännets för att ge ett lätt stöd över underarmsmuskulaturen. Bandet är elastiskt vilket ger en dynamisk kompression för att det skall hålla sig på plats vid aktivitet. Kardborrestängningen gör bandet flexibelt i justering. Bandet kan användas för tennisarmbåge eller golfarmbåge beroende hur det placeras.

Storlek
cm

Universal
20–32

Omkretsmättet tas 5 cm under armbågsleden.



SRX215 · SRX® Universellt Fast Tennisarmbågsband

Detta tennisarmbågsband är fast, utan elasticitet och tillverkad av dubbellaminerad mjuk kardborre. Bandet har en pelott som är fastsatt med kardborre som gör att den kan justeras och flyttas individuellt. Det fasta tennisarmbågsbandet ger ett mer distinkt stöd över underarmsmuskulaturen och kardborrestängningen kan användas för att reglera stödet. Bandet kan användas för tennisarmbåge eller golfarmbåge beroende på hur det placeras.

Storlek
cm

Universal
20–32

Omkretsmättet tas 5 cm under armbågsleden.



SRX824 · SRX® Universellt Handledsstöd

Detta handledsstöd är designat i 3 mm SRX®-material med Neptune™ på insidan. Bandet runt handleden är elastiskt för att ge ett bra stöd och kompression. Kardborrestängningen är flexibel och enkel att justera och stödet kan användas på både höger och vänster hand. Handledsstödet kan användas vid stukningar, överbelastningar, lättare instabilitet men också vid problem med tennisarmbåge, för att minska rörelse i handleden och avlasta underarmsmuskulaturen.

Size	Universal
cm	12-20

Omkremsmättet tas runt handleden.



SRX825 · SRX® Universellt Tum- & Handledsstöd

Detta tum- & handledsstöd är designat av 1,5 mm SRX®-material med mjukt kardborretyg på ovansidan och Neptune™ på insidan. Tumslungan appliceras över tummen och bandet fästs runt handleden för att ge ett lätt stöd för både tumme och handled. Kardborrestängningen gör stödet flexibelt och justerbart. Stödet kan användas vid lokala inflammationer, överbelastningar, stukningar eller lättare instabilitet i tumme och handled.

Storlek	Universal
cm	12-20

Omkremsmättet tas runt handleden.



SRX826 · SRX® Universellt Handledsstöd

Detta handledsskydd är designat av 3 mm SRX®-material med mjukt kardborretyg på ovansidan och Neptune™ på insidan. Modellen har ett hål för tummen, appliceras runt handleden och bandet används som en extra förstärkning. Kardborrestängningen gör stödet både stabilt, flexibelt och justerbart. Handledsskyddet kan användas vid stukningar, överbelastningar, lättare instabilitet men också vid problem med tennisarmbåge, för att minska rörelse i handleden och avlasta underarmsmuskulaturen.

Storlek	Universal
cm	12-22

Omkremsmättet tas runt handleden.



SRX[®]

BY MEDIROYAL


Support during Activity, taking you further.

mediroyal




SRX840 · SRX® Ryggstöd

Detta ryggstöd är designat av 5 mm SRX®-material som ger stöd och isolerar värmen över ländryggen. Insidan av materialet har Neptune™ laminerat vilket ger hög komfort och torkar snabbt. Kardborrestängningen framtill gör det enkelt att applicera och justera. Ryggstödet kan användas vid tillfällig smärta i ländryggen, överansträngning eller för att ge ett lätt stöd över ländryggen vid aktivitet.



Storlek	S	M	L	XL	XXL
cm	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

Omkretsmättet tas runt midjan.




SRX841 · SRX® Ryggskydd Stabil


Detta ryggskydd är tillverkat av ventilerande elastiskt material med låg profil för att kunna användas både utanpå och under kläder. Baktill har skyddet plastskenor i slutna kanaler för att ge stöd till ländryggen. Insidan baktill har anti-glidmaterial för att förhindra att skyddet åker upp vid användning. Som extra stöd finns ett justerbart dragband fastsatt baktill och som fästs in framtill för att ge individuellt stöd och kompression. Ryggskyddet kan användas vid tillfällig smärta i ländryggen, överansträngning eller för att ge stöd över ländryggen vid aktivitet.

Storlek	S	M	L	XL
cm	60-75	75-90	90-120	120-150

Omkretsmättet tas runt midjan.



SRX



SRX852 · SRX® Multisport Knä

Denna modell är tillverkad av en kombination av 5 mm SRX®-material runt knäleden och 3 mm SRX®-material i knävecket. Den anatomiska designen ger ett bra stöd, en mycket bra passform och sidopanelerna gör skyddet mer följsamt vid aktivitet, speciellt multisport och cross-fit. SRX®-materialet har Neptune™ laminerat på insidan vilket ger hög komfort och torkar snabbt. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad, lättare instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.

Storlek	S	M	L	XL
cm	33–36	36–39	39–42	42–45

Omkremsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.



SRX860 · SRX® Impact Knäskydd

Denna modell är designad för att skydda knäleden mot slag vid exempelvis lagsporter med hjälp av en pelott med stötabsorberande CR15-skum och med Kevlar® laminerat ovanpå. Basmodellen är samma som SRX852 men kortare framtill. Den anatomiska designen ger ett bra stöd, en mycket bra passform och sidopanelerna gör skyddet mer följsamt vid aktivitet. Neptune™-materialet är laminerat på insidan vilket ger hög komfort och är snabbtorkande. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad, lättare instabilitet, vid tillfällig knäsmärta eller för att skydda knäleden från slag.

Storlek	S	M	L	XL
cm	33–36	36–39	39–42	42–45

Omkremsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.



SRX854 · SRX® Knästrap

Detta knäskydd är tillverkad av 3 mm SRX®-material med en anti-glidyta på insidan och mjukt kardborretyg på utsidan. Anti-glidyta ger ett mycket bra grepp och förhindrar att skyddet glider under aktivitet. Knäskyddet har en pelott framtill som placeras över knäskålssenan för att ge stöd. Kardborrbandet framtill används för att öka stödet över pelotten och säkra skyddet under aktivitet. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer, vid hopparknä och vid Schlatterknäproblem.

Storlek	XXS	XS	S	M	L
cm	26–29	29–32	32–35	35–38	38–42

Omkretsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.



SRX855 · SRX® Universell Knästrap

Denna modell är en enkel, flexibel och universell knästrap som är tillverkad av SRX®-material med en ovansida med mjukt kardborretyg. Designen gör den lämplig som enklare stöd vid problem från knäskålssenan. Kardborrejusteringen gör skyddet flexibelt och enkelt att applicera. Stödpelotten placeras över knäskålssenan och ger ett lättare stöd. Kompressionen justeras genom att spänna kardborren hårdare. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer, vid lättare problem med hopparknä och vid Schlatterknäproblem.

Storlek	Universal
cm	29–42

Omkretsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.




SRX850 · SRX® Knäskydd

Detta knäskydd har designats av 3 mm SRX®-material, med Neptune™ laminerat på insidan för optimal komfort. Den anatomiska designen, som är lätt böjd, ger en bra passform vid aktivitet, hög funktion och isolering av kroppsvärmen lokalt. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad, lättare instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Omkretsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.





SRX851 · SRX® Knäskydd med öppen knäskål

Detta knäskydd är tillverkat av 3 mm SRX®-material som har Neptune™ laminerat på insidan för optimal komfort. Skyddet har en öppning för knäskålen för att avlasta tryck. Den anatomiska designen, som är lätt böjd, ger en bra passform vid aktivitet, hög funktion och isolering av kroppsvärmen lokalt. Knäskyddet kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad, lättare instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Omkremsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.



SRX856 SRX® Knäskydd Omlottmodell

Denna modell har en omlottdesign som gör den mycket flexibel, enkel att applicera och gör det möjligt att passa lår eller vader som är större än normalt. Bandaget är tillverkat i 3 mm SRX®-material med mjukt korbörretyg på utsidan och Neptune™ på insidan. Två spiralfjädrar är placerade på sidorna runt knäleden tillsammans med två löstagbara elastiska band för att ge stöd individuellt. Knäbandaget kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad, lättare instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.

Storlek	1	2
cm	29–38	38–52

Omkremsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.



SRX857 · SRX® Knäskydd med spiralfjädrar

Denna modell är cirkulär och tillverkad av 3 mm SRX®-material med Neptune™ laminerat på insidan. Bandaget har en öppning för knäskålen för avlastning och två spiralfjädrar på vardera sida om knäleden för att ge stöd. Två elastiska band som är justerbara ger extra kompression och stöd över knäleden. Knäbandaget kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad, instabilitet eller vid tillfällig knäsmärta.

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Omkremsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.



SRX858 · SRX® Knäbandage med ledade skenor

Denna cirkulära modell har en öppning för knäskålen och är tillverkad i 3 mm SRX®-material med Neptune™ på insidan. Bandaget har två ledade knäskenor med låg vikt, tillverkade av komposit och aluminium för att ge knäleden stöd och stabilitet. Två elastiska band som är justerbara ger extra kompression och stöd över knäleden. Knäbandaget kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad eller instabilitet orsakad av ligament- eller meniskskador.



Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	29–32	32–35	35–38	38–42	42–46	46–50

Omkretsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.



SRX859 · SRX® Knäbandage med ledade skenor, Omlottmodell

Denna modell har en omlottdesign som gör den mycket flexibel, enkel att applicera och gör det möjligt att passa lår eller vader som är större än normalt. Det är tillverkat i 3 mm SRX®-material med mjukt kardborretyg på utsidan och Neptune™ på insidan. Bandaget har två ledade knäskenor med låg vikt, tillverkade av komposit och aluminium för att ge knäleden stöd och stabilitet. Två elastiska band som är justerbara ger extra kompression och stöd över knäleden. Knäbandaget kan användas vid lokala inflammationer, överansträngning, svullnad eller instabilitet orsakad av ligament- eller meniskskador.

Storlek	1	2
cm	29–38	38–52

Omkretsmättet tas runt knäleden, mitt över knäskålen.





SRX870 · SRX® Vadskydd

Detta vadskydd är tillverkad av 1,5 mm SRX®-material med Neptune™ på insidan. Materialet har en hög elasticitet med kontrollerad kompression vilket ger ett bra stöd över vadmuskeln. Den anatomiska designen gör att skyddet fungerar även när vadmuskeln ökar i volym under aktivitet. Kompressionen i skyddet beror mycket på den valda storleken, en mindre storlek ger högre kompression över vadmuskeln. Nederdelen på skyddet har tre stopp-sömmar som gör att det kan justeras i längd vid behov. Vadskyddet kan användas vid smärta eller muskelbristningar i vaden, lokala inflammationer, benhinne- och hälseneproblem.

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL
cm	33–34	34–37	37–40	40–42	41–44	43–46

Omkretsmättet tas över vadmuskelns bredaste del. Observera att vadmuskeln form kan påverka passformen på skyddet. Skyddets längd kan justeras över hälsenedelen vid behov. Klipp alltid nedanför stoppsömmen.



SRX871 · SRX® Fotledsstöd

Detta fotledsstöd är tillverkad av 3 mm SRX®-material med Neptune™ på insidan. Materialet ger ett bra stöd, kompression och isolerar kroppsvärmen lokalt över fotleden. Ett elastiskt band med kardborrestängning är placerat under foten och används för att ge stöd och kompression över fotleden. Stödet kan användas vid behov av lokal värme, lätt stöd och kompression över fotleden efter lättare stukningar.

Storlek	XS	S	M	L	XL
cm	19–20	20–21	21–23	23–25	25–27
Skostorlek EUR	35–37	38–40	40–42	42–44	44–46

Omkretsmättet tas runt fotleden i höjd med fotknölnarna. Skostorlek kan också användas som referens. Om de enskilda måtten inte stämmer överens rekommenderar vi att använda omkretsmättet runt fotleden.



SRX872 · SRX® Universellt Elastiskt Fotledsstöd

Detta elastiska fotledsstöd är tillverkad av rundstickad elastisk textil med spiralelastiskt garn. Det ger ett lätt stöd och kompression. Ett elastiskt band med kardborrestängning är placerat under foten och används för att ge stöd och kompression över fotleden. Stödet kan användas vid behov av lokal värme, lätt stöd och kompression över fotleden efter lättare stukningar.

Storlek	Universal
cm	18–24

Omkretsmättet tas runt fotleden i höjd med fotknölnarna.



SRX875 · SRX® Stabilt Fotledsskydd

Detta stabila fotledsskydd med snörning är tillverkat av ballistiskt nylon med air-mesh på insidan. Över hälsenan finns ett elastiskt material placerat för att undvika tryck. Plösen är tillverkad av SRX®-material som är tryckavlastande. Nylonbanden på sidorna kryssas under foten och fästs på sidorna för att ge individuellt stöd. Det övre bandet upptill säkrar både nylondragbanden och snörningen. Fotledsskyddet kan användas för att ge ett mekaniskt stöd och stabilitet över fotleden efter lättare till måttliga stukningar eller för att stödja en instabil fotled under aktivitet.



Storlek	XS	S	M	L	XL
cm	19–20	20–21	21–23	23–25	25–27
Skostorlek EUR	35–37	38–40	40–42	42–44	44–46

Omkretsmättet tas runt fotleden i höjd med fotknölnarna. Skostorlek kan också användas som referens. Om de enskilda måtten inte stämmer överens rekommenderar vi att använda omkretsmättet runt fotleden.





SRX880 · SRX® Värme- & Kompressionsbyxor

SRX® Värme & Kompressionsbyxor är designade med en kombination av ett 0,7 mm ultra-stretch CR-material och ett 1 mm SRX®-kompressionsmaterial, båda med Neptune™ på insidan. 1 mm SRX®-kompressionsmaterialet är tillverkat med en högre densitet och är placerat på framsidan över låren och sedan upp över ljumskregionen för att ge högre kompression och stöd. Bakdelen är något högre för att ge värme över länderyggen. Det justerbara bandet i midjan har ett snabblås för enkel justering. Värme- & kompressionsbyxorna kan användas för att isolera kroppsvärmen och ge kompression över sätesmusklerna, låren och ljumskarna. Detta kan ge ökad cirkulation och elasticitet i muskulaturen.

Storlek	XS	S	M	L	XL
cm	60–75	70–85	80–95	90–105	105–115

Midjemåttet är en indikation för den korrekta storleken men kroppskonstitutionen kan påverka passformen. Materialet har en ultra-stretch som gör att samma storlek kan överlappa måtten i tabellen.



SRX990 · SRX® Kylbandage för Knä, Fotled, Armbåge och Axel

SRX® Kylbandage är ett bandage med multifunktion. Det har en blåsa som kan fyllas med is och vatten för att kyla ner en skadad kroppsdel. Produkten har ett bandage med två band som håller blåsan på plats, och kan användas över både axel, fotled, armbåge och knä. Produkten skall endast användas en begränsad tid under 20-30 minuter och får aldrig appliceras på bar hud. En handduk skall alltid användas mellan blåsan och huden. Produkten kan användas för kylbehandling av ett skadat område upp till 30 minuter för axel, armbåge, knä och fotled.

Universalstorlek



SRX700 · SRX® Kompressionsstrumpa · Vit SRX701 · SRX® Kompressionsstrumpa · Svart

SRX® Kompressionsstrumpor Sport har utvecklats tillsammans med Svenska Handbollsförbundet för de svenska dam- och herrlandslagen.

Strumporna har en graderad medicinsk kompression i enlighet med kompressionsklass 2, för att motverka trötthet i vader under uthållighetsporter. De är tillverkade av en unik fiberkomposition som består av slitstarka och komfortabla bambufiber med aktivt kol för en naturlig antibakteriell effekt. Detta tillsammans med nylon och elastiskt garn tillverkat av latexfri Lycra ger en bra och effektiv kompression. SRX®-strumporna har en anatomisk design med en förstärkt fotledsdel, där kompressionen utgår ifrån. Både häl och tådel på strumpan är förstärkt för hög slitstyrka. Tådelen har också en flexibel söm för att ge maximal komfort. Längden på strumpan är flexibel vilket gör att den fungerar både för korta och långa underben.

Kompressionsstrumporna kan ge mindre trötthet i vadmuskulaturen under aktivitet, påskynda läkning av tidigare skador, förebygga lokala ödem efter trauma och öka ledens rörelseomfång.



Size	Skostorlek	Vadmått	Ankelmått
XS	34–37	23–33 cm	16,5–19 cm
S	37–39	28–38 cm	19–21,5 cm
M	40–43	33–45,5 cm	21,5–24 cm
L	44–47	35,5–46 cm	23–26,5 cm
XL	48–	38,5–51,5 cm	26,5–32 cm



Snabbtorkande



Skyndar på återhämtningen



Bra isoleringsförmåga



Förbättrar cirkulationen



Antibakteriell & naturligt deodoriserande



UV-resistent

SRX042 · SRX® Sportväska · Svart

En vattenavstötande, 42 liters sportväska som kan användas både som vanlig väska och rygsäck. Tillverkad av ballistiskt nylon av hög kvalitet och slitstark TPU. Axelbanden har snabbspännen som kan tas av enkelt och placeras i väskans lock. Genomsiktig ficka för visitkort finns monterad på väskans lock. SRX® by Mediroyal är tryckt på väskans ena sida.





SRX®

Mediroyal Nordic AB är ett svenskt företag inom medicinteknik, med mer än 20 års erfarenhet av utveckling av funktionella ortoslösningar.

Vi utvecklar och producerar våra produkter och material i egna produktionsanläggningar i Taiwan, i republiken Kina och exporterar till över 50 länder i världen.

Orthoses are our passion

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna, Sweden
info@mediroyal.se · www.mediroyal.se