



MR8830 One-Size Rygg

Detta bandage ger stöd och avlastning för ryggen. Med hjälp av det extra dragbandet kan stödet justeras individuellt. I ryggpartiet finns ett NeoTex material insytt som ger värme för ländryggen.


Indikationer: Vid smärttillstånd i ländrygg, lättare instabilitet och vid muskelinflammation



MR8870 One-Size Fotled

Detta bandage kan användas både vid fotledsinstabilitet, lättare stukningar och vid hälsenebesvär. Tillverkad av NeoTex vilket ger värme och kompression. Extra-bandet kan appliceras vid behov av mer stöd.

Indikationer: Fotledsinstabilitet, lättare stukningar och vid hälsenebesvär



När du behöver stöd och smärtlindring

Mediroyal erbjuder ett komplett sortiment för bandage och stöd för leder. Besök vår hemsida för mer information – www.bandageguiden.se

Mediroyal Nordic AB · Box 7052 · Staffans väg 6 B · 192 07 Sollentuna
Tel 08-506 766 00 · info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

mediroyal

Z38200R SE - Vajer (vire)



När du behöver stöd och smärtlindring


mediroyal



MR8810 One-Size Handled Beige

Detta bandage är designat för att ge stöd över handleden. Metallskenan som ligger i handen kan formas individuellt. Det fasta bandet runt handleden ger ett justerbart stöd.

Indikationer: Instabilitet, inflammation och smärta i handleden


Mått	Universal 12-18 cm	
	Ta omkretsen mitt över handleden	



MR8820 One-Size Armbåge

Detta bandage ger ett lätt stöd över armbågen. Tillverkad av NeoTex som ger en värmande effekt.

Indikationer: Smärta i armbågen, lättare instabilitet och vid inflammation

Mått	Universal 20-30 cm	
	Ta omkretsen mitt över armbågsleden	



MR8850 Elastiskt Knä

Detta elastiska bandage med spiral-fjädrar ger ett lätt stöd och avlastning för knäleden.

Indikationer: Vid smärttillstånd i knäleden, lättare instabilitet, ledförslitning eller vid muskelinflammation


Mått	S/M 29-35 cm	L/XL 36-44 cm	
	Ta omkretsen mitt över knäleden		

MR8811 One-Size Handled Svart

Detta bandage är designat för att ge stöd över handleden. Metallskenan som ligger i handen kan formas individuellt. Det fasta bandet runt handleden ger ett justerbart stöd.

Indikationer: Instabilitet, inflammation och smärta i handleden




Mått	Universal 12-18 cm	
	Ta omkretsen mitt över handleden	

MR8821 One-Size Tennisarmbåge

Detta bandage ger en avlastning och kan reducera smärta vid tennisarmbåge. Under spännet ligger en kudde som ger ett lätt tryck.

Indikationer: Smärttillstånd vid tennisarmbåge


Mått	Universal 20-32 cm	
	Ta omkretsen mitt över armbågsleden	

MR8851 One-Size Universal Knä

Detta bandage ger ett bra stöd för knäleden vid lättare ledbandsskador, instabilitet, ledförslitning eller muskelinflammation. Tillverkad av NeoTex som både värmer och ger en bra kompression.

Indikationer: Vid lättare ledbandsskador, instabilitet, ledförslitning eller muskelinflammation



Mått	Universal 29-42 cm	
	Ta omkretsen mitt över knäleden	



MR8815 One-Size Universal Handled

Detta bandage ger ett lätt stöd över handleden. Tillverkad av NeoTex som ger en värmande effekt. Det fasta bandet runt handleden ger ett justerbart stöd.

Indikationer: Lättare instabilitet och smärta i handleden

Mått	Universal 12-18 cm	
	Ta omkretsen mitt över handleden	



MR8852 One-Size Knä Strap

Detta bandage ger ett lätt stöd och avlastning för knäskålssenen vid exempelvis Schlatte- eller hopparknä.

Indikationer: Schlatteknä, hopparknä eller smärta från knäskålen vid instabilitet.

Mått	Universal 29-42 cm	
	Ta omkretsen mitt över knäleden	