

# GENUM KIDZ

Under flera år har vi fått förfrågningar på våra knäortoser i barnstorlekar. Nu finns de.

Problemet har varit att tillverka en tillräckligt liten och lätt led med låg profil och hög funktion. Den nya dubbellenen för barn är tillverkad i fjäderstål, vilket

ger en bra stabilitet och en låg profil. Det har gjort det möjligt att ta fram barnmodeller på våra mest populära knäortoser Genum Liga X och Genum Liga X-Ease.

#### INDIKATIONER

Ligamentsskador, instabilitet på grund av deformitet och hyperextensionsproblem.



MR4151



MR4151

## Genum Kidz Liga X

Baserad på 4011/4111 med ett bakre kors för att förhindra hyperextension. Dubbellenen är tillverkad av fjäderstål vilket gör den stabil och lätt. Ortosen har elastiska kardborrband framtill och oelastiska baktill. Alla banden är justerbara och kan klippas till rätt längd. Tillverkas i två material: latexfri TriTex eller NeoTex.

#### MR4151 Genum Kidz Liga X



Storlek	Omkringsmått runt knäleden
1	21-24 cm
2	25-27 cm
3	27-30 cm
4	30-33 cm



MR4154



MR4154

## Genum Kidz Liga X-Ease

Baserad på 4011/4111 med ett bakre kors för att förhindra hyperextension. Dubbellenen är tillverkad av fjäderstål vilket gör den stabil och lätt. Ortosen har elastiska kardborrband framtill och oelastiska baktill. Alla banden är justerbara och kan klippas till rätt längd. Tillverkas i två material: latexfri TriTex eller NeoTex.

#### MR4151 Genum Kidz Liga X



Storlek	Omkringsmått runt knäleden
1	21-24 cm
2	25-27 cm
3	27-30 cm
4	30-33 cm