

MALLEUM CO-TEX



Malleum Co-Tex

En ny fotledsortos med silikonpelletter för att ge optimal kompression över fotleden. Svullnad är en vanlig orsak till nedsatt ledrörlighet. Malleum Co-Tex är tillverkad i ett speciellt material som ger hög kompression och stöd för fotleden. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Silikonpelletterna i kombination med kompressionen leder också till ökad receptivitet från leden. Kan användas för både höger och vänster. På grund av den högre kompressionen i DeRoyal Co-Tex ortoserna skall de endast användas under aktivitet. Personer med nedsatt sensibilitet eller cirkulation ska inte använda ortoserna utan att rådgöra med läkare först.

INDIKATIONER Fotledsproblem, stukningar och svullnad.

EU5401 Malleum Co-Tex



Storlek	Omkretsmått runt fotledsknölar
X-Small	17-19 cm
Small	19-21 cm
Medium	21-23 cm
Large	23-25 cm
X-Large	25-27 cm
XX-Large	27-29 cm

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
 Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden
 Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna
 Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se
facebook.com/Mediroyalnordic