

# MALLEUM CO-TEX PLUS



## Malleum Co-Tex Plus

En ortos som kombinerar kompression med extra stöd. Tillverkad av ett speciellt material med hög kompression över leden samt silikonpelletter. För extra stöd finns ett elastiskt kardborrband som kan appliceras individuellt. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Kan användas för både höger och vänster. På grund av den högre kompressionen i DeRoyal Co-Tex ortoserna skall de endast användas under aktivitet. Personer med nedsatt sensibilitet eller cirkulation ska inte använda ortoserna utan att rådgöra med läkare först.

**INDIKATIONER** Fotledsproblem, stukningar och svullnad.

EU5402 Malleum Co-Tex Plus



Storlek	Omkretnsmått runt fotledsknölärna
X-Small	17-19 cm
Small	19-21 cm
Medium	21-23 cm
Large	23-25 cm
X-Large	25-27 cm
XX-Large	27-29 cm

mediroyal 

Mediroyal Nordic AB

Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden

Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna

Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)

[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)

[facebook.com/Mediroyalnordic](https://facebook.com/Mediroyalnordic)