

# PODOBOX



Mediroyal har tillsammans med ortopedingenjör Lars Eghamn utvecklat denna kompakta och funktionella spegellåda, PodoBox™.

Spegellådan är ett utmärkt hjälpmedel vid diagnostisering av besvär från nedre extremitet. Det går enkelt att se belastningen på fotvalven och varus- eller valgusställning av hälen. Med spegellådan kan man också göra enklare statistiska analyser av fotledens belastning.

PodoBox™ är en kompakt spegellåda med mycket låg

höjd, vilket gör det enkelt för patienter att kliva upp och ned. I botten på lådan sitter spegeln vilket gör det enkelt för både behandlare och patient att se belastningen. Många spegellådor har dålig belysning. Därför har PodoBox™ två 8 W lysrör monterade nedtill för att ge maximal belysning.

Glasskivan är tillverkad av 10 mm härdat glas, vilket gör den både hållfast och tålig mot repor. Undertill har PodoBox™ ställbara fötter för att kunna kompensera för ojämnt underlag.

## MR1990 PODOBOX™

Höjd: 25 cm  
Vikt: 10 kg  
Längd: 64 cm  
Bredd: 35,5 cm



mediroyal 

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052, 192 07 Sollentuna, Sweden  
Visiting address: Staffans väg 6B, Sollentuna  
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

[www.mediroyal.se](http://www.mediroyal.se)  
[info@mediroyal.se](mailto:info@mediroyal.se)  
[facebook.com/MediroyalNordic](https://facebook.com/MediroyalNordic)